

COV ЛАБ
КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
+7(916)414-93-61 www.sov-lab.ru
+7(495)045-58-29 sov_lab@mail.ru

member You



HEQI GLASS

上海禾汽玻璃仪器有限公司

Shanghai Heqi Glassware Co.,Ltd

商品目录

上海禾汽

SHANGHAI HEQI

CATALOG 2014-2015



本公司已通过ISO9001国际质量体系认证

公司简介



上海禾汽拥有上海禾汽玻璃仪器有限公司、上海禾汽化工科技有限公司、上海禾汽玻璃仪器有限公司（新津）分公司、上海禾汽玻璃仪器有限公司（潍坊）分公司以及各地销售分公司等企业，生产销售“RY”牌和“HEQI GLASS”牌玻璃仪器、实验用品及耗材、实验仪器设备等产品。

Shanghai Heqi has Shanghai Heqi Glassware Co.,Ltd.,Shanghai Heqi Chemical Technology Co.,Ltd.,Shanghai Heqi Glassware Co.,Ltd.(Xinjin)branch,Shanghai Heqi Glassware Co.,Ltd.(Weifang)branch and other trading branches all over China.It produces and sells "RY" brand and "HEQI GLASS" brand glassware,lab supplies and consumables,lab equipment and other products.



本公司于2006年2月顺利通过了ISO9001质量体系认证、先后被CHC全国高科技质量监督促进工作委员会列入“国家质量监督检测合格——全国质量信得过产品（重点宣传单位）”、被中国质量信誉监督管理协会推介为“质量、信誉、服务AAA级会员单位”和“重质量、守信誉先进单位”、被国家信息中心列为中国产品库2007-2008年度（上海）优秀企业、被《中国质量万里行》市场调查中心评为“2007年国家监督检查产品（服务）质量稳定合格企业”、被中国《商品与质量》打假保优维权中心和中国《商品与质量》名优品牌推广中心列入“全国玻璃仪器质量放心消费联盟单位”、2009上海三A级企业、先后被阿里巴巴列为中国玻璃仪器供应商推荐企业和全球玻璃仪器实验设备中国供应商之一、2010年8月获全国“企业信用管理达标证书”、2011年3月顺利通过必维国际检验集团的生产验证、2011年6月评为上海市顾客满意单位等，是中国日用玻璃协会技术玻璃企业委员会成员单位，是现代化学实验室实现一站式供应的最好选择。

The company passed ISO9001 quality system certification in February 2006;Promoted by CHC national high tech quality supervising Committee as "national supervision inspection qualified--national quality trustworthy product(key propaganda units);Promoted by China Quality and Reputation Supervision Management Association as "quality, reputation, service of AAA-level member unit" and "quality,reputation advanced unit";Listed by the State information center as China product 2007-2008 outstanding enterprises(Shanghai); Awarded by "China quality journey" market research center as "2007 national quality(service) supervision and inspection qualified enterprise;Listed by Chinese "product and quality" rights protecting center and excellent brand promotion center as "national glassware quality assured consumer alliance unit";2009 Shanghai AAA enterprises;Recommended by Alibaba as Chinese lab glassware supplier and one of global lab glassware supplier;In August 2010, the company won the national "corporate credit management standard certificate";Passed the Bureau Veritas Group's production-validation;Awarded as Shanghai Customer Satisfaction Unit in June 2011.It is the member unit of China Daily Glass Association technical committee.It is the best choice for a modern chemical laboratory to achieve one-stop supply.



上海禾汽玻璃仪器有限公司成立于2005年4月，位于上海市松江区，是上海禾汽的玻璃仪器生产企业，生产所用玻璃管采用北玻和力诺3.3高硼硅玻璃，烧器类采用厚壁，确保仪器坚固耐用；形成了由中科院上海有机所退休高级灯工唐业魁、磨砂技师吴金国为骨干的技术核心，供应着中科院上海有机所、药物所、复旦大学、上海交大、华东理工大学、华东师范大学和美国杜邦、通用电气、诺华、汉高、罗氏、陶氏、联合利华、桑迪亚、尚华等在上海的绝大多数国外研发机构的常规和特规玻璃仪器；引进国外先进生产技术，同时密切联系国内实验操作人员，不断改进工艺，使产品更加人性化。同时，该公司还代理北玻、天玻、蜀玻、盐城华欧等单位生产的非标口类产品。

Shanghai Heqi Glassware Co.,Ltd. was established in April 2005, located in Songjiang district, Shanghai.It is the glassware production enterprise of Shanghai Heqi.The glass tubes are 3.3 borosilicate glass produced by Beibo and Linuo. Burning class using thick wall to ensure the glassware strong and durable.Formed by the Chinese Academy of Sciences, Shanghai Institute of organic retired senior light worker Tang Yekui, scrub technician Wu Jinguo as the backbone of the technological core. Supply the ordinary and special glassware for Chinese Academy of Sciences, Shanghai Institute of organic and drugs;Fudan University; Shanghai Jiao Tong University; East China University; East China Normal University; DuPont; GE; Novartis; Henkel; Roche; Dow;Unilever;Sandia;ShangHua and other foreign R & D institutions in Shanghai.Introduction of foreign advanced production technology, while closely linked domestic experiments operator to continuously improve processes to make products more user-friendly.Meanwhile, the company also agents non-standard products of Beibo , Tianbo, Shubo and Yancheng Huaou and other units.

第一部分 玻璃仪器

目 录

上海禾流玻璃仪器有限公司

Shanghai He Liu Glassware Co., Ltd

一、烧器类

低形烧杯(厚壁).....	1
塑料柄烧杯.....	1
高形烧杯.....	1
三角烧瓶(厚壁).....	1
具塞三角烧瓶(厚壁).....	2
定碘烧瓶.....	2

二、皿管类

平底蒸发皿.....	2
圆底蒸发皿.....	2
结晶皿.....	2
表面皿.....	2
培养皿.....	3
载玻片.....	3
盖玻片.....	3
T形接管.....	3
Y形接管.....	3
U形接管.....	3
厚料平口试管.....	3
刻度试管.....	4
具塞尖底离心管.....	4
具塞尖底刻度离心管.....	4
尖底离心管.....	4
尖底刻度离心管.....	4
圆底刻度离心管.....	4
球形抽气管(水老鼠).....	4
熔点毛细管.....	5
封口熔点毛细管.....	5
点样毛细管.....	5
医用毛细管.....	5
调药棒.....	5
高型称量瓶.....	5
扁型称量瓶.....	5
直形二路活塞.....	6
直形二路活塞(四氟芯).....	6
T形三路活塞.....	6
T形三路活塞(四氟芯).....	6
气体干燥塔.....	6
直管式气体洗瓶.....	6
多孔式气体洗瓶.....	6
直形点滴管.....	7
红皮头(配直形点滴管).....	7
巴氏滴管.....	7
天然橡胶滴头(配巴氏滴管).....	7
三角薄层喷瓶.....	7
全玻璃注射器.....	7
微量进样器(平头).....	7
微量进样器(尖头).....	7

三、瓶斗类

干燥器.....	8
棕色干燥器.....	8
真空干燥器.....	8
棕色真空干燥器.....	8
酒精灯.....	8
玻璃研钵.....	8
样品瓶(白).....	9
样品瓶(棕).....	9
棕色小口玻璃瓶.....	9
棕色广口玻璃瓶.....	9
色谱用进样瓶, 样品瓶(白).....	9

色谱用进样瓶, 样品瓶(棕).....	9
蓝盖丝口试剂瓶(蜀玻, 中性料).....	10
蓝盖丝口试剂瓶(BBG, 3.3高硼硅料).....	10
蓝盖丝口试剂瓶(bomex, 3.3高硼硅料).....	10
蓝盖丝口试剂瓶(蜀玻, 3.3高硼硅料).....	10
蓝盖丝口试剂瓶(棕色, 蜀玻, 中性料).....	10
蓝盖丝口试剂瓶(棕色, 蜀玻, 3.3高硼硅料).....	10
小口试剂瓶.....	11
棕色小口试剂瓶.....	11
大口试剂瓶.....	11
棕色大口试剂瓶.....	11
放水瓶.....	12
龙头瓶.....	12
单咀过滤瓶.....	12
上下咀过滤瓶.....	12
滴瓶.....	12
棕色滴瓶.....	12
圆盖高型染色缸.....	13
方盖高型染色缸.....	13
P型层析缸(单槽).....	13
P-1型层析缸(双槽).....	13
短管标准漏斗.....	13
厚料分液漏斗(玻璃芯).....	13
厚料分液漏斗(四氟芯).....	14
梨形分液漏斗.....	14
具四氟芯梨形分液漏斗.....	14
梨形刻度分液漏斗.....	14
四氟梨形刻度分液漏斗.....	14

四、量器类

六角量筒.....	15
量筒.....	15
具塞量筒.....	15
量杯.....	15
量瓶(A级).....	15
棕色量瓶(A级).....	16
环标刻度吸管(A级).....	16
单标记移液吸管(A级).....	16
碱性皮头滴定管(A级).....	16
酸性具塞滴定管(A级).....	17
具四氟芯滴定管(A级).....	17
比色管.....	17
具塞比色管.....	17

五、成套仪器类

精密分馏柱填充式.....	18
精密分馏柱填充式电磁开关.....	18
分馏头具活芯式.....	18
分馏头封闭式.....	18
分馏头具电磁漏斗.....	18
分馏头具电磁活塞.....	18
分馏柱具蛇形膨胀管.....	19
分馏柱具环形膨胀管.....	19
玻璃填料.....	19
蒸馏瓶.....	19
真空接受器.....	20
水份测定器.....	20
磨口挥发油测定器.....	20
球形脂肪抽器.....	20
蛇形脂肪抽器.....	20
液-液提取器.....	21
直形定温真空干燥器(干燥枪).....	21

目 录

上海禾汽玻璃仪器有限公司

Shanghai Heqi Glassware Co., Ltd

附常数品氏粘度计	21	真空接受管	39
附常数乌氏粘度计	21	接受管具侧管	39
六、真空仪器类		三路真空接受管	39
二通单支真空活塞	22	二路真空接受管	39
二通双支真空活塞	22	真空接输管	40
三通双支真空活塞	22	真空转式接受器	40
三通三支真空活塞	22	具咀接受试管	40
高真空硅脂	22	直型干燥管	40
真空活塞油脂	22	斜型干燥管	40
七、砂芯滤器类		弯型干燥管	40
砂芯坩锅	23	搅拌器套管	41
砂芯漏斗	23	温度计套管	41
砂芯滤球	24	螺口温度计套管	41
砂芯过滤活动装置	24	汞封搅拌器套管	41
八、标准口类		导气管	41
单口圆底烧瓶(厚壁)	25	具小咀可调式螺纹口	41
斜二口烧瓶(厚壁)	26	具塞温度计	41
三口烧瓶(厚壁)	26	空气冷凝管	42
四口烧瓶(厚壁)	27	直形冷凝管	42
平底烧瓶(厚壁)	27	直形冷凝管,具可拆式小咀	42
三角烧瓶(厚壁)	28	冷指冷凝器	42
抽滤瓶	28	冷指冷凝器,具可拆式小咀	43
茄形烧瓶(厚壁)	28	球形冷凝管	43
KUDERNA-DANISH烧瓶	29	球形冷凝管,具可拆式小咀	43
带刻度浓缩管	29	蛇形冷凝管	43
梨形烧瓶(厚壁)	29	蛇形冷凝管,具可拆式小咀	44
二口梨形烧瓶(厚壁)	30	夹层蛇形冷凝管	44
球磨口圆底烧瓶(厚壁)	30	夹层蛇形冷凝管,具可拆式小咀	44
旋转瓶(法兰口)	30	蛇形回流冷凝管	45
反应球瓶(厚壁)	30	蛇形回流冷凝管,具可拆式小咀	45
反应球瓶(厚壁,标准四氟节门)	31	格氏蛇形冷凝管	45
二口反应球瓶(厚壁)	31	格氏蛇形冷凝管,具可拆式小咀	45
二口反应球瓶(厚壁,标准四氟节门)	31	回流冷凝器,105度	45
反应茄瓶(厚壁)	31	回流冷凝器,105度,具可拆式小咀	46
反应茄瓶(厚壁,标准四氟节门)	32	输液导管	46
反应茄瓶(厚壁,具高真空阀门)	32	旋蒸用冷凝器,直式	46
反应管(厚壁)	32	输液导管	46
反应管(厚壁,标准四氟节门)	33	旋蒸用冷凝器,斜式	46
反应管(厚壁,具高真空阀门)	33	微型杜瓦冷凝器	46
管状溶剂存储瓶(SCHLENK)	33	接头口小塞大	46
球形溶剂存储瓶(SCHLENK)	34	接头口大塞小	47
具四氟节门接头	34	球磨口与标准塞互换接头	47
厚壁耐压瓶 I	34	标准口与球磨塞互换接头	47
厚壁耐压瓶 II	34	双口管	47
二口连接管	34	双塞管	47
三口连接管	35	溶剂转移接头	48
Y型接头	35	蒸馏头75度	48
倒Y型接头	35	具螺口蒸馏头75度	48
四通接头	35	具真空夹层蒸馏头	48
分馏头75度	35	蒸馏弯头75度	48
具螺口蒸馏头75度	35	蒸馏弯头105度	49
刺形分馏头	36	蒸馏弯头75-105度	49
刺形分馏管具上支管塞	36	溶剂蒸馏头(单四氟节门2#)	49
刺形蒸馏柱	36	溶剂蒸馏头(双四氟节门2#)	49
真空夹层分馏柱	36	微型蒸馏头	49
填充式分馏柱具螺旋形圈	37	带夹层微型蒸馏器	49
抽气接管	37	微量垂刺蒸馏器	50
输入接头	37	带夹层微量垂刺蒸馏器	50
具四氟节门真空接头	37	减压蒸馏器	50
具咀接受管	38	带冷凝蒸馏头	50
直形接受管	38	三通蒸馏接受管	50
弯形接受管	38	一体带夹层垂刺微量蒸馏头	50
直接管	38	空心塞	51
弯接管	38	实心塞	51

直形抽气接头	51	夹套开口反应器烧瓶(筒形)	61
直形抽气接头(阴磨口)	51	夹套反应釜体	61
直形抽气接头(具砂板)	51	三层反应釜体	61
90度抽气接头	51	开口反应器盖	62
冻干机接头(弯接管塞)	52	三口双层反应瓶	62
90度抽气接头(阴磨口)	52	四口双层反应瓶	62
省空间90度抽气接头	52	层析用溶液储存瓶	62
抽气接头(双咀180度)	52	具标准四氟节门层析柱	63
抽气接头(双咀90度)	52	具砂板、标准四氟节门层析柱	63
具玻璃节门直型抽气接头	52	具标口、标准四氟节门层析柱	63
具四氟节门直型抽气接头	52	具标口、砂板、四氟节门层析柱	64
具玻璃节门90度抽气接头	53	具储液球、标口、砂板、四氟节门层析柱	64
具四氟节门90度抽气接头	53	具夹层、标口、砂板、四氟节门层析柱	65
具T型玻璃节门三通接头	53	具标口、砂板、抽咀层析柱	65
具T型四氟节门三通接头	53	层析流量控制阀	65
具T型四氟节门换气接头	53	九、温度计、浮计类	
防泡沫球	53	红液棒形温度计	66
防溅球(缓冲球)	54	水银棒形温度计	66
具砂芯防溅球	54	干湿温度计(A型)	66
具四氟节门恒压滴液漏斗	54	酒精比重计	66
具玻璃节门恒压滴液漏斗	55	十、特规类	
具四氟节门刻度恒压滴液漏斗	55	核磁管(进口,配帽子)	66
具高真空接门刻度恒压滴液漏斗	56	核磁管帽	66
具双四氟节门刻度恒压滴液漏斗	56	核磁管清洗器(五根)	66
筒形分液漏斗	56	核磁管清洗器(单根)	66
具四氟节门筒形分液漏斗	56	U型鼓泡器	67
具四氟节门球形分液漏斗	57	油泡通气接头	67
三角抽滤漏斗	57	防倒吸鼓泡器	67
加料漏斗	57	直形冷阱	67
非标口加料漏斗	57	球形冷阱	67
加液漏斗	57	具磨口冷阱	67
砂芯漏斗	57	杜瓦瓶	67
砂芯抽滤漏斗	58	第二冷凝器	68
具小孔玻璃滤板抽滤漏斗	58	升华器	68
带真空夹层砂芯漏斗	58	微量升华器	68
具砂板过滤管	58	升华装置-I	68
具砂板过滤管,2个玻璃节门	58	升华装置-II	68
水分离器(玻璃节门)	58	十一、石英仪器类	
水分离器(四氟节门)	59	石英坩埚(无盖)	69
带夹层水分离器(四氟节门)	59	石英坩埚(有盖)	69
单排气体分配器(玻璃节门)	59	石英试管	69
单排气体分配器(标准四氟节门)	59	石英烧杯	69
单排气体分配器(具玻璃真空节门)	59	石英单口烧瓶	69
单排气体分配器(具高真空节门)	59	石英两口烧瓶	69
双排气体分配器(玻璃节门)	59	石英三口烧瓶	70
具标准四氟节门双排气体分配器	60	石英圆底蒸发器	70
双排气体分配器(玻璃真空节门)	60	石英培养皿	70
双排气体分配器(具高真空节门)	60	石英爆炸瓶	70
开口反应器烧瓶(球形)	60	磨口石英三角烧瓶	70
开口反应器烧瓶(筒形)	60	石英比色皿	70
夹套烧杯	61	石英舟	70

第二部分

实验耗材

橡胶翻口塞	71	四氟管	71
橡胶实心塞	71	过滤皮碗	72
优质橡胶管	71	橡塑烧瓶托	72
保温管	71	软木烧瓶托	72
万用试管硅胶塞	71	尼龙氧气袋	72
三角烧瓶硅胶塞	71	帆布氧气袋	72
乳胶管	71	双连球	72
硅胶管	71	医用加压球	72
硅胶管(进口)	71	喷雾球	72

目 录

上海禾流玻璃仪器有限公司

Shanghai He Liu Glassware Co., Ltd

橡胶球胆	72	移液器吸头	76
洗耳球	72	生物用枪头	76
刻度吸管球	72	样品杯	76
定量吸球(橡胶)	72	酶标板(聚苯乙烯PS)	76
四氟搅拌浆	72	培养板(聚苯乙烯PS)	77
四氟螺旋搅拌浆	72	PCR板(聚丙烯PP)	77
不锈钢外涂四氟螺旋搅拌浆	72	血凝板	77
四氟门式搅拌浆	73	透析夹	77
玻璃搅拌浆	73	冰盒	77
四氟搅拌塞头	73	包埋盒	77
机械搅拌轴套	73	自封袋	77
四氟实心塞	73	气球	77
四氟转接头	73	橡皮筋	77
四氟搅拌磁子	73	不锈钢药匙	77
四氟吸棒	73	刮刀	77
超薄四氟套	73	刮勺	77
塑料标准塞	73	双头针	77
聚酯PET包装瓶	73	实验专用长针头	77
氟化样品瓶	73	普通针头	77
塑料样品瓶	73	不锈钢升降台	77
塑料放水桶	73	铝氧化升降台	77
聚四氟乙烯小口瓶(螺口)	74	实验室网架	77
聚四氟乙烯烧杯	74	铁架台	78
聚四氟乙烯量瓶	74	英式不锈钢方台	78
塑料尖底离心管	74	三足台	78
塑料圆底离心管	74	A型台(铸铁)	78
尖底离心管(灭菌)	74	多向十字夹	78
PCR8联管	74	万向夹	78
PCR8联管盖	74	桌边夹	78
离心管盒	74	德式十字夹	78
塑料一次性滴管	74	中十字夹	78
牛角药匙	74	方十字夹	78
塑料标口夹	74	冷凝夹	78
钢丝标口夹	74	烧瓶夹(冷板喷塑)	78
球形接口夹	74	烧瓶夹(铸造合金)	78
有机玻璃吸管架	74	烧杯夹	78
有机玻璃试管架	75	蝴蝶夹	78
塑料试管架	75	两爪多用夹	78
铝试管架	75	三爪多用夹	78
木制吸管架	75	链夹	78
木比色管架	75	支撑圈(带杆闭口)	78
木制活柱型分液漏斗架	75	大铁环(带顶丝)	78
木试管夹	75	配重圆环	78
木试管架	75	坍塌钳	79
双层木制移液管架	75	弹簧夹(止水夹)	79
木槌	75	螺丝夹	79
塑料烧杯	75	开口反应器烧瓶夹	79
塑料量杯	75	快开式开口反应器烧瓶夹	79
塑料洗瓶	75	扣盖夹(压盖夹, 铸铝喷塑)	79
塑料量筒	75	三脚架	79
塑料量瓶(棕)	75	小三脚架	79
塑料量瓶(白)	75	石棉网	79
塑料漏斗	75	打孔器	79
一次性注射器	76	搪瓷桶(碱缸)	79
一次性针筒过滤器	76	搪瓷方盘	79
冻存管盒	76	搪瓷有盖方盘	79
冻存管	76	敷料镊	79
塑料培养皿	76	手术剪	79
手动单道可调式移液器	76	止血钳	79
手动8道可调式移液器	76	脱脂棉	79
手动单道可调式移液器(进口)	76	医用纱布	79
手动8道可调式移液器(进口)	76	电接点温度计	79
有机玻璃移液器架(Z型)	76	电加热圈	79
移液器吸头盒	76	玻璃刀	80

多用组合工具箱	80	一次性塑料手套	82
瓷坩埚	80	线手套	82
瓷元皿	80	耐酸长袖手套	82
布氏漏斗	80	超长耐酸手套	82
瓷乳钵	80	防护眼镜	82
玛瑙研钵	80	防化面罩	82
定性滤纸(中速)	80	一次性口罩	82
微孔滤膜	80	脱脂棉布口罩	82
滤筒	80	过滤式3#防毒口罩	82
滤布	80	活性炭一次性口罩	82
PH试纸	80	3M口罩	82
精密试纸	80	3M半面型防护面罩(过滤盒另选配)	82
淀粉碘化钾试纸	80	3M全面型防护面罩(过滤盒另选配)	82
标签纸	80	3M多用气体滤毒盒	82
铝箔纸	81	电吹风	82
锡箔纸	81	电热枪	82
保鲜膜	81	铝锅	82
生料带	81	消毒筒(不锈钢)	83
封口膜	81	进口计时器	83
擦镜纸	81	数显式温度计	83
称量纸	81	秒表	83
试管刷	81	油抽(塑料)	83
滴定管刷	81	橡胶O形圈	83
烧瓶刷	81	氟化的O型圈	83
吸管刷	81	杜邦洁净擦拭布	83
三角烧瓶刷	81	载玻片盒	83
量瓶刷	81	细胞趋化小室	83
试剂瓶刷	81	细胞趋化小室滤膜	83
烧杯刷	81	手术刀片	83
量筒刷	81	小砂轮	83
白大褂	81	取液体器	83
丁腈手套	81	紫外灯管	83
乳胶手套	82	有机玻璃防护挡板	83
隔热手套	82	不锈钢消毒筐	83
防水袖套	82	办公用品	83
袖套	82	四氟磁力搅拌子 附图	84

第三部分 硅胶试剂

高效硅胶板	85	薄层层析硅胶	86
高效制备板	85	变色硅胶	86
柱层析硅胶(试剂级)	85	真空泵油	86
柱层析硅胶(工业级)	85	甲基硅油	86
		导热油	86

分公司

上海禾汽分公司简介

Branch of Shanghai Heqi

上海禾汽，秉承服务至上的宗旨，注重销售网络建设。为了让全国的客户都能享受到禾汽的“一站式”服务，上海禾汽在做好网上商城的基础上，又在各地先后建立了成都禾汽实验器材有限公司、苏州诺和科学仪器有限公司、烟台禾汽实验仪器有限公司、无锡禾汽玻璃仪器有限公司、南京禾汽玻璃仪器有限公司、广州金程科学仪器有限公司、济南市柏林玻璃仪器经销中心、郑州禾汽实验仪器有限公司、北京京禾汽科技有限公司等15家销售分公司，这些分公司在财务上都实行独立制度，便于当地客户结算，未来五年内，上海禾汽将继续在全国各大中城市开设上百家分公司，各分公司可以再上海禾汽官方网站www.heqionline.com上得到认证。同时，上海禾汽也在不断尝试海外销售，现已在美国、澳大利亚、德国、爱尔兰、新加坡、马来西亚以及香港、台湾等地设立了销售网点。



成都禾汽实验器材有限公司

联系人：人员待定中

联系电话：021-51699196

联系邮箱：labmaid@heqionline.com

公司地址：成都市经天中路349号13-2-5

广州金程科学仪器有限公司

联系人：谭真东

联系电话：13808866455

联系邮箱：jinchenglab@yahoo.cn

公司地址：广州市天河区柯木塱背坪拾排街92号202室

苏州诺和科学仪器有限公司

联系人：张虎

联系电话：0512-62963450 62960955 15062436325

联系邮箱：nohoorder@sina.cn

公司地址：苏州工业园区金海路34号

郑州禾汽玻璃仪器有限公司

联系人：张源中

联系电话：15237177787 0371-55192520

联系邮箱：zzheqi@aliyun.com

公司地址：郑州市高新区科学大道石楠路升龙又一城

烟台禾汽实验仪器有限公司

联系人：王云舵

联系电话：13863895958

联系邮箱：w19113@126.com

公司地址：山东烟台芝罘区新桥小区79-3-4

徐州禾汽玻璃仪器有限公司

联系人：朱文

联系电话：15380161592

联系邮箱：xuzhouheqi@aliyun.com

公司地址：徐州市鼓楼区清水湾D16号2单元402室

无锡禾汽玻璃仪器有限公司

联系人：李冠江

联系电话：0510-83590486 84341668 13382886983

联系邮箱：labmro@163.com

公司地址：无锡惠山经济开发区惠源路288号高力汽博城C区68栋103号

北京禾汽科技有限公司

联系人：王清立

联系电话：010-51551429 13910721466

联系邮箱：wbq1006@yeah.net

公司地址：北京市海淀区花园北路14号环星大厦E幢109室

南京禾汽化玻仪器有限公司

联系人：蒋林军

联系电话：025-68256980 13675116337

联系邮箱：nanjingheqi@yahoo.com.cn

公司地址：南京市栖霞区仙林大学城工业职业技术学院工业中心二楼

济南市柏林玻璃仪器经销中心

联系人：张伟

联系电话：15550437122 13188860928

联系邮箱：jnhq2012@126.com QQ2498167936

公司地址：山东省济南市历城区经十东路近济南药谷

一、烧器类

低形烧杯（厚壁） Beaker, low form(thick-walled)

B类为四川蜀玻大炉产品，A类为本公司采用3.3高硼硅玻璃管吹制产品。

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	B类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)		A类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)	
B(A)-000101	5ml	10	1200	10	500
B(A)-000102	10ml	20	1200	10	500
B(A)-000103	25ml	20	200	20	600
B(A)-000104	50ml	20	200	20	240
B(A)-000105	100ml	20	200	20	240
B(A)-000106	150ml	10	200	10	160
B(A)-000107	200ml	10	120	10	160
B(A)-000108	250ml	10	120	10	120
B(A)-000109	300ml	10	90	10	120
B(A)-000110	400ml	10	72	10	90
B(A)-000111	500ml	10	72	10	90
B(A)-000112	600ml	10	72	10	60
B(A)-000113	800ml	6	54	10	40
B(A)-000114	1000ml	6	36	10	40
B(A)-000115	2000ml	6	18	6	24
B(A)-000116	3000ml	1	8	1	8
B(A)-000117	5000ml	1	6	1	6



塑料柄烧杯 Beaker, with plastic handle

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)	
B-000121	500ml	8	72
B-000122	1000ml	3	36



高形烧杯 Beaker, tall form

B类为四川蜀玻大炉产品，A类为本公司采用3.3高硼硅玻璃管机制产品。

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	B类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)		A类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)	
B(A)-000131	50ml	20	200	20	240
B(A)-000132	100ml	20	200	20	240
B(A)-000133	250ml	10	120	10	120
B(A)-000134	500ml	10	80	10	90
B(A)-000135	1000ml	6	36	10	40



三角烧瓶（厚壁） Conical flask(thick-walled)

B类为四川蜀玻大炉产品，A类为本公司采用3.3高硼硅玻璃管灯工手工吹制产品。

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	B类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)		A类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)	
B(A)-000201	5ml	40	800	40	800
B(A)-000202	10ml	30	600	30	600
B(A)-000203	25ml	20	400	20	400
B(A)-000204	50ml	10	200	10	200
B(A)-000205	100ml	10	200	10	200
B(A)-000206	150ml	10	120	10	120
B(A)-000207	250ml	10	80	10	80
B(A)-000208	300ml	10	80	10	80
B(A)-000209	500ml	6	48	6	48
B(A)-000210	1000ml	6	36	6	36
B-000211	2000ml	8	16	8	16
B-000212	3000ml	1	8	1	8
B-000213	5000ml	1	6	1	6



玻璃仪器



具塞三角烧瓶 (厚壁) Conical flask with stopper

B类为四川蜀玻大炉产品, A类为本公司采用3.3高硼硅玻璃管灯工手工吹制产品。

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	B类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)	A类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
A-000301	10ml		20 400
A-000302	25ml		20 400
B(A)-000303	50ml	10 200	10 200
B(A)-000304	100ml	10 200	10 200
B(A)-000305	250ml	10 80	10 80
B(A)-000306	500ml	6 48	6 48
B(A)-000307	1000ml	6 36	6 36



定碘烧瓶 Iodine flask

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-021101	50ml	10 200
B-021102	100ml	10 200
B-021103	250ml	10 80
B-021104	500ml	6 48
B-021105	1000ml	6 36

二、皿管类



平底蒸发皿 Evaporating dish with flat bottom

货号 Item No.	直径(mm) Diameter	包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-000401	60mm	12 288
B-000402	90mm	12 192
B-000403	120mm	12 72
B-000404	150mm	6 60



圆底蒸发皿 Evaporating dish with round bottom

货号 Item No.	直径(mm) Diameter	包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-000405	60mm	12 288
B-000406	90mm	12 192
B-000407	120mm	12 72
B-000408	150mm	6 60



结晶皿 Crystallizing dish

货号 Item No.	直径(mm) Diameter	包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-000501	60mm	10 60
B-000502	90mm	10 60
B-000503	100mm	10 60
B-000504	125mm	4 32
B-000505	150mm	4 24
B-000506	180mm	4 16



表面皿 Watch glass

货号 Item No.	直径(mm) Diameter	包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-000601	45	10 1200
B-000602	60	10 1200
B-000603	70	10 1200
B-000604	80	10 1200
B-000605	90	10 1200
B-000606	100	10 1080
B-000607	120	10 640
B-000608	150	10 300
B-000609	180	10 240

培养皿 Petri dish

B类为普通大炉产品，A类为本公司采用3.3高硼硅玻璃管机制超平底产品。

货号 Item No.	直径(mm) Diameter	B类包装Package (SET/BOX, SET/CTN)	A类包装Package (SET/BOX, SET/CTN)
B(A)-000701	60	20 300	10 320
B(A)-000702	75	20 200	10 200
B(A)-000703	90	10 120	10 120
B(A)-000704	100	10 120	10 120
B-000705	120	10 60	
B-000706	150	5 40	

载玻片 Slide glass

货号Item No.	厚度(mm)Thickness	包装(包/箱)Package (BOX/CTN)
B-000801	0.8	50
B-000802	1.2	50
B-000803	1.5	50
B-000804	2.0	50

盖玻片 Cover glass

货号Item No.	尺寸(mm)Size	包装(包/箱)Package (BAG/CTN)
B-000901	18*18	100
B-000902	20*20	100
B-000903	22*22	100
B-000904	24*24	100
B-000905	24*32	100
B-000906	24*50	100

T形接管 Tube, connecting, T-shape

货号 Item No.	小咀外径(mm) Hose O. D.	包装(支/包, 支/盒) Package (PCS/BAG, PCS/BOX)
A-001001	7-8mm	5 100
A-001002	10-11mm	5 100
A-001003	15-16mm	5 50

Y形接管 Tube, connecting, Y-shape

货号 Item No.	小咀外径(mm) Hose O. D.	包装(支/包, 支/盒) Package (PCS/BAG, PCS/BOX)
A-001101	7-8mm	5 100
A-001102	10-11mm	5 100
A-001103	15-16mm	5 50


U形接管 Tube, connecting, U-shape

货号 Item No.	小咀外径(mm) Hose O. D.	包装(支/包, 支/盒) Package (PCS/BAG, PCS/BOX)
A-001201	7-8mm	5 100
A-001202	10-11mm	5 100

厚料平口试管 Test tube without rim

A类为3.3高硼硅料机制厚料试管

货号 Item No.	外径*长度 O. D. * L (mm)	包装(支/盒, 支/箱) Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B(A)-001301	10*75mm	500 3000
B(A)-001302	10*100mm	500 3000
B(A)-001303	12*75mm	500 3000
B(A)-001304	12*100mm	500 3000
B(A)-001305	13*100mm	500 3000
B(A)-001306	15*100mm	200 1800



玻璃仪器



B(A)-001307	15*150mm	200 1200
B(A)-001308	18*150mm	200 1200
B(A)-001309	18*180mm	200 1200
B(A)-001310	21*180mm	100 1000
B(A)-001311	25*200mm	100 600
B(A)-001312	30*200mm	50 400

刻度试管 Test tube without rim, graduated

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	包装(支/盒, 支/箱) Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-001401	5ml	500 3000
B-001402	10ml	200 1800
B-001403	15ml	200 1200
B-001404	20ml	200 1200
B-001405	25ml	250 1000
B-001406	30ml	250 1000
B-001407	50ml	100 600

具塞尖底离心管 Conical centrifuge tube, with stopper

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	包装(支/盒, 支/箱) Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-001501	10ml	40 800

具塞尖底刻度离心管 Conical centrifuge tube, with stopper, graduated

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	包装(支/盒, 支/箱) Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-001601	5ml	40 1200
B-001602	10ml	40 800

尖底离心管 Conical centrifuge tube

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	包装(支/盒, 支/箱) Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-001701	3ml	250 3000
B-001702	5ml	250 3000
B-001703	10ml	100 1000
B-001704	15ml	100 1000
B-001705	25ml	20 400
B-001706	50ml	20 200

尖底刻度离心管 Conical centrifuge tube, graduated

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	包装(支/盒, 支/箱) Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-001801	5ml	250 3000
B-001802	10ml	100 1000
B-001803	15ml	100 1000
B-001804	25ml	20 400
B-001805	50ml	20 200

圆底刻度离心管 Round bottom centrifuge tube graduated

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	包装(支/盒, 支/箱) Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-001901	50ml	20 200
B-001902	100ml	10 200

球形抽气管(水老鼠) Suction pumps

货号 Item No.	包装(支/盒, 支/箱) Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-021201	4 40

熔点毛细管 Melting point capillary

货号 Item No.	直径/长度 D/L (mm)	包装 (支/筒, 筒/箱) Package (PCS/BARREL, BARREL/CTN)
B-002001	0.9-1.1/80	500 50
B-002002	0.9-1.1/100	500 50
B-002003	0.9-1.1/120	500 50
B-002004	0.9-1.1/150	500 50
B-002005	0.9-1.1/160	500 50
B-002006	0.9-1.1/180	500 50
B-002007	0.9-1.1/200	500 50



封口熔点毛细管 Sealed melting point capillary

货号 Item No.	直径/长度 D/L (mm)	包装 (支/筒, 筒/箱) Package (PCS/BARREL, BARREL/CTN)
B-002101	0.9-1.1/80	500 50
B-002102	0.9-1.1/100	500 50
B-002103	0.9-1.1/120	500 50
B-002104	0.9-1.1/150	500 50
B-002105	0.9-1.1/160	500 50
B-002106	0.9-1.1/180	500 50



点样毛细管 Spotting capillary

货号 Item No.	直径/长度 D/L (mm)	包装 (支/筒, 筒/箱) Package (PCS/BARREL, BARREL/CTN)
B-002201	禾汽, 0.3/100	1000 50
B-002202	禾汽, 0.5/100	1000 50
B-002203	华西, 0.3/100	1000 50
B-002204	华西, 0.5/100	1000 50



医用毛细管 Medical capillary

货号 Item No.	直径/长度 D/L (mm)	包装 (支/筒, 筒/箱) Package (PCS/BARREL, BARREL/CTN)
B-002301	0.9-1.1/75	500 50
B-002302	1.5-2.0/100	500 50



调药棒 Glass stirrer

货号 Item No.	直径/长度 D/L (mm)	包装 (支/包, 支/箱) Package (PCS/BAG, PCS/CNT)
B-002401	7-8/330	10 1000
B-002402	9-10/500	10 500



高型称量瓶 Tall type weighing bottle

货号 Item No.	直径/高度 D/H (mm)	包装 (只/盒, 只/箱) Package (PCS/BOX, PCS/CNT)
B-002501	25*25mm	20 1280
B-002502	25*40mm	20 1120
B-002503	30*50mm	20 840
B-002504	30*60mm	20 760
B-002505	40*70mm	10 680
B-002506	35*70mm	20 800



扁型称量瓶 Flat type weighing bottle

货号 Item No.	直径/高度 D/H (mm)	包装 (只/盒, 只/箱) Package (PCS/BOX, PCS/CNT)
B-002601	40*25mm	10 800
B-002602	50*30mm	10 540
B-002603	60*30mm	10 400
B-002604	70*35mm	10 320





直形二路活塞 Stopcock, glass, straight bore

货号 Item No.	活塞孔径(mm) Stopcock bore	支管外径(mm) Branch pipe O. D.	包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-009501	2mm	10	10 200
B-009502	3mm	10	10 200
B-009503	5mm	12	10 200



直形二路活塞(四氟芯) Stopcock, PTFE, straight bore

货号 Item No.	活塞孔径(mm) Stopcock bore	支管外径(mm) Branch pipe O. D.	包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-009503	2mm	10	10 200
B-009504	3mm	10	10 200
B-009505	5mm	12	10 200



T形三路活塞 Stopcock, glass, T-bore

货号 Item No.	活塞孔径(mm) Stopcock bore	支管外径(mm) Branch pipe O. D.	包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-009506	2mm	10	5 100
B-009507	3mm	10	5 100



T形三路活塞(四氟芯) Stopcock, PTFE, T-bore

货号 Item No.	活塞孔径(mm) Stopcock bore	支管外径(mm) Branch pipe O. D.	包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-009508	2mm	10	5 100
B-009509	3mm	10	5 100
B-009510	5mm	12	5 100



气体干燥塔 Gas drying tower

B类为大炉毛坯加工产品, A类为本公司采用3.3高硼硅玻管加工产品。

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	B类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)	A类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B(A)-002701	250ml	2 18	2 40
B(A)-002702	500ml	2 12	2 40



直管式气体洗瓶 Gas washing bottle, straight pipe

B类为大炉毛坯加工产品, A类为本公司采用3.3高硼硅玻管加工产品。

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	B类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)	A类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B(A)-002801	250ml	2 24	2 40
B(A)-002802	500ml	2 16	2 40



多孔式气体洗瓶 Gas washing bottle, porous type

B类为大炉毛坯加工产品, A类为本公司采用3.3高硼硅玻管加工产品。

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	B类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)	A类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B(A)-002803	250ml	2 24	2 40
B(A)-002804	500ml	2 16	2 40

直形点滴管 Straight pipette

货号 Item No.	长度 L (mm)	包装 Package (PCS/BAG, PCS/CNT)
B-003001	228	50 2500
B-003002	160	100 2500
B-003003	90	100 2500

红皮头 (配直形点滴管) Latex tips, red, for pipette

B-003101	100只/包
----------	--------

巴氏滴管 Pasteur pipette

货号 Item No.	长度 L (mm)	包装 Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-003002	150	100 6000
B-003003	150	350 6000
B-003004	230	250 4500

天然橡胶滴头 (配巴氏滴管) Natural rubber tip, for pasteur pipette

B-003102	25只/包
----------	-------

三角薄层喷瓶 Chromatography spray bottle

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	磨口 Joint	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
A-003301	30	14/23	2
A-003302	100	24/29	2
A-003303	250	24/29	2

全玻璃注射器 All-glass syringe

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B-019501	1ml	10
B-019502	2ml	10
B-019503	5ml	10
B-019504	10ml	10
B-019505	20ml	10
B-019506	50ml	5
B-019507	100ml	1


微量进样器 (平头) Microsyringe (flat)

货号 Item No.	容量 (ul) Capacity	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B-019601	0.5ul	1
B-019602	1ul	1
B-019603	5ul	1
B-019604	10ul	1
B-019605	25ul	1
B-019606	50ul	1
B-019607	100ul	1

微量进样器 (尖头) Microsyringe (sharp)

货号 Item No.	容量 (ul) Capacity	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B-019701	0.5ul	1
B-019702	1ul	1
B-019703	5ul	1
B-019704	10ul	1
B-019705	25ul	1
B-019706	50ul	1
B-019707	100ul	1
B-019708	250ul	1





三、瓶斗类

干燥器 Desiccator

货号 Item No.	法兰内径Flange I. D. (mm)	包装(只/箱)Package (PCS/CNT)
B-003401	100mm	4
B-003402	150mm	8
B-003403	180mm	4
B-003404	210mm	1
B-003405	240mm	1
B-003406	300mm	1
B-003407	350mm	1
B-003408	400mm	1

棕色干燥器 Desiccator, brown

货号 Item No.	法兰内径Flange I. D. (mm)	包装(只/箱)Package (PCS/CNT)
B-003502	150mm	8
B-003503	180mm	4
B-003504	210mm	1
B-003505	240mm	1
B-003506	300mm	1
B-003508	350mm	1
B-003507	400mm	1

真空干燥器 Vacuum desiccator

货号 Item No.	法兰内径Flange I. D. (mm)	包装(只/箱)Package (PCS/CNT)
B-003602	150mm	2
B-003603	180mm	2
B-003604	210mm	1
B-003605	240mm	1
B-003606	300mm	1
B-003607	350mm	1
B-003608	400mm	1

棕色真空干燥器 Vacuum desiccator, brown

货号 Item No.	法兰内径Flange I. D. (mm)	包装(只/箱)Package (PCS/CNT)
B-003701	180mm	2
B-003702	210mm	1
B-003703	240mm	1
B-003704	300mm	1
B-003705	350mm	1
B-003706	400mm	1

酒精灯 Alcohol burner

货号 Item No.	容量Capacity (ml)	包装(只/箱)Package (PCS/CNT)
B-003802	250ml	6 72

玻璃研钵 Glass mortar

货号 Item No.	直径 I. D. (mm)	包装(只/箱)Package (PCS/CNT)
B-003901	60mm	12 120
B-003902	75mm	6 72
B-003903	90mm	4 48
B-003904	120mm	4 24
B-003905	150mm	2 16
B-003906	180mm	1 8

样品瓶(白) Sample vial (clear glass)

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	瓶体直径 O. D. (mm)	瓶体高度 H (mm)	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B-019801	2	12	32	100
B-019802	5	15	45	80
B-019803	10, 长	18	65	180
B-019806	10, 短	22	46	156
B-019804	25	28	65	95
B-019805	40	28	95	95



样品瓶(棕) Sample vial (brown glass)

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	瓶体直径 O. D. (mm)	瓶体高度 H (mm)	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B-019811	2	12	32	100
B-019812	5	15	45	80
B-019813	10, 长	18	65	180
B-019814	10, 短	22	46	156
B-019815	25	28	65	95
B-019816	40	28	95	95



棕色小口玻璃瓶(标配PP垫片, PP瓶盖, 可另配四氟复合垫片)

Glass bottle, brown, narrow mouth

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	瓶体直径 O. D. (mm)	瓶体高度 H (mm)	瓶盖规格 Cap size	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B-019821	5	22	50	DIN18	480
B-019822	15	28	65	400-20	420
B-019823	30	33	78	400-20	360
B-019824	60	39	94	400-20	240
B-019825	100	45	112	DIN18	140
B-019826	240	60	138	400-28	96
B-019827	480	75	169	400-28	60



棕色广口玻璃瓶(标配PP垫片, PP瓶盖, 可另配四氟复合垫片)

Glass bottle, brown, wide mouth

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	瓶体直径 O. D. (mm)	瓶体高度 H (mm)	瓶盖规格 Cap size	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B-019831	75	45	83	400-38	192
B-019832	100	50	88	400-38	192
B-019833	120	53	95	400-38	120
B-019834	150	56	100	400-45	108
B-019835	200	61	109	400-45	72
B-019836	250	65	118	400-45	72
B-019837	500	81	148	400-52	60



色谱用进样瓶, 样品瓶(白)

Svample vial, chromatography (clear glass)

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	瓶体直径 O. D. (mm)	瓶体高度 H (mm)	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B-019841	2	12	32	100
B-019842	4	15	45	100



色谱用进样瓶, 样品瓶(棕)

Svample vial, chromatography (brown glass)

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	瓶体直径 O. D. (mm)	瓶体高度 H (mm)	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B-019843	2	12	32	100
B-019844	4	15	45	100





蓝盖丝口试剂瓶(蜀玻, 中性料)

Reagent bottle, screw cap (Shubo, neutral material)

货号 Item No.	容量 Capacity (ml)	包装 Package (PCS/CTN)
B-021901	100ml	120
B-021902	250ml	80
B-021903	500ml	48
B-021904	1000ml	24



蓝盖丝口试剂瓶(BBG, 3.3高硼硅料)

Reagent bottle, screw cap(BBG,3.3 high borosilicate glass)

货号 Item No.	容量 Capacity (ml)	包装 Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-021911	100ml	25 100
B-021912	250ml	10 60
B-021913	500ml	10 40
B-021914	1000ml	10 20



蓝盖丝口试剂瓶(bomex, 3.3高硼硅料)

Reagent bottle, screw cap(bomex,3.3 high borosilicate glass)

货号 Item No.	容量 Capacity (ml)	包装 Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-021921	100ml	25 100
B-021922	250ml	10 60
B-021923	500ml	10 40
B-021924	1000ml	10 20



蓝盖丝口试剂瓶(蜀玻, 3.3高硼硅料)

Reagent bottle, screw cap(Shubo,3.3 high borosilicate glass)

货号 Item No.	容量 Capacity (ml)	包装 Package (PCS/CTN)
B-021931	2000ml	15
B-021932	5000ml	6



蓝盖丝口试剂瓶(棕色, 蜀玻, 中性料)

Reagent bottle, screw cap(brown,Shubo,neutral material)

货号 Item No.	容量 Capacity (ml)	包装 Package (PCS/CTN)
B-021941	100ml	120
B-021942	250ml	80
B-021943	500ml	48
B-021944	1000ml	24



蓝盖丝口试剂瓶(棕色, 蜀玻, 3.3高硼硅料)

Reagent bottle, screw cap(brown,Shubo,3.3 high borosilicate glass)

货号 Item No.	容量 Capacity (ml)	包装 Package (PCS/CTN)
B-021951	100ml	120
B-021952	250ml	80
B-021953	500ml	48
B-021954	1000ml	24
B-021955	2000ml	15

小口试剂瓶 Reagent bottle,narrow mouth

A类为华鸥生产的优质产品，B类为其他厂产品

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	B类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)	A类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B(A)-004001	30ml	20 160	20 160
B(A)-004002	60ml	12 144	12 144
B(A)-004003	125ml	10 80	10 80
B(A)-004004	250ml	10 60	10 60
B(A)-004005	500ml	6 48	6 48
B(A)-004006	1000ml	6 24	6 24
B(A)-004007	2500ml	2 12	2 12
B(A)-004008	5000ml	2 6	2 6
B(A)-004009	10000ml	1 2	1 2
B(A)-004010	20000ml	1 2	1 2



棕色小口试剂瓶 Reagent bottle,narrow mouth ,brown

A类为华鸥生产的优质产品，B类为其他厂产品

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	B类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)	A类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B(A)-004101	30ml	20 160	20 160
B(A)-004102	60ml	12 144	12 144
B(A)-004103	125ml	10 80	10 80
B(A)-004104	250ml	10 60	10 60
B(A)-004105	500ml	6 48	6 48
B(A)-004106	1000ml	6 24	6 24
B(A)-004107	2500ml	2 12	2 12
B(A)-004108	5000ml	2 6	2 6
B(A)-004109	10000ml	1 2	1 2



大口试剂瓶 Reagent bottle,wide mouth

A类为华鸥生产的优质产品，B类为其他厂产品

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	B类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)	A类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B(A)-004201	30ml	20 160	20 160
B(A)-004202	60ml	12 144	12 144
B(A)-004203	125ml	10 80	10 80
B(A)-004204	250ml	10 60	10 60
B(A)-004205	500ml	6 48	6 48
B(A)-004206	1000ml	6 24	6 24
B(A)-004207	2500ml	2 12	2 12
B(A)-004208	5000ml	2 6	2 6
B(A)-004209	10000ml	1 2	1 2
B(A)-004210	20000ml	1 2	1 2



棕色大口试剂瓶 Reagent bottle,wide mouth ,brown

A类为华鸥生产的优质产品，B类为其他厂产品

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	B类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)	A类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B(A)-004301	30ml	20 160	20 160
B(A)-004302	60ml	12 144	12 144
B(A)-004303	125ml	10 80	10 80
B(A)-004304	250ml	10 60	10 60
B(A)-004305	500ml	6 48	6 48
B(A)-004306	1000ml	6 24	6 24
B(A)-004307	2500ml	2 12	2 12
B(A)-004308	5000ml	2 6	2 6
B(A)-004309	10000ml	1 2	1 2



玻璃仪器



放水瓶 Aspirator bottle

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	包装 (只/箱) Package (PCS/CNT)
B-004401	2500ml	6
B-004402	5000ml	6
B-004403	10000ml	1
B-004404	20000ml	1



龙头瓶 Aspirator bottle with loose drop

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	包装 (只/箱) Package (PCS/CNT)
B-004501	2500ml	6
B-004502	5000ml	6
B-004503	10000ml	1
B-004504	20000ml	1



单咀过滤瓶 Filter flask

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	包装 (只/箱) Package (PCS/CNT)
B-004601	125ml	2 84
B-004602	250ml	2 48
B-004603	500ml	2 32
B-004604	1000ml	2 24
B-004605	2500ml	1 6
B-004606	5000ml	1 4
B-004607	10000ml	1 2
B-004608	15000ml	1 2
B-004609	20000ml	1 1



上下咀过滤瓶 Filter flask

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	包装 (只/箱) Package (PCS/CNT)
B-004701	250ml	2 48
B-004702	500ml	2 32
B-004703	1000ml	2 24
B-004704	2500ml	1 6
B-004705	5000ml	1 4
B-004706	10000ml	1 2
B-004707	15000ml	1 2
B-004708	20000ml	1 1



滴瓶 Dropping bottle

A类为华鸥生产的优质产品, B类为其他厂产品

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	B类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)	A类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B(A)-004801	30ml	10 120	10 120
B(A)-004802	60ml	10 100	10 100
B(A)-004803	125ml	12 96	12 96



棕色滴瓶 Dropping bottle, brown

A类为华鸥生产的优质产品, B类为其他厂产品

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	B类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)	A类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B(A)-004901	30ml	10 120	10 120
B(A)-004902	60ml	10 100	10 100
B(A)-004903	125ml	12 96	12 96

圆盖高型染色缸 Staining jar, circular cover

货号 Item No.	容量 (片) Capacity (PCS)	包装 (只/盒, 只/箱) Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-005001	5片	10 60

方盖高型染色缸 Staining jar, square cover

货号 Item No.	容量 (片) Capacity (PCS)	包装 (只/盒, 只/箱) Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-005002	9片	6 60

P型层析缸 (单槽)

P-type chromatography cylinder (single groove)

单槽的底部是平的, 只能用一种溶剂。

货号 Item No.	长度*高度 L * H (mm)	包装 (只/箱) Package (PCS/CTN)
B-005101	200*200	1 4
B-005102	100*200	1 8
B-005103	200*100	1 8
B-005104	100*100	1 12

P-1型层析缸 (双槽)

P-type chromatography cylinder (double groove)

双槽的底部中间隆起, 将底部分成两部分, 可用两种溶剂, 可同时操作两块板。

货号 Item No.	长度*高度 L * H (mm)	包装 (只/箱) Package (PCS/CTN)
B-005201	200*200	1 4
B-005202	100*200	1 8
B-005203	200*100	1 8
B-005204	100*100	1 12

短管标准漏斗 Funnel plain, 60°, short stem

B类为普通大炉产品, A类为本公司采用3.3高硼硅玻管灯手工吹制产品。

货号 Item No.	漏斗直径 D (mm)	B类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)	A类包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B(A)-005301	40	20 240	20 240
B(A)-005302	50	20 240	20 240
B(A)-005303	60	20 160	20 160
B(A)-005304	75	20 120	20 120
B(A)-005305	90	20 80	20 80
B(A)-005306	120	10 40	10 40
B(A)-005307	150	10 20	10 20

厚料分液漏斗 (玻璃芯) Separating funnel, glass stopcock

放料阀, 本公司标配5#芯, 可订制8#、10#、12#真空活塞

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	标口 Joint	玻璃节门孔径(mm) Stopcock bore
B-005401	2000	29/32	5
B-005402	3000	34/35	5
B-005403	5000	40/38	5





厚料分液漏斗(四氟芯) Separatory funnel, PTFE stopcock

放料阀, 本公司标配5#四氟活塞芯, 可订制8#、10#高真空阀门

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	标口 Joint	四氟节门孔径(mm) PTFE Stopcock
B-005404	2000	29/32	5
B-005405	3000	34/35	5
B-005406	5000	40/38	5

梨形分液漏斗

Pear-shape separatory funnel, glass stopcock

1L及以下皆为3.3高硼硅玻管手工吹制而成, A类为优中选优的精选产品。

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	标口 Joint	玻璃节门孔径(mm) Stopcock bore	包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B(A)-005501	30	14/23	2	4 200
B(A)-005502	60	19/26	2	4 120
B(A)-005503	125	19/26	2	4 60
B(A)-005504	250	19/26	3	2 40
B(A)-005505	500	24/29	3	2 32
B(A)-005506	1000	24/29	5	2 16
B-005507	2000	29/32	5	1 8



具四氟芯梨形分液漏斗

Pear-shape separatory funnel, PTFE stopcock

1L及以下皆为3.3高硼硅玻管手工吹制而成, A类为优中选优的精选产品。

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	标口 Joint	四氟节门孔径(mm) PTFE Stopcock	包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B(A)-005701	30	14/23	2	4 200
B(A)-005702	60	19/26	2	4 120
B(A)-005703	125	19/26	2	4 60
B(A)-005704	250	19/26	3	2 40
B(A)-005705	500	24/29	3	2 32
B(A)-005706	1000	24/29	5	2 16
B-005707	2000	29/32	5	1 8



梨形刻度分液漏斗

Pear-shape separatory funnel, graduated, glass stopcock

1L及以下皆为3.3高硼硅玻管手工吹制而成, A类为优中选优的精选产品。

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	标口 Joint	玻璃节门孔径(mm) Stopcock bore	包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
A-005601	60	19/26	2	4 48
A-005602	125	19/26	2	4 48
A-005603	250	19/26	3	2 32
A-005604	500	24/29	3	2 24
A-005605	1000	24/29	5	2 12



四氟梨形刻度分液漏斗

Pear-shape separatory funnel, graduated, PTFE stopcock

1L及以下皆为3.3高硼硅玻管手工吹制而成, A类为优中选优的精选产品。

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	标口 Joint	四氟节门孔径(mm) PTFE Stopcock	包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
A-005511	60	19/26	2	4 48
A-005512	125	19/26	2	4 48
A-005513	250	19/26	3	2 32
A-005514	500	24/29	3	2 24
A-005515	1000	24/29	5	2 12



四、量器类

六角量筒 Hexagon measuring cylinder

厚壁设计, 3.3高硼硅玻管加工产品

货号 Item No.	容量 Capacity (ml)	包装 Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
A-005823	5ml	2 260
A-005824	10ml	2 260
A-005825	25ml	2 260
A-005810	50ml	2 120
A-005811	100ml	2 96
A-005812	250ml	1 48
A-005813	500ml	1 24
A-005814	1000ml	1 12
A-005822	2000ml	1 6



量筒 Measuring cylinder

厚壁设计, 3.3高硼硅玻管加工产品

货号 Item No.	容量 Capacity (ml)	包装 Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-005801	5ml	10 260
B-005802	10ml	40 260
B-005803	25ml	20 260
B-005804	50ml	10 120
B-005805	100ml	10 120
B-005806	250ml	4 48
B-005807	500ml	2 24
B-005808	1000ml	2 12
B-005809	2000ml	1 6



具塞量筒 Measuring cylinder with stopper

厚壁设计, 3.3高硼硅玻管加工产品

货号 Item No.	容量 Capacity (ml)	包装 Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-005815	10ml	40 260
B-005816	25ml	20 260
B-005817	50ml	10 120
B-005818	100ml	10 120
B-005819	250ml	4 48
B-005820	500ml	2 24
B-005821	1000ml	2 12



量杯 Measuring cup

货号 Item No.	容量 Capacity (ml)	包装 Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-005901	5ml	2 260
B-005902	10ml	2 260
B-005903	25ml	2 260
B-005904	50ml	2 120
B-005905	100ml	2 96
B-005906	250ml	1 48
B-005907	500ml	1 24
B-005908	1000ml	1 12
B-005909	2000ml	1 6



量瓶(A级) Volumetric flask (class A)

皆为A级产品, A类外观好, 精度高。

货号 Item No.	容量 Capacity (ml)	包装 Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B(A)-006001	5ml	12 288
B(A)-006002	10ml	12 288
B(A)-006003	25ml	12 144





B(A)-006004	50ml	12 144
B(A)-006005	100ml	6 144
B(A)-006006	250ml	2 48
B(A)-006007	500ml	2 32
B(A)-006008	1000ml	2 24
B(A)-006009	2000ml	2 12

棕色量瓶(A级) Volumetric flask, brown (class A)

皆为A级产品, A类外观好, 精度高。

货号 Item No.	容量 Capacity (ml)	包装 Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B(A)-006109	5ml	12 288
B(A)-006101	10ml	12 288
B(A)-006102	25ml	12 144
B(A)-006103	50ml	12 144
B(A)-006104	100ml	6 144
B(A)-006105	250ml	2 48
B(A)-006106	500ml	2 32
B(A)-006107	1000ml	2 24
B(A)-006108	2000ml	2 12



环标刻度吸管(A级) Measuring pipette (class A)

货号 Item No.	容量 Capacity (ml)	包装 Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-006201	0.1ml	20 400
B-006202	0.2ml	20 400
B-006203	0.25ml	20 400
B-006204	0.5ml	20 400
B-006205	1ml	20 400
B-006206	2ml	20 400
B-006207	5ml	10 400
B-006208	10ml	10 400
B-006209	15ml	10 320
B-006210	25ml	10 240
B-006211	50ml	10 180



单标记移液吸管(A级) Volumetric pipette (class A)

货号 Item No.	容量 Capacity (ml)	包装 Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-006301	1ml	20 400
B-006302	2ml	20 400
B-006303	3ml	20 400
B-006304	5ml	10 360
B-006305	10ml	10 240
B-006306	15ml	10 200
B-006307	20ml	10 200
B-006308	25ml	10 100
B-006309	50ml	10 80
B-006310	100ml	10 60



碱性皮头滴定管(A级) Alkali burette (class A)

货号 Item No.	容量 Capacity (ml)	包装 Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-006401	10ml	20 60
B-006402	25ml	20 60
B-006403	50ml	15 60
B-006404	100ml	10 60

酸性具塞滴定管(A级)

Acid burette (class A)

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	包装 Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-006501	10ml	5 60
B-006502	25ml	5 60
B-006503	50ml	5 60
B-006504	100ml	5 60

具四氟芯滴定管(A级)

Burette, PTFE stopcock (class A)

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	包装 Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-006601	10ml	5 60
B-006602	25ml	5 60
B-006603	50ml	5 60
B-006604	100ml	5 60

比色管

Colorimetric tube

6*5-10ml为总容量为10ml, 5ml处有刻度, 6只/组, 本报价为每组价格


货号 Item No.	只数*容量1-容量2 PCS* (V1*V2) (ml)	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B-006705	6*5-10ml	6
B-006706	6*10-25ml	6
B-006707	6*25-50ml	6
B-006708	6*50-100ml	6
B-006709	12*5-10ml	12
B-006710	12*10-25ml	12
B-006711	12*25-50ml	12
B-006712	12*50-100ml	12

具塞比色管

Colorimetric tube with stopper

6*5-10ml为总容量为10ml, 5ml处有刻度, 6只/组, 本报价为每组价格

货号 Item No.	只数*容量1-容量2 PCS* (V1*V2) (ml)	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B-006805	6*5-10ml	6
B-006806	6*10-25ml	6
B-006807	6*25-50ml	6
B-006808	6*50-100ml	6
B-006809	12*5-10ml	12
B-006810	12*10-25ml	12
B-006811	12*25-50ml	12
B-006812	12*50-100ml	12



五、成套仪器类

精馏装置系列都是采用3.3高硼硅玻管加工制成，厚壁设计，可根据客户需求订制不同规格。

精密分馏柱填充式

Precision distillation column, filling type

由分馏头具活芯式24, 19, 14, 40和分馏柱具蛇形膨胀管两部分组成，下面是分馏柱的规格

货号 Item No.	柱内径(mm) Column I.D.	柱有效长度(mm) Effective length	柱上口 Top joint	柱下塞 Bottom
B(A)-006901	20	700	24/29	24/29




B(A)-007100

精密分馏柱填充式电磁开关

Precision distillation column, filling type, electromagnetic switch

由分馏头具电磁漏斗24, 19, 14, 14, 40和分馏柱具蛇形膨胀管两部分组成，下面是分馏柱的规格

货号 Item No.	柱内径(mm) Column I.D.	柱有效长度(mm) Effective length	柱上口 Top joint	柱下塞 Bottom
B(A)-007001	20	700	24/29	24/29



B(A)-007200

分馏头具活芯式

Fractionation head with active core type

货号 Item No.	标口 Joint	单位 Unit
B(A)-007101	24, 19, 14, 40	只
B(A)-007102	29, 19, 14, 40	只

分馏头封闭式 Fractionation head enclosed

货号 Item No.	标口 Joint	单位 Unit
B(A)-007201	24, 19, 14,	只
B(A)-007202	29, 19, 14,	只



B(A)-007300

分馏头具电磁漏斗

Fractionation head with electromagnetic funnel

货号 Item No.	标口 Joint	单位 Unit
B(A)-007301	24, 19, 14, 14, 40	只
B(A)-007302	29, 19, 14, 14, 40	只



B(A)-007400

分馏头具电磁活塞

Fractionation head with electromagnetic piston

货号 Item No.	标口 Joint	单位 Unit
B(A)-007401	24, 19, 14, 14	只
B(A)-007402	29, 19, 14, 14	只

分馏柱具蛇形膨胀管

Distillation column with serpentine expansion pipe


货号 Item No.	柱内径(mm) Column I.D.	柱有效长度(mm) Effective length	柱上口 Top joint	柱下塞 Bottom joint
B(A)-007501	15	700	24/29	24/29
B(A)-007502	15	1300	24/29	24/29
B(A)-007503	20	700	24/29	24/29
B(A)-007504	20	1300	24/29	24/29
B(A)-007505	25	700	29/32	29/32
B(A)-007506	25	1300	29/32	29/32



分馏柱具环形膨胀管

Distillation column with loop expansion pipe

货号 Item No.	柱内径(mm) Column I.D.	柱有效长度(mm) Effective length	柱上口 Top joint	柱下塞 Bottom joint
B(A)-007601	15	700	24/29	24/29
B(A)-007602	15	1300	24/29	24/29
B(A)-007603	20	700	24/29	24/29
B(A)-007604	20	1300	24/29	24/29
B(A)-007605	25	700	29/32	29/32
B(A)-007606	25	1300	29/32	29/32



玻璃填料

Distillation column packing

货号 Item No.	样式 Type	包装 Package
B-007611	弹簧式	200g
B-007612	耳环式	200g

蒸馏瓶

Distilling flask

配套精密分馏柱填充式和精密分馏柱填充式电磁开关使用，三口烧瓶两侧口配备温度计套管和导气管各一只。

货号 Item No.	容量 Capacity(ml)	主口 Main joint	侧口 Side joint
B(A)-007701	250	24/29	14/23
B(A)-007702	250	24/29	19/26
B(A)-007703	500	24/29	14/23
B(A)-007704	500	24/29	19/26
B(A)-007705	1000	24/29	14/23
B(A)-007706	1000	24/29	19/26
B(A)-007707	1000	29/32	19/26
B(A)-007708	2000	29/32	14/23
B(A)-007709	2000	29/32	19/26
B(A)-007710	2000	24/29	14/23
B(A)-007711	2000	29/32	24/29



真空接受器

Vacuum receiver



货号 Item No.	上口 Top joint	下塞 Bottom joint	玻芯孔径(mm) Stopcock bore
B-007801	14/23	14/23	2
B-007802	19/26	19/26	2
B-007803	19/26	24/29	2
B-007804	19/26	29/32	2
B-007805	24/29	24/29	2
B-007806	24/29	29/32	3
B-007807	29/32	29/32	3

水份测定器

Water determination apparatus



货号 Item No.	容量(ml) Capacity	包装 Package
B-007901	500ml	套

磨口挥发油测定器

Volatile oil determination apparatus with joint



货号 Item No.	包装 Package
B-008101	套

球形脂肪抽出器

Extraction apparatus soxhlet with bulb condenser



货号 Item No.	容量(ml) Capacity	包装 Package
B(A)-008301	60ml	套
B(A)-008302	150ml	套
B(A)-008303	250ml	套
B(A)-008304	500ml	套

蛇形脂肪抽出器

Extraction apparatus soxhlet with coil condenser



货号 Item No.	容量(ml) Capacity	包装 Package
B(A)-008401	60ml	套
B(A)-008402	150ml	套
B(A)-008403	250ml	套
B(A)-008404	500ml	套

液-液提取器

Extractor, liquid-liquid, continuous

货号 Item No.	单位 Unit
A-008405	只



直形定温真空干燥器(干燥枪)

Vacuum drying apparatus alderhalden

货号 Item No.	单位 Unit
B-008601	套



附常数品氏粘度计

Kinematic viscosimeter pinkevich

货号 Item No.	毛细管内径mm Capillary I.D.	单位 Unit
B-008901	0.4mm	只
B-008902	0.6mm	只
B-008903	0.8mm	只
B-008904	1.0mm	只
B-008905	1.2mm	只
B-008906	1.5mm	只
B-008907	2.0mm	只
B-008908	2.5mm	只
B-008909	3.0mm	只
B-008910	3.5mm	只
B-008911	4.0mm	只



附常数乌氏粘度计

Viscosimeter

货号 Item No.	毛细管内径mm Capillary I.D.	单位 Unit
B-009001	0.5-0.6mm	只
B-009002	0.6-0.7mm	只
B-009003	0.7-0.8mm	只
B-009004	0.8-0.9mm	只
B-009005	0.9-1.0mm	只
B-009006	1.0-1.1mm	只



六、真空仪器类

二通单支真空活塞 High vacuum stopcock L-shape two way



货号 Item No.	活塞孔径(mm) Stopcock bore	支管外径(mm) Branch pipe O. D.	包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-009101	4mm	10	5 30
B-009102	6mm	13	5 30
B-009103	8mm	14	5 30
B-009104	10mm	15	5 30
B-009105	12mm	16	5 30
B-009106	15mm	24	5 30

二通双支真空活塞 High vacuum stopcock straight



货号 Item No.	活塞孔径(mm) Stopcock bore	支管外径(mm) Branch pipe O. D.	包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-009201	2.5mm	8	5 30
B-009202	4mm	10	5 30
B-009203	6mm	11	5 30
B-009204	8mm	13	5 30
B-009205	10mm	15	5 30
B-009206	12mm	16	5 30
B-009207	15mm	24	5 30

三通双支真空活塞

High vacuum stopcock L-shape three way



货号 Item No.	活塞孔径(mm) Stopcock bore	支管外径(mm) Branch pipe O. D.	包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-009301	4mm	10	5 30
B-009302	6mm	13	5 30
B-009303	8mm	14	5 30
B-009304	10mm	15	5 30
B-009305	12mm	16	5 30
B-009306	15mm	18	5 30

三通三支真空活塞

High vacuum stopcock T-shape three way



货号 Item No.	活塞孔径(mm) Stopcock bore	支管外径(mm) Branch pipe O. D.	包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-009401	2.5mm	8	5 30
B-009402	4mm	10	5 30
B-009403	6mm	11	5 30
B-009404	8mm	13	5 30
B-009405	10mm	15	5 30
B-009406	12mm	16	5 30
B-009407	15mm	24	5 30

高真空硅脂 High vacuum grease



货号 Item No.	型号 Type	包装 Package (g/盒)
B-009601	751	100
B-009602	7501	50

真空活塞油脂 Vacuum grease



货号 Item No.	型号 Type	包装 Package (g/盒)
B-009701	1#	50
B-009703	3#	50

七、砂芯滤器类

凡是用玻璃粉末烧制成各种过滤用的仪器，都可以称为砂芯滤器或称为垂溶滤器。一般按容量大小、直径大小、滤板孔径粗细分成不同规格，其中滤板孔径通常用代号数字表示1、2、3、4、5、6，具体含义如下：

滤孔编号:1 微孔平均直径:80-120微米 简单用途:收集和扩散气体。

滤孔编号:2 微孔平均直径:40-80微米 简单用途:滤除大颗粒之沉淀。

滤孔编号:3 微孔平均直径:15-40微米 简单用途:滤除一般化学溶液中杂质。

滤孔编号:4 微孔平均直径:5-15微米 简单用途:滤除溶液中沉淀杂质,减压过滤方法。

滤孔编号:5 微孔平均直径:2-5微米 简单用途:滤除细小沉淀或较大细菌,减压过滤方法。

滤孔编号:6 微孔平均直径:2微米以下 简单用途:滤除细菌,减压过滤方法。

砂芯坩锅 Crucible, fritted disc

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	砂芯号数 Core NO.	包装Package (PCS/BOX, PCS/CTN)
B-010001	10	1	10 120
B-010002	10	2	10 120
B-010003	10	3	10 120
B-010004	10	4	10 120
B-010005	30	1	6 72
B-010006	30	2	6 72
B-010007	30	3	6 72
B-010008	30	4	6 72
B-010009	30	5	6 72



砂芯漏斗 Funnel, fritted disc

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	砂芯号数 Core NO.	包装Package (PCS/BOX)
B-010101	35	1	10
B-010102	35	2	10
B-010103	35	3	10
B-010104	35	4	10
B-010105	35	5	10
B-010106	35	6	10
B-010107	60	1	10
B-010108	60	2	10
B-010109	60	3	10
B-010110	60	4	10
B-010111	60	5	10
B-010112	60	6	10
B-010113	100	1	2
B-010114	100	2	2
B-010115	100	3	2
B-010116	100	4	2
B-010117	100	5	2
B-010118	100	6	2
B-010119	130	1	2
B-010120	130	2	2
B-010121	130	3	2
B-010122	130	4	2
B-010123	130	5	2
B-010124	130	6	2



玻璃仪器



货号 Item No.	容量(ml) Capacity	砂芯号数 Core NO.	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B-010125	250	1	2
B-010126	250	2	2
B-010127	250	3	2
B-010128	250	4	2
B-010129	250	5	2
B-010130	250	6	2
B-010131	500	1	2
B-010132	500	2	2
B-010133	500	3	2
B-010134	500	4	2
B-010135	500	5	2
B-010136	500	6	2
B-010137	1000	1	1
B-010138	1000	2	1
B-010139	1000	3	1
B-010140	1000	4	1
B-010141	1000	5	1
B-010142	2000	3	1
B-010143	2000	4	1
B-010144	3000	3	1
B-010145	3000	4	1
B-010146	5000	3	1
B-010147	5000	4	1

砂芯滤球 Filter ball, fritted disc

货号 Item No.	砂芯直径(mm) Core O. D.	砂芯号数 Core NO.	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B-010201	30	2	10
B-010202	30	3	10
B-010203	30	4	10
B-010204	65	2	1
B-010205	65	3	1
B-010206	65	4	1
B-010207	80	2	2
B-010208	80	3	2
B-010209	80	4	2
B-010210	100	2	2
B-010211	100	3	2
B-010212	100	4	2

砂芯过滤活动装置 Filtration device

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	包装Package (PCS/BOX)
B-010301	500ml	1
B-010302	1000ml	1
B-010303	2000ml	1

八、标准口类

标准接口玻璃仪器，均按国际通用的技术标准制造，当某个部件损坏时，可以选购。标准接口仪器的每个部件在其口塞的上或下显著部位均具有烤印的标志，表明规格。常用的有10, 12, 14, 16, 19, 24, 29, 34, 40等。一般标准接口上印有二个数字，24/29，24表示磨口大端的直径为24mm，29表示磨口磨砂面的高度为29mm。

国际通用标准口依据磨砂面的长短分短标、中标和长标，美国标准一般19#以下采用短标，24#以上采用长标；我国和欧洲标准一样，都采用中标。以24#口为例，短标24/25，中标为24/29，长标为24/40。本公司常规产品一般采用中标，可按要求订制其他标准产品，标准口系列产品一律采用优质的3.3高硼硅玻璃制成。

B类为国内销售产品，A类为出口产品。

单口圆底烧瓶(厚壁) Flask,round bottom,single neck

厚壁设计，1000ml及以下规格皆为玻璃管手工吹制而成，球壁厚且均匀。

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	磨口 Joint	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-010401	5	14/23	60
B(A)-010402	10	14/23	50
B(A)-010403	25	14/23	30
B(A)-010404	50	14/23	20
B(A)-010405	100	14/23	10
B(A)-010406	150	14/23	10
B(A)-010407	10	19/26	50
B(A)-010408	25	19/26	30
B(A)-010409	50	19/26	20
B(A)-010410	100	19/26	10
B(A)-010411	150	19/26	10
B(A)-010412	250	19/26	10
B(A)-010413	500	19/26	6
B(A)-010414	1000	19/26	4
B(A)-010415	50	24/29	20
B(A)-010416	100	24/29	10
B(A)-010417	150	24/29	10
B(A)-010418	250	24/29	10
B(A)-010419	500	24/29	6
B(A)-010420	1000	24/29	4
B(A)-010421	2000	24/29	4
B(A)-010422	50	29/32	20
B(A)-010423	100	29/32	10
B(A)-010424	250	29/32	10
B(A)-010425	500	29/32	6
B(A)-010426	1000	29/32	4
B(A)-010427	2000	29/32	4
B(A)-010428	3000	29/32	4
B(A)-010429	3000	40/38	4
B(A)-010430	5000	40/38	2
B(A)-010431	10000	50/42	1





斜二口烧瓶(厚壁) Round bottom flask,2 necks

厚壁设计, 1000ml 及以下规格皆为玻璃管手工吹制而成, 球壁厚且均匀。

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	主口 Main joint	侧口 Side joint	包装(只/盒) Package(PCS/BOX)
B(A)-010501	10	14/23	14/23	50
B(A)-010502	25	14/23	14/23	30
B(A)-010503	50	14/23	14/23	20
B(A)-010504	25	19/26	14/23	30
B(A)-010505	50	19/26	14/23	20
B(A)-010506	100	19/26	14/23	10
B(A)-010507	250	19/26	14/23	10
B(A)-010508	100	24/29	14/23	10
B(A)-010509	250	24/29	14/23	10
B(A)-010510	500	24/29	14/23	6
B(A)-010511	250	24/29	19/26	10
B(A)-010512	500	24/29	19/26	6
B(A)-010513	1000	24/29	19/26	4
B(A)-010514	2000	24/29	19/26	4
B(A)-010515	1000	24/29	24/29	4
B(A)-010516	2000	24/29	24/29	4

三口烧瓶(厚壁) Round bottom flask,3 necks

厚壁设计, 1000ml 及以下规格皆为玻璃管手工吹制而成, 球壁厚且均匀。

本公司常规产品主口与侧口成15度角, 介于标准的直口和斜口之间, 但可以按客户要求做成标准的直斜口, 标准口的大小可按客户要求订制。



货号 Item No.	容量(ml) Capacity	主口 Main joint	侧口 Side joint	包装(只/盒) Package(PCS/BOX)
B(A)-010601	10	14/23	14/23	50
B(A)-010602	25	14/23	14/23	30
B(A)-010603	50	14/23	14/23	20
B(A)-010604	25	19/26	14/23	30
B(A)-010605	50	19/26	14/23	20
B(A)-010606	100	19/26	14/23	10
B(A)-010607	250	19/26	14/23	10
B(A)-010608	500	19/26	14/23	6
B(A)-010609	1000	19/26	14/23	4
B(A)-010610	100	19/26	19/26	10
B(A)-010611	150	19/26	19/26	10
B(A)-010612	250	19/26	19/26	10
B(A)-010613	500	19/26	19/26	6
B(A)-010614	1000	19/26	19/26	4
B(A)-010615	100	24/29	14/23	10
B(A)-010616	250	24/29	14/23	10
B(A)-010617	500	24/29	14/23	6
B(A)-010618	1000	24/29	14/23	4
B(A)-010619	100	24/29	19/26	10
B(A)-010620	250	24/29	19/26	10
B(A)-010621	500	24/29	19/26	6
B(A)-010622	1000	24/29	19/26	4
B(A)-010623	2000	24/29	19/26	4
B(A)-010624	100	24/29	24/29	10
B(A)-010625	250	24/29	24/29	10
B(A)-010626	500	24/29	24/29	6
B(A)-010627	1000	24/29	24/29	4
B(A)-010628	2000	24/29	24/29	4
B(A)-010629	1000	29/32	24/29	4

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	主口 Main joint	侧口(*2) Side joints	包装(只/盒) Package(PCS/BOX)
B(A)-010630	2000	29/32	24/29	4
B(A)-010631	3000	29/32	24/29	4
B(A)-010632	5000	40/38	24/29	2
B(A)-010633	10000	40/38	24/29	1
B(A)-010634	10000	40/38	29/32	1
B(A)-010635	20000	50/42	29/32	1
B(A)-010636	50000	50/42	29/32	1

四口烧瓶(厚壁) Round bottom flask, 4 necks

厚壁设计, 1000ml 及以下规格皆为玻璃管手工吹制而成, 球壁厚且均匀。

本公司常规产品主口与侧口成15度角, 介于标准的直口和斜口之间, 但可以按客户要求做成标准的直斜口, 前口为直口, 插温度计用, 一般做成14#口, 也可按客户要求定制。同时可定制5、6口瓶。

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	主口 Main joint	侧口(*2) Side joints	前口 Front joint	包装(只/盒) Package(PCS/BOX)
B(A)-010701	100	19/26	14/23	14/23	10
B(A)-010702	100	19/26	19/26	14/23	10
B(A)-010703	100	24/29	19/26	14/23	10
B(A)-010704	250	24/29	19/26	14/23	10
B(A)-010705	500	24/29	19/26	14/23	6
B(A)-010706	1000	24/29	19/26	14/23	4
B(A)-010707	500	24/29	24/29	14/23	6
B(A)-010708	1000	24/29	24/29	14/23	4
B(A)-010709	2000	24/29	24/29	14/23	4
B(A)-010710	1000	29/32	24/29	14/23	4
B(A)-010711	2000	29/32	24/29	14/23	4
B(A)-010712	3000	29/32	24/29	14/23	4
B(A)-010713	5000	29/32	24/29	14/23	2
B(A)-010714	5000	40/38	24/29	14/23	2
B(A)-010715	10000	50/42	29/32	14/23	1
B(A)-010716	20000	50/42	29/32	14/23	1
B(A)-010717	50000	50/42	29/32	14/23	1



平底烧瓶(厚壁) Flat bottom flask

厚壁设计, 1000ml 及以下规格皆为玻璃管手工吹制而成, 球壁厚且均匀。可定制不同容量和标口。

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	磨口 Joint	包装(只/盒) Package(PCS/BOX)
B(A)-010801	25	14/23	30
B(A)-010802	50	14/23	20
B(A)-010803	100	14/23	10
B(A)-010804	50	19/26	20
B(A)-010805	100	19/26	10
B(A)-010806	250	19/26	10
B(A)-010807	500	19/26	6
B(A)-010808	50	24/29	20
B(A)-010809	100	24/29	10
B(A)-010810	250	24/29	10
B(A)-010811	500	24/29	6
B(A)-010812	1000	24/29	4
B(A)-010813	2000	24/29	4





三角烧瓶（厚壁） Conical flask with joint

厚壁设计，1000ml及以下规格皆为玻璃管手工吹制而成，球壁厚且均匀。可定制不同容量和标口。

货号 Item No.	容量 Capacity (ml)	磨口 Joint	包装（只/盒） Package (PCS/BOX)
B (A)-010901	10	14/23	50
B (A)-010902	25	14/23	30
B (A)-010903	50	14/23	20
B (A)-010904	100	14/23	10
B (A)-010905	150	14/23	10
B (A)-010906	10	19/26	50
B (A)-010907	25	19/26	30
B (A)-010908	50	19/26	20
B (A)-010909	100	19/26	10
B (A)-010910	150	19/26	10
B (A)-010911	250	19/26	10
B (A)-010912	500	19/26	6
B (A)-010913	1000	19/26	4
B (A)-010914	50	24/29	20
B (A)-010915	100	24/29	10
B (A)-010916	150	24/29	10
B (A)-010917	250	24/29	10
B (A)-010918	500	24/29	6
B (A)-010919	1000	24/29	4
B (A)-010920	250	29/32	10
B (A)-010921	500	29/32	6
B (A)-010922	1000	29/32	4
B (A)-010923	2000	29/32	4

抽滤瓶 Filter flask with joint

厚壁设计，1000ml及以下规格皆为玻璃管手工吹制而成，球壁厚且均匀。可定制不同容量和标口。



货号 Item No.	容量 Capacity (ml)	磨口 Joint	包装（只/盒） Package (PCS/BOX)
B (A)-011001	50	14/23	20
B (A)-011002	100	14/23	10
B (A)-011003	150	14/23	10
B (A)-011004	50	19/26	20
B (A)-011005	100	19/26	10
B (A)-011006	150	19/26	10
B (A)-011007	250	19/26	10
B (A)-011008	500	19/26	6
B (A)-011009	100	24/29	10
B (A)-011010	150	24/29	10
B (A)-011011	250	24/29	10
B (A)-011012	500	24/29	6
B (A)-011013	1000	29/32	4

茄形烧瓶（厚壁） Schlenk flask

厚壁设计，1000ml及以下规格皆为玻璃管手工吹制而成，球壁厚且均匀。可定制不同容量和标口。

货号 Item No.	容量 Capacity (ml)	磨口 Joint	包装（只/盒） Package (PCS/BOX)
B (A)-011126	5	14/23	60
B (A)-011127	10	14/23	50
B (A)-011128	25	14/23	30
B (A)-011129	50	14/23	20
B (A)-011130	100	14/23	10
B (A)-011131	10	19/26	50

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	标口 Joint	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-011132	25	19/26	30
B(A)-011133	50	19/26	20
B(A)-011134	100	19/26	10
B(A)-011135	250	19/26	10
B(A)-011136	500	19/26	6
B(A)-011137	1000	19/26	4
B(A)-011138	25	19/26	30
B(A)-011139	50	24/29	20
B(A)-011140	100	24/29	10
B(A)-011141	250	24/29	10
B(A)-011142	500	24/29	6
B(A)-011143	1000	24/29	4
B(A)-011144	2000	24/29	4
B(A)-011149	3000	24/29	4
B(A)-011145	250	29/32	10
B(A)-011146	500	29/32	6
B(A)-011147	1000	29/32	4
B(A)-011148	2000	29/32	4
B(A)-011150	3000	29/32	4



KUDERNA-DANISH 烧瓶 KUDERNA-DANISH flask

厚壁设计，以下规格皆为玻璃管手工吹制而成，球壁厚且均匀。可定制不同容量和标口。

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	上口 Top joint	下塞 Bottom joint	单位 Unit
A-011119	100	24/29	19/26	只
A-011120	250	24/29	19/26	只
A-011121	500	24/29	19/26	只
A-011122	1000	24/29	19/26	只

带刻度浓缩管 Concentrator tube, graduated

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	标口 Joint	单位 Unit
A-011123	4	19/26	只
A-011124	10	19/26	只
A-011125	25	19/26	只



梨形烧瓶(厚壁) Flask, pear shape, single neck

厚壁设计，以下规格皆为玻璃管手工吹制而成，球壁厚且均匀。可定制不同容量和标口。

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	标口 Joint	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-011210	5	14/23	60
B(A)-011211	10	14/23	50
B(A)-011212	25	14/23	30
B(A)-011213	50	14/23	20
B(A)-011214	100	14/23	10
B(A)-011215	25	19/26	30
B(A)-011216	50	19/26	20
B(A)-011217	100	19/26	10
B(A)-011218	50	24/29	20
B(A)-011219	100	24/29	10
B(A)-011220	250	24/29	10





二口梨形烧瓶(厚壁) Flask, two necks, pear shape

厚壁设计, 以下规格皆为玻璃管手工吹制而成, 球壁厚且均匀。可定制不同容量和标口。

货号 Item No.	容量 Capacity(ml)	主口 Main joint	侧口 Side Joint	单位 Unit
B(A)-011301	10	14/23	14/23	只
B(A)-011302	25	14/23	14/23	只
B(A)-011303	50	14/23	14/23	只
B(A)-011304	100	14/23	14/23	只
B(A)-011305	100	19/26	19/26	只
B(A)-011306	25	19/26	14/23	只
B(A)-011307	50	19/26	14/23	只
B(A)-011308	100	19/26	14/23	只
A-011121	500	24/29	19/26	只
A-011122	1000	24/29	19/26	只



球磨口圆底烧瓶(厚壁) Round bottom flask, ball-shaped joint

厚壁设计, 1000ml 及以下规格皆为玻璃管手工吹制而成, 球壁厚且均匀。可定制不同容量和标口。

货号 Item No.	容量 Capacity(ml)	标口 Joint	单位 Unit
B(A)-011701	250	35/20	只
B(A)-011702	500	35/20	只
B(A)-011703	1000	35/20	只
B(A)-011704	2000	35/20	只



旋转瓶(法兰口) Rotary flask

可定制不同容量和法兰规格的旋转瓶

货号 Item No.	容量 Capacity(ml)	法兰内径(mm) Flange I. D.	法兰外径(mm) Flange O. D.	单位 Unit
B(A)-011714	5000	32	50	只
B(A)-011715	10000	75	95	只
B(A)-011716	20000	75	95	只
B(A)-011717	50000	75	95	只
B(A)-011718	20000	100	125	只
B(A)-011719	50000	100	125	只
B(A)-011720	100000	100	125	只



反应球瓶(厚壁) Reaction flask, round bottom

厚壁设计, 以下规格皆为玻璃管手工吹制而成, 球壁厚且均匀。可定制不同容量和标口。

货号 Item No.	容量 Capacity(ml)	标口 Joint	节门Glass Stopcock Bore	单位 Unit
B(A)-011800	25	14/23	2#	只
B(A)-011801	50	14/23	2#	只
B(A)-011802	100	14/23	2#	只
B(A)-011803	100	24/29	2#	只
B(A)-011804	250	24/29	2#	只
B(A)-011805	500	24/29	2#	只
B(A)-011806	50	19/26	2#	只
B(A)-011807	100	19/26	2#	只
B(A)-011808	250	19/26	2#	只

反应球瓶(厚壁, 标准四氟节门)

Reaction flask,round bottom,PTFE stopcock

厚壁设计, 以下规格皆为玻璃管手工吹制而成, 球壁厚且均匀。可定制不同容量和标口。

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	标口 Joint	节门PTFE Stopcock Bore	单位 Unit
B(A)-011816	25	14/23	2#	只
B(A)-011817	50	14/23	2#	只
B(A)-011818	100	14/23	2#	只
B(A)-011819	100	24/29	2#	只
B(A)-011820	250	24/29	2#	只
B(A)-011821	500	24/29	2#	只
B(A)-011822	50	19/26	2#	只
B(A)-011823	100	19/26	2#	只
B(A)-011824	250	19/26	2#	只



二口反应球瓶(厚壁) Reaction flask,round bottom,2 necks

厚壁设计, 以下规格皆为玻璃管手工吹制而成, 球壁厚且均匀。可定制不同容量和标口。

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	主口Center Joint	侧口 Side Joint	节门Glass Stopcock Bore	单位 Unit
B(A)-011901	50	14/23	14/23	2#	只
B(A)-011902	100	14/23	14/23	2#	只
B(A)-011903	100	24/29	14/23	2#	只
B(A)-011904	100	24/29	24/29	2#	只
B(A)-011905	250	24/29	14/23	2#	只
B(A)-011906	250	24/29	24/29	2#	只
B(A)-011907	500	24/29	14/23	2#	只
B(A)-011908	500	24/29	24/29	2#	只



二口反应球瓶(厚壁, 标准四氟节门)

Reaction flask,round bottom,2 necks,PTFE stopcock

厚壁设计, 以下规格皆为玻璃管手工吹制而成, 球壁厚且均匀。可定制不同容量和标口。


货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	主口Center Joint	侧口 Side Joint	节门PTFE Stopcock Bore	单位 Unit
B(A)-011811	50	14/23	14/23	2#	只
B(A)-011812	100	14/23	14/23	2#	只
B(A)-011813	100	24/29	14/23	2#	只
B(A)-011814	100	24/29	24/29	2#	只
B(A)-011815	250	24/29	14/23	2#	只
B(A)-011816	250	24/29	24/29	2#	只
B(A)-011817	500	24/29	14/23	2#	只
B(A)-011818	500	24/29	24/29	2#	只



反应茄瓶(厚壁) Modified schlenk flask, glass stopcock

厚壁设计, 以下规格皆为玻璃管手工吹制而成, 球壁厚且均匀。可定制不同容量和标口。

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	标口 Joint	节门Glass Stopcock Bore	单位 Unit
B(A)-012001	5	14/23	2#	只
B(A)-012002	10	14/23	2#	只
B(A)-012003	25	14/23	2#	只
B(A)-012004	50	14/23	2#	只
B(A)-012005	100	14/23	2#	只
B(A)-012006	25	19/26	2#	只
B(A)-012007	50	19/26	2#	只
B(A)-012008	100	19/26	2#	只
B(A)-012009	250	19/26	2#	只
B(A)-012010	50	24/29	2#	只
B(A)-012011	100	24/29	2#	只
B(A)-012012	250	24/29	2#	只



反应茄瓶(厚壁, 标准四氟节门)

Modified schlenk flask, PTFE stopcock

厚壁设计, 以下规格皆为玻璃管手工吹制而成, 球壁厚且均匀。可定制不同容量和标口。



货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	标口 Joint	节门 PTFE Stopcock Bore	单位 Unit
B(A)-012013	5	14/23	2#	只
B(A)-012014	10	14/23	2#	只
B(A)-012015	25	14/23	2#	只
B(A)-012016	50	14/23	2#	只
B(A)-012017	100	14/23	2#	只
B(A)-012018	25	19/26	2#	只
B(A)-012019	50	19/26	2#	只
B(A)-012020	100	19/26	2#	只
B(A)-012021	250	19/26	2#	只
B(A)-012022	50	24/29	2#	只
B(A)-012023	100	24/29	2#	只
B(A)-012024	250	24/29	2#	只

反应茄瓶(厚壁, 具高真空阀门)

Modified schlenk flask, high vacuum Valve

厚壁设计, 以下规格皆为玻璃管手工吹制而成, 球壁厚且均匀。可定制不同容量和标口。



货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	标口 Joint	高真空阀门 Valve Size	单位 Unit
A-012025	25	14/23	0-4mm	只
A-012026	50	14/23	0-4mm	只
A-012027	100	14/23	0-4mm	只
A-012028	25	19/26	0-4mm	只
A-012029	50	19/26	0-4mm	只
A-012030	100	19/26	0-4mm	只
A-012031	250	19/26	0-4mm	只
A-012032	50	24/29	0-4mm	只
A-012033	100	24/29	0-4mm	只
A-012034	250	24/29	0-4mm	只

反应管(厚壁)

Reaction tube, thick wall, glass stopcock

厚壁设计, 以下规格皆为玻璃管手工吹制而成, 球壁厚且均匀。可定制不同容量和标口。



货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	标口 Joint	节门 Glass Stopcock Bore	单位 Unit
B(A)-012101	10	14/23	2#	只
B(A)-012102	25	14/23	2#	只
B(A)-012103	50	14/23	2#	只
B(A)-012104	25	19/26	2#	只
B(A)-012105	50	19/26	2#	只
B(A)-012106	100	19/26	2#	只
B(A)-012107	250	19/26	2#	只
B(A)-012108	50	24/29	2#	只
B(A)-012109	100	24/29	2#	只
B(A)-012110	250	24/29	2#	只

反应管(厚壁, 标准四氟节门)

Reaction tube, PTFE stopcock

厚壁设计, 以下规格皆为玻璃管手工吹制而成, 球壁厚且均匀。可定制不同容量和标口。

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	标口 Joint	节门 PTFE Stopcock Bore	单位 Unit
B(A)-012111	10	14/23	2#	只
B(A)-012112	25	14/23	2#	只
B(A)-012113	50	14/23	2#	只
B(A)-012114	25	19/26	2#	只
B(A)-012115	50	19/26	2#	只
B(A)-012116	100	19/26	2#	只
B(A)-012117	250	19/26	2#	只
B(A)-012118	50	24/29	2#	只
B(A)-012119	100	24/29	2#	只
B(A)-012120	250	24/29	2#	只



反应管(厚壁, 具高真空阀门)

Reaction tube, high vaccum valve

厚壁设计, 以下规格皆为玻璃管手工吹制而成, 球壁厚且均匀。可定制不同容量和标口。

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	标口 Joint	高真空阀门 Valve Size	单位 Unit
A-012143	25	14/23	0-4mm	只
A-012144	50	14/23	0-4mm	只
A-012145	100	14/23	0-4mm	只
A-012146	25	19/26	0-4mm	只
A-012147	50	19/26	0-4mm	只
A-012148	100	19/26	0-4mm	只
A-012149	250	19/26	0-4mm	只
A-012150	50	24/29	0-4mm	只
A-012151	100	24/29	0-4mm	只
A-012152	250	24/29	0-4mm	只



管状溶剂存储瓶 (SCHLENK)

Storage tube, high vaccum valve

厚壁设计, 以下规格皆为玻璃管手工吹制而成, 球壁厚且均匀。可定制不同容量和标口。

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	外径*长度 O. D*L (mm)	高真空阀门 Valve Size	单位 Unit
A-012121	25	26*110	0-4mm	只
A-012122	25	26*110	0-8mm	只
A-012123	50	28*120	0-4mm	只
A-012124	50	28*120	0-8mm	只
A-012125	100	40*165	0-4mm	只
A-012126	100	40*165	0-8mm	只
A-012127	250	60*185	0-4mm	只
A-012128	250	60*185	0-8mm	只
A-012129	350	70*200	0-4mm	只
A-012130	350	70*200	0-8mm	只



球形溶剂存储瓶 (SCHLENK)

Storage flask, high vacuum valve

厚壁设计, 以下规格皆为玻璃管手工吹制而成, 球壁厚且均匀。可定制不同容量和标口。



货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	高真空阀门 Valve Size	单位 Unit
A-012131	10	0-4mm	只
A-012132	25	0-4mm	只
A-012133	50	0-4mm	只
A-012134	100	0-4mm	只
A-012135	250	0-4mm	只
A-012136	250	0-8mm	只
A-012137	500	0-4mm	只
A-012138	500	0-8mm	只
A-012139	1000	0-4mm	只
A-012140	1000	0-8mm	只
A-012141	2000	0-4mm	只
A-012142	2000	0-8mm	只



具四氟节门接头 Adapter, PTFE stopcock

货号 Item No.	标口 Joint	节门 PTFE Stopcock Bore	单位 Unit
A-012153	14/23	2#	只
A-012154	19/26	2#	只
A-012155	24/29	2#	只
A-012156	29/32	2#	只



厚壁耐压瓶 I Pressure vessel, thick wall, I-type

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	螺纹口 GL Thread Size	单位 Unit
A-012157	15	15	只
A-012158	35	15	只
A-012159	38	15	只
A-012160	48	15	只
A-012161	100	15	只
A-012162	120	15	只



厚壁耐压瓶 II Pressure vessel, thick wall, II-type

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	螺纹口 GL Thread Size	单位 Unit
A-012163	75	15	只
A-012165	150	15	只
A-012167	350	15	只



二口连接管 Adapter, two top outer joints

货号 Item No.	上口 (*2) Top Joints	下塞 Bottom Joint	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-012201	14/23	14/23	10
B(A)-012202	19/26	19/26	10
B(A)-012203	24/29	24/29	10
B(A)-012204	24/29	29/32	10
B(A)-012205	24/29	34/35	10
B(A)-012206	29/32	29/32	10
B(A)-012207	29/32	40/38	10

三口连接管 Adapter, three top outer joints

货号 Item No.	上口 (*3) Top Joints	下塞 Bottom Joint	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-012301	19/26	19/26	10
B(A)-012302	19/26	24/29	10
B(A)-012303	19/26	29/32	10
B(A)-012304	24/29	24/29	10
B(A)-012305	24/29	29/32	10
B(A)-012306	29/32	29/32	10
B(A)-012307	29/32	34/35	10
B(A)-012308	29/32	40/38	10



Y型接头 Adapter, Y-type

货号 Item No.	上口 (*2) Top Joints	下塞 Bottom Joint	单位 Unit
A-012208	14/23	14/23	只
A-012209	19/26	19/26	只
A-012210	24/29	24/29	只
A-012211	29/32	29/32	只



倒Y型接头 Adapter, anti Y-type

货号 Item No.	上口 Top Joint	下塞 (*2) Bottom Joints	单位 Unit
A-012212	14/23	14/23	只
A-012213	19/26	19/26	只
A-012214	24/29	24/29	只
A-012215	29/32	29/32	只



四通接头 Adapter, four ways

货号 Item No.	标口 (*2) Joints	标塞 (*2) Joints	单位 Unit
A-012309	14/23	14/23	只
A-012310	19/26	19/26	只
A-012311	24/29	24/29	只
A-012312	29/32	29/32	只



分馏头75度 Distilling adapter, 75°

货号 Item No.	上口 (*2) Top Joints	下塞 Bottom Joint	侧塞 Side Joint	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-012401	14/23	14/23	14/23	10
B(A)-012402	14/23	19/26	19/26	10
B(A)-012403	14/23	24/29	24/29	10
B(A)-012404	19/26	19/26	19/26	10
B(A)-012405	24/29	24/29	24/29	10
B(A)-012406	29/32	29/32	29/32	10
B(A)-012407	19/26	24/29	24/29	10



具螺口分馏头75度 Distilling adapter, 75°

货号 Item No.	上口 (*2) Top Joints	下塞 Bottom Joint	侧塞 Side Joint	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
A-015410	14/23	14/23	14/23	10
A-015411	19/26	19/26	19/26	10
A-015412	24/29	24/29	24/29	10
A-015413	29/32	29/32	29/32	10



刺形分馏头 Distilling adapter,vigreux



货号 Item No.	上口(*2) Top Joints	下塞 Bottom Joint	侧塞 Side Joint	包装(只/盒) Package(PCS/BOX)
B(A)-012501	14/23	14/23	14/23	10
B(A)-012502	14/23	19/26	19/26	10
B(A)-012503	14/23	24/29	24/29	10

刺形分馏管具上支管塞

Distilling column,vigreux,side inner joint



货号 Item No.	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	侧塞 Side Joint	垂刺长度(mm) Indentation L.	包装(只/盒) Package(PCS/BOX)
B(A)-012601	14/23	14/23	14/23	200	4
B(A)-012602	14/23	14/23	14/23	300	4
B(A)-012603	14/23	19/26	19/26	300	4
B(A)-012604	14/23	19/26	19/26	400	4
B(A)-012605	14/23	24/29	24/29	300	4
B(A)-012606	14/23	24/29	24/29	400	4
B(A)-012607	14/23	24/29	24/29	500	4
B(A)-012608	14/23	29/32	29/32	300	4
B(A)-012609	14/23	29/32	29/32	400	4
B(A)-012610	14/23	19/26	19/26	200	4
B(A)-012611	14/23	24/29	24/29	200	4
B(A)-012612	19/26	19/26	19/26	300	4
B(A)-012613	24/29	24/29	24/29	300	4

刺形蒸馏柱 Distilling column,vigreux



货号 Item No.	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	垂刺长度(mm) Indentation L.	包装(只/盒) Package(PCS/BOX)
B(A)-012701	14/23	14/23	200	4
B(A)-012702	19/26	19/26	200	4
B(A)-012703	19/26	19/26	300	4
B(A)-012704	19/26	19/26	400	4
B(A)-012705	24/29	24/29	200	4
B(A)-012706	24/29	24/29	300	4
B(A)-012707	24/29	24/29	400	4
B(A)-012708	24/29	24/29	500	4
B(A)-012709	29/32	29/32	400	4
B(A)-012710	29/32	29/32	500	4

真空夹层分馏柱 Distilling column,jacketed



货号 Item No.	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	有效长度(mm) Effective L.	包装(只/盒) Package(PCS/BOX)
A-012711	14/23	14/23	200	4
A-012712	19/26	19/26	200	4
A-012713	24/29	24/29	200	4
A-012714	19/26	19/26	300	4
A-012715	24/29	24/29	300	4
A-012716	24/29	24/29	400	4
A-012717	24/29	24/29	500	4

填充式分馏柱具螺旋形圈

Distilling column, filling type, spiral

货号	上口	下塞	有效长度 (mm)	包装 (只/盒)
Item No.	Top Joint	Bottom Joint	Effective L.	Package (PCS/BOX)
B-012801	14/23	14/23	200	4
B-012802	19/26	19/26	200	4
B-012803	19/26	19/26	300	4
B-012804	19/26	19/26	400	4
B-012805	24/29	24/29	200	4
B-012806	24/29	24/29	300	4
B-012807	24/29	24/29	400	4
B-012808	24/29	24/29	500	4
B-012809	24/29	24/29	600	4
B-012810	29/32	29/32	300	4
B-012811	29/32	29/32	400	4
B-012812	29/32	29/32	500	4
B-012813	29/32	29/32	600	4



抽气接管

Adapter with hose connection

货号	上口	下塞	小咀直径 (mm)	包装 (只/盒)
Item No.	Top Joint	Bottom Joint	Hose O. D.	Package (PCS/BOX)
B-012901	14/23	14/23	7-8	10
B-012902	14/23	19/26	7-8	10
B-012903	19/26	19/26	10-11	10
B-012904	19/26	24/29	10-11	10
B-012905	24/29	24/29	10-11	10
B-012906	24/29	29/32	10-11	10
B-012907	29/32	29/32	10-11	10



输入接头

Adapter, inlet with hose connection

货号	上口	下塞	小咀直径 (mm)	包装 (只/盒)
Item No.	Top Joint	Bottom Joint	Hose O. D.	Package (PCS/BOX)
A-012908	14/23	14/23	7-8	10
A-012909	19/26	19/26	10-11	10
A-012910	24/29	24/29	10-11	10
A-012911	29/32	29/32	10-11	10



具四氟节门真空接头

Adapter, vacuum, PTFE stopcock

货号	上口	下塞	节门孔径 (mm)	包装 (只/盒)
Item No.	Top Joint	Bottom Joint	Stopcock Bore	Package (PCS/BOX)
A-012912	14/23	14/23	2	10
A-012913	19/26	19/26	2	10
A-012914	24/29	24/29	2	10
A-012915	29/32	29/32	2	10





具咀接受管 Adapter with hose

货号 Item No.	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	小咀直径(mm) Hose O. D.	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-013001	14/23	14/23	7-8	10
B(A)-013002	19/26	19/26	10-11	10
B(A)-013003	24/29	19/26	10-11	10
B(A)-013004	24/29	24/29	10-11	10
B(A)-013005	29/32	29/32	10-11	10



直形接受管 Adapter, straight

货号 Item No.	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-013101	14/23	14/23	10
B(A)-013102	14/23	19/26	10
B(A)-013103	19/26	19/26	10
B(A)-013104	19/26	24/29	10
B(A)-013105	24/29	24/29	10
B(A)-013106	24/29	29/32	10
B(A)-013107	29/32	29/32	10



弯形接受管 Adapter, bend

货号 Item No.	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-013201	14/23	14/23	10
B(A)-013202	14/23	19/26	10
B(A)-013203	19/26	19/26	10
B(A)-013204	19/26	24/29	10
B(A)-013205	24/29	24/29	10
B(A)-013206	24/29	29/32	10
B(A)-013207	29/32	29/32	10



直接管 Adapter, connecting, straight

货号 Item No.	标口 Joint	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-013301	14/23	10
B(A)-013302	19/26	10
B(A)-013303	24/29	10
B(A)-013304	29/32	10



弯接管 Adapter, connecting, bend

货号 Item No.	标口 Joint	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-013401	14/23	10
B(A)-013402	19/26	10
B(A)-013403	24/29	10
B(A)-013404	29/32	10

真空接受管

Adapter,vaccum

货号 Item No.	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	小咀直径(mm) Hose O. D.	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-013501	14/23	14/23	7-8	10
B(A)-013502	19/26	14/23	7-8	10
B(A)-013503	19/26	19/26	10-11	10
B(A)-013504	24/29	19/26	10-11	10
B(A)-013505	24/29	24/29	10-11	10
B(A)-013506	29/32	29/32	10-11	10



接受管具侧管

Adapter with side tube

货号 Item No.	标口 (*2) Top Joints	标塞 Bottom Joint	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-013601	14/23	14/23	10
B(A)-013602	19/26	19/26	10
B(A)-013603	24/29	24/29	10
B(A)-013604	29/32	29/32	10



三路真空接受管

Adapter,vaccum,3-way

货号 Item No.	上口 Top Joint	下塞 (*3) Bottom Joints	小咀直径(mm) Hose O. D.	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-013701	14/23	14/23	7-8	10
B(A)-013702	19/26	14/23	7-8	10
B(A)-013703	19/26	19/26	10-11	10
B(A)-013704	24/29	19/26	10-11	10
B(A)-013705	24/29	24/29	10-11	10



二路真空接受管

Adapter,vaccum,2-way

货号 Item No.	上口 Top Joint	下塞 (*2) Bottom Joints	小咀直径(mm) Hose O. D.	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-013801	14/23	14/23	7-8	10
B(A)-013802	19/26	14/23	7-8	10
B(A)-013803	19/26	19/26	10-11	10
B(A)-013804	24/29	19/26	10-11	10
B(A)-013805	24/29	24/29	10-11	10



真空接输管 Vacuum receiver

必须和相应的真空转式接受器配套购买, 不单卖。左图一



货号 Item No.	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	小阻直径(mm) Hose O. D.	单位 Unit
B(A)-013901	14/23	14/23	7-8	只
B(A)-013902	19/26	19/26	10-11	只
B(A)-013903	24/29	24/29	10-11	只
B(A)-013904	29/32	29/32	10-11	只

真空转式接受器 Vacuum receiver, rotary type

必须和相应的真空接输管配套购买, 不单卖。左图一



货号 Item No.	上塞 Top Joint	下塞(*4) Bottom Joints	单位 Unit
B(A)-014001	14/23	14/23	只
B(A)-014002	19/26	14/23	只
B(A)-014003	19/26	19/26	只
B(A)-014004	24/29	14/23	只
B(A)-014005	24/29	19/26	只
B(A)-014006	24/29	24/29	只

具阻接受试管 Test tube with hose connection



货号 Item No.	高度 H(mm)	标口 Joint	小阻直径(mm) Hose O. D.	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-014101	120	14/23	7-8	10
B(A)-014102	150	19/26	10-11	10
B(A)-014103	150	24/29	10-11	10

直型干燥管 Drying tube, straight



货号 Item No.	标口 Joint	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-014201	14/23	10
B(A)-014202	19/26	10
B(A)-014203	24/29	10
B(A)-014204	29/32	10

斜型干燥管 Drying tube, 75°



货号 Item No.	标口 Joint	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-014301	14/23	10
B(A)-014302	19/26	10
B(A)-014303	24/29	10
B(A)-014304	29/32	10

弯型干燥管 Drying tube, U-type

货号 Item No.	标口 Joint	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-014401	14/23	10
B(A)-014402	19/26	10
B(A)-014403	24/29	10
B(A)-014404	29/32	10

搅拌器套管 Adapter for stirrer

货号 Item No.	标口 Joint	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B (A)-014501	14/23	20
B (A)-014502	19/26	20
B (A)-014503	24/29	20
B (A)-014504	29/32	20



温度计套管 Adapter for thermometer

货号 Item No.	标口 Joint	下管长度 (mm) Length Below Joint	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B (A)-021811	14/23	40	20
B (A)-021812	19/26	40	20
B (A)-021813	24/29	40	20
B (A)-021814	14/23	100	20
B (A)-021815	19/26	100	20
B (A)-021816	24/29	100	20



螺口温度计套管 Adapter,inlet for thermometer

货号 Item No.	标口 Joint	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B (A)-021801	14/23	20
B (A)-021802	19/26	20
B (A)-021803	24/29	20
B (A)-021804	29/32	20



密封搅拌器套管 Adapter for stirrer

货号 Item No.	标口 Joint	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B (A)-0510001	14/23	20
B (A)-0510002	19/26	20
B (A)-0510003	24/29	20
B (A)-0510004	29/32	20



导气管 Ground joint, reduced diameter, extended, drip tube

货号 Item No.	标口 Joint	下管长度 (mm) Length Below Joint	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B (A)-0550001	14/23	300	10
B (A)-0550002	19/26	300	10
B (A)-0550003	24/29	300	10



具小咀可调式螺纹口 Adapter,inlet,hose connection

货号 Item No.	标口 Joint	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
A-021805	14/23	20
A-021806	19/26	20
A-021807	24/29	20
A-021808	29/32	20



具塞温度计 Stopped thermometer

货号 Item No.	标口 Joint	测量范围 Range (°C)	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B-014601	14/23	0-100	10
B-014602	14/23	0-200	10
B-014603	14/23	0-300	10





空气冷凝管 Air condenser

货号 Item No.	冷凝部分长度 Coil Length (mm)	磨口 Joints	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-014701	150	14/23	4
B(A)-014702	200	19/26	4
B(A)-014703	300	19/26	4
B(A)-014704	200	24/29	4
B(A)-014705	300	24/29	4
B(A)-014706	400	24/29	4

直形冷凝管 Condenser, liebig



货号 Item No.	冷凝部分长度 Coil Length (mm)	磨口 Joints	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-014801	150	14/23	4
B(A)-014802	200	14/23	4
B(A)-014803	200	19/26	4
B(A)-014804	300	19/26	4
B(A)-014805	400	19/26	4
B(A)-014806	500	19/26	4
B(A)-014807	600	19/26	4
B(A)-014808	200	24/29	4
B(A)-014809	300	24/29	4
B(A)-014810	400	24/29	4
B(A)-014811	500	24/29	4
B(A)-014812	600	24/29	4
B(A)-014813	200	29/32	4
B(A)-014814	300	29/32	4
B(A)-014815	400	29/32	4
B(A)-014816	500	29/32	4
B(A)-014817	600	29/32	4



直形冷凝管, 具可拆式小咀 Condenser, liebig, removable hose

货号 Item No.	冷凝部分长度 Coil Length (mm)	磨口 Joints	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
A-014818	150	14/23	4
A-014819	200	14/23	4
A-014820	200	19/26	4
A-014821	300	19/26	4
A-014822	200	24/29	4
A-014823	300	24/29	4
A-014824	400	24/29	4
A-014825	500	24/29	4
A-014826	400	29/32	4
A-014827	500	29/32	4



冷指冷凝器 Condenser, cold finger

货号 Item No.	冷凝部分长度 Coil Length (mm)	磨口 Joints	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
A-014825	100	14/23	4
A-014826	100	19/26	4
A-014827	150	24/29	4
A-014828	200	24/29	4
A-014829	220	24/29	4
A-014830	250	24/29	4

冷指冷凝器,具可拆式小咀 Condenser,cold finger,removable hose

货号 Item No.	冷凝部分长度 Coil Length(mm)	磨口 Joints	包装(只/盒) Package(PCS/BOX)
A-014831	100	14/23	4
A-014832	100	19/26	4
A-014833	150	24/29	4
A-014834	200	24/29	4
A-014835	220	24/29	4
A-014836	250	24/29	4



球形冷凝管 Allihn condenser

货号 Item No.	冷凝部分长度 Coil Length(mm)	磨口 Joints	包装(只/盒) Package(PCS/BOX)
B(A)-014901	150	14/23	4
B(A)-014902	200	14/23	4
B(A)-014903	300	14/23	4
B(A)-014904	200	19/26	4
B(A)-014905	300	19/26	4
B(A)-014906	400	19/26	4
B(A)-014907	500	19/26	4
B(A)-014908	600	19/26	4
B(A)-014909	200	24/29	4
B(A)-014910	300	24/29	4
B(A)-014911	400	24/29	4
B(A)-014912	500	24/29	4
B(A)-014913	600	24/29	4
B(A)-014914	200	29/32	4
B(A)-014915	300	29/32	4
B(A)-014916	400	29/32	4
B(A)-014917	500	29/32	4
B(A)-014918	600	29/32	4



球形冷凝管,具可拆式小咀 Allihn condenser,removable hose

货号 Item No.	冷凝部分长度 Coil Length(mm)	磨口 Joints	包装(只/盒) Package(PCS/BOX)
A-014919	150	14/23	4
A-014920	200	14/23	4
A-014921	200	19/26	4
A-014922	300	19/26	4
A-014923	200	24/29	4
A-014924	300	24/29	4
A-014925	400	24/29	4
A-014929	500	24/29	4
A-014926	300	29/32	4
A-014927	400	29/32	4
A-014928	500	29/32	4



蛇形冷凝管 Reflux condensor

货号 Item No.	冷凝部分长度 Coil Length(mm)	磨口 Joints	包装(只/盒) Package(PCS/BOX)
B(A)-015001	150	14/23	4
B(A)-015002	200	14/23	4
B(A)-015003	200	19/26	4
B(A)-015004	300	19/26	4
B(A)-015005	400	19/26	4
B(A)-015006	500	19/26	4
B(A)-015007	600	19/26	4
B(A)-015008	200	24/29	4





B(A)-015009	300	24/29	4
B(A)-015010	400	24/29	4
B(A)-015011	500	24/29	4
B(A)-015012	600	24/29	4
B(A)-015013	300	29/32	4
B(A)-015014	400	29/32	4
B(A)-015015	500	29/32	4
B(A)-015016	600	29/32	4

蛇形冷凝管, 具可拆式小咀 Reflux condenser, removable hose

货号 Item No.	冷凝部分长度 Coil Length (mm)	磨口 Joints	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
A-015017	150	14/23	4
A-015018	200	14/23	4
A-015019	200	19/26	4
A-015020	300	19/26	4
A-015021	200	24/29	4
A-015022	300	24/29	4
A-015023	400	24/29	4
A-015027	500	24/29	4
A-015024	300	29/32	4
A-015025	400	29/32	4
A-015026	500	29/32	4



夹层蛇形冷凝管 Reflux condenser, jacketed

货号 Item No.	冷凝部分长度 Coil Length (mm)	磨口 Joints	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
A-015027	150	14/23	4
A-015028	200	14/23	4
A-015029	200	19/26	4
A-015030	300	19/26	4
A-015031	200	24/29	4
A-015032	300	24/29	4
A-015033	400	24/29	4
A-015034	500	24/29	4
A-015035	300	29/32	4
A-015036	400	29/32	4
A-015037	500	29/32	4

夹层蛇形冷凝管, 具可拆式小咀

Reflux condenser jacketed, removable hose



货号 Item No.	冷凝部分长度 Coil Length (mm)	磨口 Joints	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
A-015038	150	14/23	4
A-015039	200	14/23	4
A-015040	200	19/26	4
A-015041	300	19/26	4
A-015042	200	24/29	4
A-015043	300	24/29	4
A-015044	400	24/29	4
A-015045	500	24/29	4
A-015046	300	29/32	4
A-015047	400	29/32	4
A-015048	500	29/32	4

蛇形回流冷凝管 Reflux condensor

货号 Item No.	冷凝部分长度 Coil Length (mm)	磨口 Joints	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B (A)-015101	150	14/23	4
B (A)-015102	200	14/23	4
B (A)-015103	200	19/26	4
B (A)-015104	300	19/26	4
B (A)-015105	400	19/26	4
B (A)-015106	300	24/29	4
B (A)-015107	400	24/29	4
B (A)-015108	500	24/29	4
B (A)-015109	300	29/32	4
B (A)-015110	400	29/32	4
B (A)-015111	500	29/32	4



蛇形回流冷凝管,具可拆式小咀 Reflux condensor,removable hose

货号 Item No.	冷凝部分长度 Coil Length (mm)	磨口 Joints	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
A-015112	150	14/23	4
A-015113	200	14/23	4
A-015114	200	19/26	4
A-015115	300	19/26	4
A-015116	200	24/29	4
A-015117	300	24/29	4
A-015118	400	24/29	4
A-015119	500	24/29	4



格氏蛇形冷凝管 Graham condensor

货号 Item No.	冷凝部分长度 Coil Length (mm)	磨口 Joints	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
A-015027	150	14/23	4
A-015028	200	14/23	4
A-015029	200	19/26	4
A-015030	300	19/26	4
A-015031	200	24/29	4
A-015032	300	24/29	4
A-015033	400	24/29	4
A-015034	500	24/29	4



格氏蛇形冷凝管,具可拆式小咀 Graham condensor,removable hose

货号 Item No.	冷凝部分长度 Coil Length (mm)	磨口 Joints	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
A-015035	150	14/23	4
A-015036	200	14/23	4
A-015037	200	19/26	4
A-015038	300	19/26	4
A-015039	200	24/29	4
A-015040	300	24/29	4
A-015041	400	24/29	4
A-015042	500	24/29	4



回流冷凝器, 105度 Reflux condensor, 105°

货号 Item No.	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	单位 Unit
A-015120	14/23	14/23	只
A-015121	19/26	19/26	只



玻璃仪器



回流冷凝器, 105度, 具可拆式小咀
Reflux condensor, 105°, removable hose

货号 Item No.	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	单位 Unit
A-015122	14/23	14/23	只
A-015123	19/26	19/26	只

输液导管 Infusion tube

货号 Item No.	标口 Joint	单位 Unit
A-015124	19/38	只



旋蒸用冷凝器, 直式 Condensor for rotary evaporator

货号 Item No.	单位 Unit
A-015125	只

输液导管 Infusion tube

货号 Item No.	标口 Joint	单位 Unit
A-015126	19/38	只



旋蒸用冷凝器, 斜式 Condensor for rotary evaporator

货号 Item No.	单位 Unit
A-015127	只

微型杜瓦冷凝器 Condensor, dewar, micro

货号 Item No.	内径*有效长度 (mm) I. D. *Effective L.	单位 Unit
B(A)-015128	30*90	只
B(A)-015129	30*120	只



接头口小塞大 Adapter, reducing

货号 Item No.	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-015201	14/23	19/26	20
B(A)-015202	14/23	24/29	20
B(A)-015203	14/23	29/32	20
B(A)-015204	19/26	24/29	20
B(A)-015205	19/26	29/32	20
B(A)-015206	19/26	34/35	20
B(A)-015207	24/29	29/32	20
B(A)-015208	24/29	34/35	20
B(A)-015209	24/29	40/38	20
B(A)-015210	24/29	50/42	20
B(A)-015211	29/32	34/35	20
B(A)-015212	29/32	40/38	20
B(A)-015213	29/32	50/42	20



接头口大塞小 Adapter,enlarging

货号 Item No.	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-015301	19/26	14/23	20
B(A)-015302	24/29	14/23	20
B(A)-015303	24/29	19/26	20
B(A)-015304	29/32	19/26	20
B(A)-015305	29/32	24/29	20
B(A)-015306	29/32	14/23	20



球磨口与标准塞互换接头 Adapter,with ball socket

货号 Item No.	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
A-015307	35/20	14/23	20
A-015308	35/20	19/26	20
A-015309	35/20	24/29	20
A-015310	35/20	29/32	20



标准口与球磨塞互换接头 Adapter,with ball joint

货号 Item No.	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
A-015311	14/23	35/20	20
A-015312	19/26	35/20	20
A-015313	24/29	35/20	20
A-015314	29/32	35/20	20



双口管 Adapter,connecting,two outer joints

货号 Item No.	两口间距(mm) Length Between Joints	标口 (*2) Joints	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
A-015315	30	14/23	10
A-015316	90	14/23	10
A-015317	30	19/26	10
A-015318	90	19/26	10
A-015319	30	24/29	10
A-015320	90	24/29	10
A-015321	120	24/29	10
A-015322	175	24/29	10



双塞管 Adapter,connecting,two inner joints

货号 Item No.	两口间距(mm) Length Between Joints	标口 (*2) Joints	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
A-015323	30	14/23	10
A-015324	90	14/23	10
A-015325	30	19/26	10
A-015326	90	19/26	10
A-015327	30	24/29	10
A-015328	90	24/29	10
A-015329	120	24/29	10
A-015330	175	24/29	10





溶剂转移接头

Adapter, transfer valve

货号 Item No.	高真空节门(mm) Valve Size	标口 Top Joint	标塞 Bottom Joint	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
A-015331	0-4	14/23	14/23	10
A-015332	0-4	19/26	19/26	10
A-015333	0-4	24/29	24/29	10
A-015334	0-4	29/32	29/32	10

蒸馏头75度

Adapter, distilling, 75°



货号 Item No.	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	侧塞 Side Joint	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-015401	14/23	14/23	14/23	10
B(A)-015402	14/23	19/26	19/26	10
B(A)-015403	14/23	24/29	19/26	10
B(A)-015404	14/23	24/29	24/29	10
B(A)-015405	14/23	29/32	24/29	10
B(A)-015406	19/26	19/26	19/26	10
B(A)-015407	19/26	24/29	24/29	10
B(A)-015408	24/29	24/29	24/29	10
B(A)-015409	29/32	29/32	29/32	10



具螺口蒸馏头75度

Adapter, distilling, 75°, compression cap

货号 Item No.	下塞 Bottom Joint	侧塞 Side Joint	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
A-015410	14/23	14/23	10
A-015411	19/26	19/26	10
A-015412	24/29	24/29	10
A-015413	29/32	29/32	10



具真空夹层蒸馏头

Adapter, distilling, jacketed

货号 Item No.	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	侧塞 Side Joint	单位 Unit
A-015414	14/23	24/29	24/29	只



蒸馏弯头75度

Adapter, distilling, 75°

货号 Item No.	标塞(*2) Joints	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-015501	14/23	10
B(A)-015502	19/26	10
B(A)-015503	24/29	10
B(A)-015504	29/32	10

蒸馏弯头105度 Adapter, distilling, 105°

货号 Item No.	标塞(*2) Joints	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-015601	14/23	10
B(A)-015602	19/26	10
B(A)-015603	24/29	10
B(A)-015604	29/32	10



蒸馏弯头75-105度 Adapter, distilling, 75° -105°


货号 Item No.	标塞(*2) Joints	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-015701	14/23	10
B(A)-015702	19/26	10
B(A)-015703	24/29	10
B(A)-015704	29/32	10



溶剂蒸馏头(单四氟节门2#)

Solvent distillation adapter, double stopcock

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	侧口 Side Joint	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-015801	1000	24/29	24/29	14/23	2
B(A)-015802	1000	24/29	29/32	14/23	2
B(A)-015803	500	24/29	24/29	14/23	2
B(A)-015804	250	19/26	19/26	14/23	2



溶剂蒸馏头(双四氟节门2#)

solvent distillation adapter, double PTFE stopcock

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	侧口 Side Joint	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-015811	1000	24/29	24/29	14/23	2
B(A)-015812	1000	24/29	29/32	14/23	2
B(A)-015813	500	24/29	24/29	14/23	2
B(A)-015814	250	19/26	19/26	14/23	2



微型蒸馏头

Micro-distillation adapter


货号 Item No.	标口 Top Joint	标塞(*2) Bottom Joints	单位 Unit
B(A)-015901	14/23	14/23	只



带夹层微型蒸馏器

Micro-distillation device, jacketed

货号 Item No.	标口 Top Joint	标塞(*2) Bottom Joints	单位 Unit
A-015902	14/23	14/23	只





微量垂刺蒸馏器

Micro-distillation device

货号 Item No.	标口 Top Joint	标塞 (*2) Bottom Joints	单位 Unit
A-015903	14/23	14/23	只



带夹层微量垂刺蒸馏器

Micro-distillation device, jacketed


货号 Item No.	标口 Top Joint	标塞 (*2) Bottom Joints	单位 Unit
A-015904	14/23	14/23	只



减压蒸馏器

Vacuum distillation device

货号 Item No.	标口 (*2) Top Joints	标塞 (*2) Bottom Joints	单位 Unit
A-021001	14/23	14/23	只
A-021002	19/26	19/26	只



带冷凝蒸馏头

Distillation adapter with condenser

货号 Item No.	标口 Top Joint	标塞 (*2) Bottom Joints	冷凝有效长度 Coil Length (mm)	单位 Unit
A-021003	14/23	14/23	150	只
A-021004	14/23	19/26	150	只
A-021005	14/23	19/26	250	只
A-021006	14/23	24/29	250	只
A-021007	14/23	24/29	400	只



三通蒸馏接受管

Distillation receiver, 3-way hose connection

货号 Item No.	标口 Top Joint	标塞 (*3) Bottom Joints	小咀直径 (mm) Hose O. D.	单位 Unit
A-021008	14/23	14/23	7-8	只
A-021009	19/26	19/26	10-11	只
A-021010	24/29	24/29	10-11	只
A-021011	29/32	29/32	10-11	只



一体带夹层垂刺微量蒸馏头

Distillation adapter, vigreux, jacketed

货号 Item No.	标口 Top Joint	标塞 (*2) Bottom Joints	冷凝有效长度 Coil Length (mm)	单位 Unit
A-021012	14/23	14/23	100	只
A-021013	14/23	14/23	150	只
A-021014	14/23	24/29	200	只
A-021015	14/23	24/29	300	只

空心塞 Stopper,glass,hollow

货号 Item No.	标口 Joint	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-016001	14/23	20
B(A)-016002	19/26	20
B(A)-016003	24/29	20
B(A)-016004	29/32	20
B(A)-016005	34/35	20
B(A)-016006	40/38	20
B(A)-016007	50/42	20



实心塞 Stopper,glass

货号 Item No.	标口 Joint	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-016008	14/	20
B(A)-016009	19/26	20
B(A)-016010	24/29	20
B(A)-016011	29/32	20



直形抽气接头 Adapter,vaccum

货号 Item No.	标口 Joint	小咀直径 (mm) Hose O. D.	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-016101	14/23	7-8	30
B(A)-016102	19/26	10-11	20
B(A)-016103	24/29	10-11	20
B(A)-016104	29/32	10-11	10



直形抽气接头(阴磨口) Adapter,vaccum,outer joint

货号 Item No.	标口 Joint	小咀直径 (mm) Hose O. D.	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-016201	14/23	7-8	30
B(A)-016202	19/26	10-11	20
B(A)-016203	24/29	10-11	20
B(A)-016204	29/32	10-11	10



直形抽气接头(具砂板) Adapter,vaccum,fritted disc

货号 Item No.	标口 Joint	砂芯号数 Core NO.	小咀直径 (mm) Hose O. D.	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-016301	14/23	2	7-8	30
B(A)-016302	19/26	2	10-11	20
B(A)-016303	24/29	2	10-11	20
B(A)-016304	29/32	2	10-11	10



90度抽气接头 Adapter,vaccum,90°

货号 Item No.	标口 Joint	小咀直径 (mm) Hose O. D.	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-016401	14/23	7-8	30
B(A)-016402	19/26	10-11	20
B(A)-016403	24/29	10-11	20
B(A)-016404	29/32	10-11	10



冻干机接头(弯接管塞) Lyophilizer joint

货号 Item No.	磨口 Joint	支管外径(mm) Branch pipe O. D.	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-016411	19#	13	20
B(A)-016412	24#	13	20



90度抽气接头(阴磨口) Adapter,vaccum,90°,outer joint

货号 Item No.	标口 Joint	小咀直径(mm) Hose O. D.	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-016501	14/23	7-8	30
B(A)-016502	19/26	10-11	20
B(A)-016503	24/29	10-11	20
B(A)-016504	29/32	10-11	10



省空间90度抽气接头 Adapter,vacuum,90°

货号 Item No.	标口 Joint	小咀直径(mm) Hose O. D.	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-016505	14/23	7-8	30
B(A)-016506	19/26	10-11	20
B(A)-016507	24/29	10-11	20
B(A)-016508	29/32	10-11	10
B(A)-016509	35/20	10-11	10



抽气接头(双咀180度) Adapter,two connecting hose,180°

货号 Item No.	标口 Joint	小咀直径(mm) Hose O. D.	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-016601	14/23	7-8	30
B(A)-016602	19/26	10-11	20
B(A)-016603	24/29	10-11	20
B(A)-016604	29/32	10-11	10



抽气接头(双咀90度) Adapter,two connecting hose,90°

货号 Item No.	标口 Joint	小咀直径(mm) Hose O. D.	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-016605	14/23	7-8	30
B(A)-016606	19/26	10-11	20
B(A)-016607	24/29	10-11	20
B(A)-016608	29/32	10-11	10



具玻璃节门直型抽气接头 Adapter,vaccum,glass stopcock

货号 Item No.	标口 Joint	小咀直径(mm) Hose O. D.	节门孔径(mm) Stopcock Bore	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-016701	14/23	7-8	2	30
B(A)-016702	19/26	10-11	2	20
B(A)-016703	24/29	10-11	2	20
B(A)-016704	29/32	10-11	3	10



具四氟节门直型抽气接头 Adapter,vaccum,PTFE stopcock

货号 Item No.	标口 Joint	小咀直径(mm) Hose O. D.	节门孔径(mm) Stopcock Bore	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-016801	14/23	7-8	2	30
B(A)-016802	19/26	10-11	2	20
B(A)-016803	24/29	10-11	2	20
B(A)-016804	29/32	10-11	3	10



具玻璃节门90度抽气接头 Adapter,vaccum,glass stopcock,90°

货号 Item No.	标口 Joint	小阻直径(mm) Hose O. D.	节门孔径(mm) Stopcock Bore	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-016901	14/23	7-8	2	30
B(A)-016902	19/26	10-11	2	20
B(A)-016903	24/29	10-11	2	20
B(A)-016904	29/32	10-11	3	10



具四氟节门90度抽气接头 Adapter,vaccum,PTFE stopcock,90°

货号 Item No.	标口 Joint	小阻直径(mm) Hose O. D.	节门孔径(mm) Stopcock Bore	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-017001	14/23	7-8	2	30
B(A)-017002	19/26	10-11	2	20
B(A)-017003	24/29	10-11	2	20
B(A)-017004	29/32	10-11	3	10



具T型玻璃节门三通接头 Adapter,T-bore glass stopcock

货号 Item No.	标口 Joint	小阻直径(mm) Hose O. D.	节门孔径(mm) Stopcock Bore	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B-017101	14/23	7-8	2	30
B-017102	19/26	10-11	2	20
B-017103	24/29	10-11	2	20
B-017104	29/32	10-11	3	10



具T型四氟节门三通接头 Adapter,T-bore PTFE stopcock

货号 Item No.	标口 Joint	小阻直径(mm) Hose O. D.	节门孔径(mm) Stopcock Bore	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-017201	14/23	7-8	2	30
B(A)-017202	19/26	10-11	2	20
B(A)-017203	24/29	10-11	2	20
B(A)-017204	29/32	10-11	3	10



具T型四氟节门换气接头 Adapter,flushing,T-bore PTFE stopcock

货号 Item No.	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	小阻直径(mm) Hose O. D.	节门孔径(mm) Stopcock Bore	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-017301	14/23	14/23	7-8	2	30
B(A)-017302	19/26	19/26	10-11	2	20
B(A)-017303	24/29	24/29	10-11	2	20
B(A)-017304	29/32	29/32	10-11	3	10



防泡沫球 Adapter,anti-climb

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-017401	100	29/32	14/23	10
B(A)-017402	100	29/32	19/26	10
B(A)-017403	100	29/32	24/29	10
B(A)-017404	100	29/32	29/32	10
B(A)-017405	200	29/32	14/23	6
B(A)-017406	200	29/32	19/26	6
B(A)-017407	200	29/32	24/29	6
B(A)-017408	200	29/32	29/32	6





B(A)-017409	100	24/29	14/23	10
B(A)-017410	100	24/29	19/26	10
B(A)-017411	100	24/29	24/29	10
B(A)-017412	200	24/29	14/23	6
B(A)-017413	200	24/29	19/26	6
B(A)-017414	200	24/29	24/29	6

防溅球(缓冲球) Adapter,anti-splash

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	包装(只/盒) Package(PCS/BOX)
B(A)-017501	100	29/32	14/23	10
B(A)-017502	100	29/32	19/26	10
B(A)-017503	100	29/32	24/29	10
B(A)-017504	100	29/32	29/32	10
B(A)-017505	200	29/32	14/23	6
B(A)-017506	200	29/32	19/26	6
B(A)-017507	200	29/32	24/29	6
B(A)-017508	200	29/32	29/32	6
B(A)-017509	100	24/29	14/23	10
B(A)-017510	100	24/29	19/26	10
B(A)-017511	100	24/29	24/29	10
B(A)-017512	200	24/29	14/23	6
B(A)-017513	200	24/29	19/26	6
B(A)-017514	200	24/29	24/29	6



具砂芯防溅球 Adapter,anti-splash,fritted disc

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	砂芯号数 Core NO.	包装(只/盒) Package(PCS/BOX)
B(A)-017601	100	29/32	14/23	2	10
B(A)-017602	100	29/32	19/26	2	10
B(A)-017603	100	29/32	24/29	2	10
B(A)-017604	100	29/32	29/32	2	10
B(A)-017605	200	29/32	14/23	2	6
B(A)-017606	200	29/32	19/26	2	6
B(A)-017607	200	29/32	24/29	2	6
B(A)-017608	200	29/32	29/32	2	6
B(A)-017609	100	24/29	14/23	2	10
B(A)-017610	100	24/29	19/26	2	10
B(A)-017611	100	24/29	24/29	2	10
B(A)-017612	200	24/29	14/23	2	6
B(A)-017613	200	24/29	19/26	2	6
B(A)-017614	200	24/29	24/29	2	6

具四氟节门恒压滴液漏斗

Dropping funnel,pressure equalizing,PTFE stopcock



货号 Item No.	容量(ml) Capacity	磨口 Joints	节门孔径(mm) Stopcock Bore	包装(只/盒) Package(PCS/BOX)
B(A)-017701	5	14/23	2	2
B(A)-017702	10	14/23	2	2
B(A)-017703	25	14/23	2	2
B(A)-017704	50	14/23	2	2
B(A)-017705	100	14/23	2	2
B(A)-017706	25	19/26	2	2
B(A)-017707	50	19/26	2	2
B(A)-017708	100	19/26	2	2
B(A)-017709	250	19/26	3	2

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	磨口 Joints	节门孔径(mm) Stopcock Bore	包装(只/盒) Package(PCS/BOX)
B(A)-017710	50	24/29	2	2
B(A)-017711	100	24/29	2	2
B(A)-017712	250	24/29	3	2
B(A)-017713	500	24/29	3	2
B(A)-017714	1000	24/29	5	2
B(A)-017715	500	29/32	3	2
B(A)-017716	1000	29/32	5	2
B(A)-017717	2000	24/29	5	1
B(A)-017718	2000	29/32	5	1
B(A)-017719	2000	34/35	5	1
B(A)-017720	3000	29/32	5	1
B(A)-017721	3000	34/35	5	1

具玻璃节门恒压滴液漏斗

Dropping funnel, pressure equalizing, glass stopcock

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	磨口 Joints	节门孔径(mm) Stopcock Bore	包装(只/盒) Package(PCS/BOX)
B(A)-017801	5	14/23	2	2
B(A)-017802	10	14/23	2	2
B(A)-017803	25	14/23	2	2
B(A)-017804	50	14/23	2	2
B(A)-017805	100	14/23	2	2
B(A)-017806	25	19/26	2	2
B(A)-017807	50	19/26	2	2
B(A)-017808	100	19/26	2	2
B(A)-017809	250	19/26	3	2
B(A)-017810	50	24/29	2	2
B(A)-017811	100	24/29	2	2
B(A)-017812	250	24/29	3	2
B(A)-017813	500	24/29	3	2
B(A)-017814	1000	24/29	5	2
B(A)-017815	500	29/32	3	2
B(A)-017816	1000	29/32	5	2
B(A)-017817	2000	24/29	5	1
B(A)-017818	2000	29/32	5	1
B(A)-017819	2000	34/35	5	1
B(A)-017820	3000	29/32	10	1
B(A)-017821	3000	34/35	10	1



具四氟节门刻度恒压滴液漏斗

Graduated dropping funnel, pressure equalizing, PTFE stopcock

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	磨口 Joints	节门孔径(mm) Stopcock Bore	包装(只/盒) Package(PCS/BOX)
B(A)-017901	25	14/23	2	2
B(A)-017902	50	14/23	2	2
B(A)-017903	100	14/23	2	2
B(A)-017904	25	19/26	2	2
B(A)-017905	50	19/26	2	2
B(A)-017906	100	19/26	2	2
B(A)-017907	250	19/26	3	2
B(A)-017908	50	24/29	2	2
B(A)-017909	100	24/29	2	2
B(A)-017910	250	24/29	3	2
B(A)-017911	500	24/29	3	2
B(A)-017912	1000	24/29	3	2
B(A)-017913	500	29/32	3	2
B(A)-017914	1000	29/32	3	2





具高真空接口刻度恒压滴液漏斗

Graduated dropping funnel, pressure equalizing, high vacuum valve

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	磨口 Joints	高真空阀门(mm) Valve Size	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
A-017931	25	14/23	2	2
A-017932	50	14/23	2	2
A-017933	100	14/23	2	2
A-017934	50	19/26	2	2
A-017935	100	19/26	2	2
A-017936	250	19/26	3	2
A-017937	50	24/29	2	2
A-017938	100	24/29	2	2
A-017939	250	24/29	3	2



具四氟节门刻度恒压滴液漏斗

Graduated dropping funnel, pressure equalizing, double PTFE stopcock

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	磨口 Joints	节门孔径(mm) Stopcock Bore	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
A-017951	25	14/23	2	2
A-017952	50	14/23	2	2
A-017953	100	14/23	2	2
A-017954	25	19/26	2	2
A-017955	50	19/26	2	2
A-017956	100	19/26	2	2
A-017957	250	19/26	3	2
A-017958	50	24/29	2	2
A-017959	100	24/29	2	2
A-017960	250	24/29	3	2



筒形分液漏斗 Separatory funnel, cylindrical, glass stopcock

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	磨口 Joints	节门孔径(mm) Stopcock Bore	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-0530001	25	14/23	2	2
B(A)-0530002	50	14/23	2	2
B(A)-0530003	100	14/23	2	2
B(A)-0530004	50	19/26	2	2
B(A)-0530005	100	19/26	2	2
B(A)-0530006	250	19/26	3	2
B(A)-0530007	50	24/29	2	2
B(A)-0530008	100	24/29	2	2
B(A)-0530009	250	24/29	3	2
B(A)-0530010	500	24/29	3	2
B(A)-0530011	1000	24/29	5	2



具四氟节门筒形分液漏斗 Separatory funnel, cylindrical, PTFE stopcock

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	磨口 Joints	节门孔径(mm) Stopcock Bore	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-0540001	25	14/23	2	2
B(A)-0540002	50	14/23	2	2
B(A)-0540003	100	14/23	2	2
B(A)-0540004	50	19/26	2	2
B(A)-0540005	100	19/26	2	2
B(A)-0540006	250	19/26	3	2
B(A)-0540007	50	24/29	2	2
B(A)-0540008	100	24/29	2	2
B(A)-0540009	250	24/29	3	2
B(A)-0540010	500	24/29	3	2
B(A)-0540011	1000	24/29	5	2

具四氟节门球形分液漏斗 Separatory funnel,spherical,PTFE stopcock

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	磨口 Joints	节门孔径(mm) Stopcock Bore	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-018001	50	24/29	2	4
B(A)-018002	125	24/29	2	2
B(A)-018003	250	24/29	3	2
B(A)-018004	500	24/29	3	2

三角抽滤漏斗 Filter funnel,fritted disc

货号 Item No.	漏斗直径 I. D. (mm)	磨口 Joint	小阻直径(mm) Hose O. D.	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-018101	50	14/23	7-8	4
B(A)-018102	60	19/26	10-11	4
B(A)-018103	70	24/29	10-11	4

加料漏斗 Funnel,powder

货号 Item No.	漏斗直径 I. D. (mm)	磨口 Joint	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-018201	40	14/23	4
B(A)-018202	40	19/26	4
B(A)-018203	60	14/23	4
B(A)-018204	60	19/26	4
B(A)-018205	80	14/23	4
B(A)-018206	80	19/26	4
B(A)-018207	80	24/29	4
B(A)-018208	100	19/26	4
B(A)-018209	100	24/29	4
B(A)-018210	100	29/32	4
B(A)-018211	120	19/26	4
B(A)-018212	120	24/29	4
B(A)-018213	120	29/32	4

非标口加料漏斗 Funnel,powder,no joint

货号 Item No.	漏斗直径 I. D. (mm)	适合的磨口 Joint	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-018301	90	19/26	4
B(A)-018302	100	24/29	4
B(A)-018303	100	29/32	4
B(A)-018304	100	34/35	4

加液漏斗 Funnel,sovlent addition

货号 Item No.	漏斗直径 I. D. (mm)	适合的磨口 Joint	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
A-018305	90	19/26	4
A-018306	100	24/29	4
A-018307	100	29/32	4
A-018308	100	34/35	4

砂芯漏斗(常规为3#砂芯,可订制其他规格) Funnel,fritted disc

货号 Item No.	漏斗内径 I. D. (mm)	漏斗深度 Depth (mm)	磨口 Joint	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-018401	32	50	14/23	4
B(A)-018402	32	50	19/26	4
B(A)-018403	32	50	24/32	4
B(A)-018404	50	80	19/26	4
B(A)-018405	50	80	24/32	4
B(A)-018406	70	100	19/26	2
B(A)-018407	70	100	24/32	2
B(A)-018408	100	120	24/32	1



玻璃仪器

砂芯抽滤漏斗 (常规为3#砂芯, 可订制其他规格) Filter funnel, fritted disc



货号 Item No.	漏斗内径 I. D. (mm)	漏斗深度 Depth (mm)	磨口 Joint	小阻直径(mm) Hose O. D.	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-018501	32	50	14/23	7-8	4
B(A)-018502	32	50	19/26	10-11	4
B(A)-018503	32	50	24/32	10-11	4
B(A)-018504	50	80	14/23	7-8	4
B(A)-018505	50	80	19/26	10-11	4
B(A)-018506	50	80	24/32	10-11	4
B(A)-018507	70	100	19/26	10-11	2
B(A)-018508	70	100	24/32	10-11	2
B(A)-018509	100	120	24/32	10-11	1
B(A)-018510	30	60	19/26	10-11	4
B(A)-018511	30	60	24/29	10-11	4
B(A)-018512	50	100	19/26	10-11	4
B(A)-018513	50	100	24/29	10-11	4
B(A)-018514	50	200	24/29	10-11	4

具小孔玻璃滤板抽滤漏斗 Filter funnel, glass fritted disc

货号 Item No.	漏斗内径 I. D. (mm)	漏斗深度 Depth (mm)	磨口 Joint	小阻直径(mm) Hose O. D.	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
A-018521	32	50	14/23	7-8	4
A-018522	32	50	19/26	10-11	4
A-018523	32	50	24/32	10-11	4
A-018524	50	80	14/23	7-8	4
A-018525	50	80	19/26	10-11	4
A-018526	50	80	24/32	10-11	4
A-018527	70	100	19/26	10-11	2
A-018528	70	100	24/32	10-11	2
A-018529	100	120	24/32	10-11	1

带真空夹层砂芯漏斗 (可定制各种规格) Filter funnel jacketed

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	单位 Unit
A-018541	30ml	只
A-018542	60ml	只
A-018543	150ml	只

具砂板过滤管 Filter tube, fritted disc

货号 Item No.	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	单位 Unit
A-018551	14/23	14/23	只
A-018552	19/26	19/26	只
A-018553	24/29	24/29	只

具砂板过滤管, 2个玻璃节门

Filter tube, fritted disc, double glass stopcock

货号 Item No.	上口 Top Joint	下塞 Bottom Joint	单位 Unit
A-018561	14/23	14/23	只
A-018562	19/26	19/26	只
A-018563	24/29	24/29	只

水分离器 (玻璃节门) Distillation receiver, glass stopcock

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	磨口 Joints	节门孔径(mm) Stopcock Bore	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-018601	10	14/23	2	4
B(A)-018602	10	19/26	2	4
B(A)-018603	10	24/29	2	4

水分离器 (四氟节门)

Distillation receiver, PTFE stopcock

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	磨口 Joints	节门孔径(mm) Stopcock Bore	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-018701	10	14/23	2	4
B(A)-018702	10	19/26	2	4
B(A)-018703	10	24/29	2	4

带夹层水分离器 (四氟节门)

Distillation receiver, jacketed, PTFE stopcock

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	磨口 Joints	节门孔径(mm) Stopcock Bore	单位 Unit
A-018711	10	14/23	2	只
A-018712	10	19/26	2	只
A-018713	10	24/29	2	只

单排气体分配器 (玻璃节门) Vaccum manifold(glass stopcock)

货号 Item No.	节门数Stopcock Quantity	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-018801	3	1
B(A)-018802	4	1
B(A)-018803	5	1
B(A)-018804	6	1

单排气体分配器 (标准四氟节门) Vaccum manifold(PTFE stopcock)

货号 Item No.	节门数Stopcock Quantity	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-018811	3	1
B(A)-018812	4	1
B(A)-018813	5	1
B(A)-018814	6	1

单排气体分配器 (具玻璃真空节门)

Vaccum manifold(glass vaccum stopcock)

货号 Item	节门数Stopcock Quantity	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
A-018821	3	1
A-018822	4	1
A-018823	5	1
A-018824	6	1

单排气体分配器 (具高真空节门)

Vaccum manifold, high vaccum vavle

货号 Item	节门数Stopcock Quantity	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
A-018831	3	1
A-018832	4	1
A-018833	5	1
A-018834	6	1

双排气体分配器 (双排管可订制标准磨口) Vaccum manifold, double

货号 Item	节门数Stopcock Quantity	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-018901	3	1
B(A)-018902	4	1
B(A)-018903	5	1
B(A)-018904	6	1





具标准四氟节门双排气体分配器(双排管可订制标准磨口)

Vaccum manifold,double,PTFE stopcock

货号 Item No.	节门数Stopcock Quantity	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-018911	3	1
B(A)-018912	4	1
B(A)-018913	5	1
B(A)-018914	6	1

双排气体分配器(玻璃真空节门)

Vaccum manifold,double,glass stopcock

货号 Item No.	节门数Stopcock Quantity	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
A-018921	3	1
A-018922	4	1
A-018923	5	1
A-018924	6	1



双排气体分配器(具高真空节门)

Vaccum manifold,double,high vaccum vavle

货号 Item	节门数Stopcock Quantity	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
A-018931	3	1
A-018932	4	1
A-018933	5	1
A-018934	6	1



开口反应器烧瓶(球形) Reaction flask,spherical

不同容量可按要求接不同法兰, 法兰也可按要求定制。

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	法兰口内径(mm) Flange I. D.	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-019001	500	75	4
B(A)-019002	1000	100	4
B(A)-019003	2000	100	4
B(A)-019004	3000	100	4
B(A)-019005	5000	100	2
B(A)-019006	10000	100	1
B(A)-019007	20000	100	1
B(A)-019008	10000	150	1
B(A)-019009	20000	150	1
B(A)-019010	30000	150	1
B(A)-019011	50000	150	1
B(A)-019012	100000	150	1



开口反应器烧瓶(筒形) Reaction flask,barrel-shaped

不同容量可按要求接不同法兰, 法兰也可按要求定制。

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	法兰口内径(mm) Flange I. D.	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-019021	500	75	4
B(A)-019022	1000	100	4
B(A)-019023	2000	100	4
B(A)-019024	3000	100	4
B(A)-019025	5000	150	2
B(A)-019026	10000	150	1
B(A)-019027	20000	215	1
B(A)-019028	50000	215	1
B(A)-019029	100000	285	1



夹套烧杯 Jacketed beaker

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	单位 Unit
B(A)-019031	50	只
B(A)-019032	100	只
B(A)-019033	250	只
B(A)-019034	500	只
B(A)-019035	1000	只
B(A)-019036	2000	只
B(A)-019037	3000	只
B(A)-019038	5000	只
B(A)-019039	10000	只
B(A)-019040	20000	只
B(A)-019041	50000	只



夹套开口反应器烧瓶(筒形) Reaction flask,jacketed,barrel-shape

不同容量可按要求接不同法兰, 法兰也可按要求定制。

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	法兰口内径 (mm) Flange I. D.	单位 Unit
B(A)-019051	500	75	只
B(A)-019052	1000	100	只
B(A)-019053	2000	100	只
B(A)-019054	3000	100	只
B(A)-019055	5000	150	只
B(A)-019056	10000	150	只
B(A)-019057	20000	215	只
B(A)-019058	50000	215	只



夹套反应釜体 (配下出料) Jacketed reactor

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	法兰口内径 (mm) Flange I. D.	单位 Unit
B(A)-019061	250	75	只
B(A)-019062	500	75	只
B(A)-019063	1000	100	只
B(A)-019064	2000	100	只
B(A)-019065	5000	150	只
B(A)-019066	10000	215	只
B(A)-019067	20000	215	只
B(A)-019068	30000	215	只
B(A)-019069	50000	215	只
B(A)-019070	80000	285	只
B(A)-019071	100000	285	只



三层反应釜体 (配下出料) Jacketed reactor

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	法兰口内径 (mm) Flange I. D.	单位 Unit
B(A)-019081	250	75	只
B(A)-019082	500	75	只
B(A)-019083	1000	100	只
B(A)-019084	2000	100	只
B(A)-019085	5000	150	只
B(A)-019086	10000	215	只
B(A)-019087	20000	215	只
B(A)-019088	30000	215	只
B(A)-019089	50000	215	只





开口反应器盖 Cover of reaction flask

货号 Item No.	盖内径(mm) Flange I.D.	主口 Main joint	侧口 Side joints	温度计口 Joint	单位 Unit
B(A)-019101	100	24/29	19/26	14/23	只
B(A)-019102	100	24/29	24/29	24/29	只
B(A)-019103	100	29/32	24/29	14/23	只
B(A)-019104	100	34/35	24/29	14/23	只
B(A)-019105	150	24/29	19/26	14/23	只
B(A)-019106	150	24/29	24/29	14/23	只
B(A)-019107	150	29/32	24/29	14/23	只
B(A)-019108	150	34/35	24/29	14/23	只
B(A)-019109	75	24/29	19/26	19/26	只
B(A)-019110	215	五口			只
B(A)-019111	215	五口+固体加料口			只
B(A)-019112	285	五口			只
B(A)-019113	285	五口+固体加料口			只



三口双层反应瓶 Reaction flask,3-neck,jacketed

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	主口 Main joint	侧口 Side joints	单位 Unit
B(A)-019121	100	19/26	19/26	只
B(A)-019122	250	24/29	24/29	只
B(A)-019123	500	24/29	24/29	只
B(A)-019124	1000	24/29	24/29	只
B(A)-019125	2000	24/29	24/29	只
B(A)-019126	2000	29/32	24/29	只
B(A)-019127	3000	24/29	24/29	只
B(A)-019128	3000	29/32	24/29	只
B(A)-019129	5000	29/32	24/29	只



四口双层反应瓶 Reaction flask,4-neck,jacketed

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	主口 Main joint	侧口 Side joints	温度计口 Joint	单位 Unit
B(A)-019121	250	24/29	24/29	14/23	只
B(A)-019122	500	24/29	24/29	14/23	只
B(A)-019123	1000	24/29	24/29	14/23	只
B(A)-019124	2000	24/29	24/29	14/23	只
B(A)-019125	2000	29/32	24/29	14/23	只
B(A)-019126	3000	24/29	24/29	14/23	只
B(A)-019127	3000	29/32	24/29	14/23	只
B(A)-019128	5000	29/32	24/29	14/23	只



层析用溶液储存瓶 Chromatography reservoir

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	磨口(*2) Joints	包装(只/盒) Package(PCS/BOX)
B(A)-020401	100	球磨35/20	4
B(A)-020402	250	球磨35/20	4
B(A)-020403	500	球磨35/20	2
B(A)-020404	100	19/26	4
B(A)-020405	100	24/29	4
B(A)-020406	250	19/26	4
B(A)-020407	250	24/29	4
B(A)-020408	500	19/26	2
B(A)-020409	500	24/29	2
B(A)-020410	1000	24/29	2
B(A)-020411	2000	24/29	1

本公司所提供的层析柱均为精选厚壁3.3高硼硅玻管加工而成，以下所列规格是本公司库存系列，本公司可接受不同直径（10-300mm）、不同长度、不同砂芯、不同下放料的产品订制。

具标准四氟节门层析柱（厚壁设计）Chromatography column,PTFE stopcock

货号 Item No.	内径Column I. D. (mm)	有效长度(mm) Effective L.	节门孔径(mm) Stopcock Bore	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-020501	16	200	2	4
B(A)-020502	16	300	2	4
B(A)-020503	16	450	2	4
B(A)-020504	22	200	2	4
B(A)-020505	22	300	2	4
B(A)-020506	22	450	2	4
B(A)-020507	30	200	3	4
B(A)-020508	30	300	3	4
B(A)-020509	30	450	3	4
B(A)-020510	40	200	3	4
B(A)-020511	40	300	3	4
B(A)-020512	40	450	3	4



具砂板、标准四氟节门层析柱（厚壁设计）

Chromatography column,fritted disc,PTFE stopcock

货号 Item No.	内径Column I. D. (mm)	有效长度(mm) Effective L.	砂芯号数 Core NO.	节门孔径(mm) Stopcock Bore	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-020601	16	200	2	2	4
B(A)-020602	16	300	2	2	4
B(A)-020603	16	450	2	2	4
B(A)-020604	22	200	3	2	4
B(A)-020605	22	300	3	2	4
B(A)-020606	22	450	3	2	4
B(A)-020607	30	200	3	3	4
B(A)-020608	30	300	3	3	4
B(A)-020609	30	450	3	3	4
B(A)-020610	40	200	3	3	4
B(A)-020611	40	300	3	3	4
B(A)-020612	40	450	3	3	4



具标口、标准四氟节门层析柱（厚壁设计）

Chromatography column,outer joint,PTFE stopcock

货号 Item No.	内径Column I. D. (mm)	有效长度(mm) Effective L.	标口 Joint	节门孔径(mm) Stopcock Bore	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-020701	16	200	24/29	2	4
B(A)-020702	16	300	24/29	2	4
B(A)-020703	16	450	24/29	2	4
B(A)-020704	22	200	24/29	2	4
B(A)-020705	22	300	24/29	2	4
B(A)-020706	22	450	24/29	2	4
B(A)-020707	30	200	24/29	3	4
B(A)-020708	30	300	24/29	3	4
B(A)-020709	30	450	24/29	3	4
B(A)-020710	40	200	24/29	3	4
B(A)-020711	40	300	24/29	3	4
B(A)-020712	40	450	24/29	3	4
B(A)-020713	16	200	19/26	2	4
B(A)-020714	16	300	19/26	2	4
B(A)-020715	16	450	19/26	2	4
B(A)-020716	22	200	19/26	2	4
B(A)-020717	22	300	19/26	2	4
B(A)-020718	22	450	19/26	2	4



B(A)-020719	30	200	19/26	3	4
B(A)-020720	30	300	19/26	3	4
B(A)-020721	30	450	19/26	3	4
B(A)-020722	40	200	19/26	3	4
B(A)-020723	40	300	19/26	3	4
B(A)-020724	40	450	19/26	3	4

具标口、砂板、四氟节门层析柱（厚壁设计）

Chromatography column, outer joint, fritted disc, PTFE stopcock



货号 Item No.	内径 Column I. D. (mm)	有效长度 Effective Length (mm)	标口 Joint	节门孔径 Stopcock Bore (mm)	砂芯号数 Core NO.	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-020801	16	200	24/29	2	2	4
B(A)-020802	16	300	24/29	2	2	4
B(A)-020803	16	450	24/29	2	2	4
B(A)-020804	22	200	24/29	2	3	4
B(A)-020805	22	300	24/29	2	3	4
B(A)-020806	22	450	24/29	2	3	4
B(A)-020807	30	200	24/29	3	3	4
B(A)-020808	30	300	24/29	3	3	4
B(A)-020809	30	450	24/29	3	3	4
B(A)-020810	40	200	24/29	3	3	4
B(A)-020811	40	300	24/29	3	3	4
B(A)-020812	40	450	24/29	3	3	4
B(A)-020813	16	200	19/26	2	2	4
B(A)-020814	16	300	19/26	2	2	4
B(A)-020815	16	450	19/26	2	2	4
B(A)-020816	22	200	19/26	2	3	4
B(A)-020817	22	300	19/26	2	3	4
B(A)-020818	22	450	19/26	2	3	4
B(A)-020819	30	200	19/26	3	3	4
B(A)-020820	30	300	19/26	3	3	4
B(A)-020821	30	450	19/26	3	3	4
B(A)-020822	40	200	19/26	3	3	4
B(A)-020823	40	300	19/26	3	3	4
B(A)-020824	40	450	19/26	3	3	4

具储液球、标口、砂板、四氟节门层析柱（厚壁设计）

Chromatography column, reservoir, outer joint, fritted disc, PTFE stopcock



货号 Item No.	内径(mm) Column I. D.	有效长度 Effective Length (mm)	容量 Capacity (ml)	标口 Joint	节门孔径 Stopcock Bore (mm)	砂芯号数 Core NO.	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-021801	16	200	100	24/29	2	2	4
B(A)-021802	16	300	100	24/29	2	2	4
B(A)-021803	16	450	250	24/29	2	2	4
B(A)-021804	22	200	250	24/29	2	3	4
B(A)-021805	22	300	250	24/29	2	3	4
B(A)-021806	22	450	250	24/29	2	3	4
B(A)-021807	30	200	250	24/29	3	3	4
B(A)-021808	30	300	500	24/29	3	3	4
B(A)-021809	30	450	500	24/29	3	3	4
B(A)-021810	40	200	500	24/29	3	3	4
B(A)-021811	40	300	500	24/29	3	3	4
B(A)-021812	40	450	500	24/29	3	3	4
B(A)-021813	16	200	100	19/26	2	2	4
B(A)-021814	16	300	100	19/26	2	2	4
B(A)-021815	16	450	250	19/26	2	2	4

B(A)-021816	22	200	250	19/26	2	3	4
B(A)-021817	22	300	250	19/26	2	3	4
B(A)-021818	22	450	250	19/26	2	3	4
B(A)-021819	30	200	250	19/26	3	3	4
B(A)-021820	30	300	500	19/26	3	3	4
B(A)-021821	30	450	500	19/26	3	3	4
B(A)-021822	40	200	500	19/26	3	3	4
B(A)-021823	40	300	500	19/26	3	3	4
B(A)-021824	40	450	500	19/26	3	3	4

具夹层、标口、砂板、四氟节门层析柱（厚壁设计）

Chromatography column, interlayer, outer joint, fritted disc, PTFE stopcock

货号 Item No.	内径 Column I. D. (mm)	有效长度 Effective Length (mm)	标口 Joint	节门孔径 Stopcock Bore (mm)	砂芯号数 Core NO.	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-022801	16	200	24/29	2	2	2
B(A)-022802	16	300	24/29	2	2	2
B(A)-022803	16	450	24/29	2	2	2
B(A)-022804	22	200	24/29	2	3	2
B(A)-022805	22	300	24/29	2	3	2
B(A)-022806	22	450	24/29	2	3	2
B(A)-022807	30	200	24/29	3	3	2
B(A)-022808	30	300	24/29	3	3	2
B(A)-022809	30	450	24/29	3	3	2
B(A)-022810	40	200	24/29	3	3	2
B(A)-022811	40	300	24/29	3	3	2
B(A)-022812	40	450	24/29	3	3	2
B(A)-022813	16	200	19/26	2	2	2
B(A)-022814	16	300	19/26	2	2	2
B(A)-022815	16	450	19/26	2	2	2
B(A)-022816	22	200	19/26	2	3	2
B(A)-022817	22	300	19/26	2	3	2
B(A)-022818	22	450	19/26	2	3	2
B(A)-022819	30	200	19/26	3	3	2
B(A)-022820	30	300	19/26	3	3	2
B(A)-022821	30	450	19/26	3	3	2
B(A)-022822	40	200	19/26	3	3	2
B(A)-022823	40	300	19/26	3	3	2
B(A)-022824	40	450	19/26	3	3	2



具标口、砂板、抽阻层析柱（厚壁设计）

Chromatography column, outer joint, fritted disc, modified

货号 Item No.	内径 Column I. D. (mm)	有效长度 Effective Length (mm)	标塞 Bottom Joint	砂芯号数 Core NO.	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-020901	30	200	24/29	3	4
B(A)-020902	30	300	24/29	3	4
B(A)-020903	40	200	24/29	3	4
B(A)-020904	40	300	24/29	3	4

层析流量控制阀 Chromatography flow control valve

货号 Item No.	标塞 Bottom Joint	高真空阀门 (mm) Valve Size	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
A-020911	35/20	0-4	4
A-020912	50/30	0-4	4
A-020913	24/40	0-4	4
A-020914	29/42	0-4	4



九、温度计、浮计类

红液棒形温度计 Red liquid thermometer



货号 Item No.	温度范围(°C) Temperature Range	长度(mm) Length	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B-019901	0-100	350mm	10
B-019902	-50-50	350mm	10
B-019903	-80-50	350mm	10
B-019910	0-100	600mm	10
B-019911	-50-50	600mm	10

水银棒形温度计 Mercury thermometer



货号 Item No.	温度范围(°C) Temperature Range	长度(mm) Length	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B-019904	-30-100	350mm	10
B-019905	0-150	350mm	10
B-019906	0-200	350mm	10
B-019907	0-300	350mm	10
B-019908	0-360	350mm	10
B-019909	0-300	600mm	10

干湿温度计(A型) Psychrometer



货号 Item No.	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B-022001	1

酒精比重计 Alcohol hydrometer



货号 Item No.	温度范围(°C) Temperature Range	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B-023001	0-50	10
B-023002	50-100	10

十、特规类

核磁管(进口, 配帽子) NMR tube (import, with cap)



货号 Item No.	直径(mm) O. D.	长度(mm) Length	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B-020000	10	178	100

核磁管帽 NMR tube cap

B-020001	只
----------	---

核磁管清洗器(五根) NMR tube cleaner(five pcs)



B-023100	只
----------	---

核磁管清洗器(单根) NMR tube cleaner

B-023101	只
----------	---

U型鼓泡器 Bubbler,U-shape

货号 Item No.	小阻直径(mm) Hose O. D.	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-019201	10-11	10

油泡通气接头 Adapter with mineral oil bubbler

货号 Item No.	磨口(mm) Joint	小阻直径(mm) Hose O. D.	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-019211	24/29	10-11	10
B(A)-019212	19/26	10-11	10
B(A)-019213	14/23	7-8	10

防倒吸鼓泡器 Bubbler,preventing converse suction

货号 Item No.	小阻直径(mm) Hose O. D.	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-019221	10-11	10

直形冷阱 Vacuum trap,straight

货号 Item No.	外径(mm) O. D.	有效长度(mm) Effective L.	标口 Joint	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-019301	25	100		4
B(A)-019302	50	250		4
B(A)-019303	35	250		4
B(A)-019304	35	350		4
B(A)-019305	50	300	40/38	4
B(A)-019306	45	250	40/38	4
B(A)-019307	30	100		4
B(A)-019308	30	200		4

球形冷阱 Vacuum trap,spherical


货号 Item No.	外径(mm) O. D.	有效长度(mm) Effective L.	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-019401	30	200	4
B(A)-019402	35	250	4
B(A)-019403	45	250	4
B(A)-019404	50	250	4
B(A)-019405	45	360	4

具磨口冷阱 Vacuum trap with joints

货号 Item No.	容量(ml) Capacity	高度(mm) Height	标口 Joint	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-019411	250	300	40/38	4
B(A)-019412	500	300	40/38	4

杜瓦瓶(内径*深度mm) Dewar flask(ID*depth)

货号 Item No.	内径 Column I.D.(mm)	深度(mm) Depth	包装(只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-022101	100	300	1
B(A)-022102	75	300	1
B(A)-022103	100	55	1
B(A)-022104	130	80	1
B(A)-022105	140	90	1
B(A)-022106	180	120	1



第二冷凝器

Second condenser



货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	四氟节门 (mm) PTFE Stopcock Bore (mm)	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-025101	1L	3	1
B(A)-025102	2L	3	1

升华器

Sublimator, glass stopcock



货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	标口 Joint	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B(A)-026101	100	29/32	2
B(A)-026102	250	34/35	2

微量升华器

Micro-sublimator



货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	标口 Joint	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
A-026103	25	24/29	4

升华装置-I

Sublimation device



货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	法兰内径 (mm) Flange I. D.	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
A-026104	250	75	1
A-026105	500	75	1
A-026106	1000	100	1
A-026107	2000	100	1

升华装置-II

Sublimation device



货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	法兰内径 (mm) Flange I. D.	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
A-026114	250	75	1
A-026115	500	75	1
A-026116	1000	100	1
A-026117	2000	100	1

十一、石英仪器类

石英坩埚(无盖) Quartz crucible(without cover)

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	单位 Unit
B-027001	30ml	只
B-027002	50ml	只
B-027003	100ml	只

石英坩埚(有盖) Quartz crucible(with cover)

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	单位 Unit
B-027004	30ml	只
B-027005	50ml	只
B-027006	100ml	只

石英试管 Quartz test tube

货号 Item No.	直径*长度 D*L	单位 Unit
B-028001	20*110-150	只
B-028002	23*110-150	只

石英烧杯 Quartz beaker

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	单位 Unit
B-029001	50ml	只
B-029002	100ml	只
B-029003	150ml	只
B-029004	250ml	只
B-029005	300ml	只
B-029006	400ml	只
B-029007	500ml	只

石英单口烧瓶 Quartz flask,round bottom

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	单位 Unit
B-030001	50ml	只
B-030002	100ml	只
B-030003	150ml	只
B-030004	200ml	只
B-030005	250ml	只
B-030006	300ml	只
B-030007	500ml	只
B-030008	1000ml	只

石英两口烧瓶 Quartz flask,round bottom,2-neck

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	单位 Unit
B-031001	50ml	只
B-031002	100ml	只
B-031003	150ml	只
B-031004	200ml	只
B-031005	250ml	只
B-031006	300ml	只
B-031007	500ml	只
B-031008	1000ml	只





石英三口烧瓶 Quartz flask,round bottom,3-neck

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	包装 (只/盒) Package (PCS/BOX)
B-032001	50ml	只
B-032002	100ml	只
B-032003	150ml	只
B-032004	200ml	只
B-032005	250ml	只
B-032006	300ml	只
B-032007	500ml	只
B-032008	1000ml	只



石英圆底蒸发皿 Quartz evaporating dish,round bottom

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	单位 Unit
B-033001	60mm	只
B-033002	90mm	只



石英培养皿 Quartz petri dish

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	单位 Unit
B-034001	60mm	套
B-034002	90mm	套
B-034003	100mm	套
B-034004	120mm	套



石英爆炸瓶 (不含铂金丝)

Quartz explosion bottle (excluding platinum wire)

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	单位 Unit
B-035001	500ml	只
B-035002	1000ml	只



磨口石英三角烧瓶 Quartz erlenmeyer flask

货号 Item No.	容量 (ml) Capacity	单位 Unit
B-036001	50ml	只
B-036002	100ml	只
B-036003	150ml	只
B-036004	200ml	只
B-036005	250ml	只
B-036006	300ml	只
B-036007	500ml	只
B-036008	1000ml	只



石英比色皿 Quartz cuvette

货号 Item No.	光程 (mm) Optical Path Length	单位 Unit
B-036001	10mm	对
B-036002	20mm	对
B-036003	30mm	对
B-036004	50mm	对
B-036005	10mm四面透光	对

石英舟 Quartz boat

注:本公司可接受不同品名和规格的石英产品订做。

橡胶翻口塞
Rubber stopper

X-020001	14# , 100只/包	包
X-020002	19# , 200只/包	包
X-020003	24# , 50只/包	包



橡胶实心塞 (上直径*下直径*高度, mm)
Rubber stopper

X-021001	0# (17*14*24)	只
X-021002	1# (19*14*26)	只
X-021003	2# (20*15*26)	只
X-021004	3# (23*17*26)	只
X-021005	4# (26*19*28)	只
X-021006	5# (29*22*28)	只
X-021007	6# (33*25*28)	只
X-021008	7# (37*28*30)	只
X-021009	8# (42*32*30)	只
X-021010	9# (45*37*30)	只
X-021011	10# (50*41*32)	只
X-021012	11# (56*46*34)	只
X-021013	12# (62*51*38)	只
X-021014	13# (68*55*38)	只
X-021015	14# (73*60*41)	只
X-021016	16# (85*74*42)	只



优质橡胶管 (内径*外径, mm)
High quality rubber tube

X-030001	8*15, 5KG	捆
X-030002	8*11, 5KG	捆
X-030003	6*9, 4KG	捆
X-030004	6*11, 5KG	捆
X-030005	10*20, 10KG	捆
X-030006	10*13, 5KG	捆
X-030007	12*22, 10KG	捆
X-030008	13*17, 5KG	捆
X-030009	16*36, 1.8M	根
X-030010	19*42, 1.8M	根



保温管 (内径*外径, mm)
Insulation tube

X-031001	10*30, 1.8M	根
X-031002	20*50, 2M	根



万能试管硅胶塞 (上直径*下直径, mm)
Universal silicone stopper for tube

X-410001	9-13mm	只
X-410002	11-15mm	只
X-410003	14-17mm	只
X-410004	16-19mm	只
X-410005	17-22mm	只
X-410006	18-23mm	只
X-410007	23-27mm	只
X-410008	27-32mm	只



三角烧瓶硅胶塞 (上直径*下直径, mm)
Silicone stopper for conical flask

X-420001	18-22mm	只
X-420002	21-25mm	只
X-420003	24-28mm	只
X-420004	27-31mm	只
X-420005	30-34mm	只
X-420006	33-38mm	只
X-420007	37-41mm	只
X-420008	40-45mm	只
X-420009	44-49mm	只
X-420010	48-53mm	只



乳胶管 (内径*外径, mm, 长度)
Latex tube

X-040001	6*9, 15M	包
X-040002	5*7, 20M	包
X-040003	5*10, 10M	包



硅胶管 (内径*外径, mm)
Silicone tube

X-430001	4*6	米
X-430002	5*7	米
X-430003	6*9	米
X-430004	8*12	米
X-430005	10*14	米
X-430006	12*17	米
X-430007	8*15	米
X-430008	6*11	米
X-430009	11*15	米



硅胶管 (进口, -50+200度, 内径*外径, mm)
Silicone tube(import)

X-431001	4*6	米
X-431002	5*8	米
X-431003	6*8	米
X-431004	6*11	米
X-431005	8*13	米
X-431006	8*15	米
X-431007	10*14	米
X-431008	11*16	米
X-431009	13*18	米



四氟管 (内径*外径, mm)
PTFE tube

X-440001	2*3	米
X-440002	3*5	米
X-440003	4*6	米
X-440004	5*7	米
X-440005	6*8	米
X-440006	8*10	米
X-440007	10*12	米
X-440008	12*14	米
X-440009	18*20	米



实验耗材



过滤皮碗 (抽滤时垫在漏斗下管和抽滤瓶口之间起密封作用)
Filter pad

X-050002	2-5#	套
X-050003	1#-9#	套



橡胶球胆
Rubber bladder

X-450001	5#	只
X-450002	7#	只



橡塑烧瓶托 (可放置5-2000ml容量的圆底烧瓶)
Rubber flask support

X-060001		只
----------	--	---



软木烧瓶托 (外径*内径mm, 适合放置烧瓶容量ml)
Wooden flask stand

X-061001	80*30, 10-250	只
X-061002	110*60, 250-2000	只
X-061003	140*90, 2000-5000	只
X-061004	170*120, 5000-10000	只
X-061005	210*150, 20000-50000	只



尼龙氧气袋
Nylon oxygen bag

X-390001	42L	只
----------	-----	---



刻度吸管球
raduated suction bulb

Gx-460001	小号	只
X-460002	大号	只



帆布氧气袋
Canvas oxygen bag

X-390003	42L, 优质	只
----------	---------	---



四氟搅拌桨 (适宜容量, 总长)
PTFE stirring rod

X-090001	250ml, 300mm	只
X-090002	500ml, 300mm	只
X-090003	1000ml, 350mm	只
X-090004	2000ml, 400mm	只
X-090005	3000ml, 450mm	只
X-090006	5000ml, 500mm	只
X-090007	10L, 550mm	只
X-090008	10L, 600mm	只
X-090009	100ml, 250mm	只
X-090010	20L, 600mm	只
X-090011	20L, 650mm, 加强	只



双连球
Bi-join ball

X-070001		只
----------	--	---



四氟螺旋搅拌桨
PTFE spiral stirring rod

X-091001	5L	只
X-091002	10L	只
X-091003	20L	只
X-091004	30L	只
X-091005	50L, 双层	只
X-091006	80L, 双层	只
X-091007	100L, 双层	只



医用加压球
Pressure ball

X-070002		只
----------	--	---



不锈钢外涂四氟螺旋搅拌桨
Stainless steel stirring rod coated with PTFE

X-092001	5L	只
X-092002	10L	只
X-092003	20L	只
X-092004	30L	只
X-092005	50L, 双层	只
X-092006	80L, 双层	只
X-092007	100L, 双层	只



喷雾球
Spray ball

Q-480001		只
----------	--	---



四氟门式搅拌桨
PTFE door type stirring rod

X-094001	5L	只
X-094002	10L	只
X-094003	20L	只
X-094004	30L	只
X-094005	50L	只
X-094006	80L	只
X-094007	100L	只



四氟搅拌磁子
PTFE stirring magneton

X-110000	各种规格, 见P084	只
----------	-------------	---

四氟吸棒 (直径*长度, mm)
PTFE suction rod

X-120001	9*340	只
----------	-------	---



玻璃搅拌桨
Glass stirring rod

X-093001	250ml, 300mm	只
X-093002	500ml, 300mm	只
X-093003	1000ml, 350mm	只
X-093004	2000ml, 400mm	只
X-093005	3000ml, 450mm	只
X-093006	5000ml, 500mm	只



超薄四氟套 (置于相当的口塞之间, 防咬死)
Ultrathin PTFE sleeve

X-470001	14/23	只
X-470002	19/26	只
X-470003	24/29	只
X-470005	29/32	只



塑料标准塞
Plastic standard stopper

X-380002	14/23	只
X-380004	19/26	只
X-380005	24/29	只
X-380006	29/32	只



四氟搅拌塞头 (配套四氟搅拌桨, 大孔的配20L加强型)
PTFE stirring plug

X-100001	14#	只
X-100002	19#	只
X-100003	24#	只
X-100004	29#	只
X-100006	34#	只
X-100007	40#	只
X-100008	50#	只
X-100009	大孔, 40#	只
X-100010	大孔, 50#	只



聚酯PET包装瓶
PET bottle

X-600001	50ml, 38*66mm	只
X-600002	60ml, 42*68mm	只
X-600003	80ml, 45.5*80mm	只
X-600004	80ml (方), 43.5*76mm	只
X-600005	100ml, 44.5*106mm	只
X-600006	120ml, 48*115mm	只
X-600007	150ml, 55*100mm	只
X-600008	220ml, 61*108mm	只



机械搅拌轴套 (配套玻璃搅拌桨)
Mechanical stirring sleeve

X-100011	24#	只
X-100012	29#	只
X-100013	34#	只
X-100014	40#	只
X-100015	50#	只



氟化样品瓶
Fluoride vials

X-130001	100ml	只
X-130002	250ml	只
X-130003	500ml	只
X-130004	1000ml	只



四氟实心塞 (可配各种标准口)
PTFE stopper

X-101001	14#	只
X-101002	19#	只
X-101003	24#	只
X-101004	29#	只



塑料样品瓶
Plastic vials

X-140001	12ml	只
X-140002	60ml	只
X-140003	100ml	只
X-140004	250ml	只
X-140005	500ml	只
X-140006	1000ml	只



四氟转接头
(一头接旋转轴标塞, 一头接样品瓶螺丝口)
PTFE adapter

X-102001	24# (29#) /5ml	只
X-102002	24# (29#) /10ml	只
X-102003	24# (29#) /25ml	只



塑料放水桶
Plastic bucket

X-141001	5L	只
X-141002	10L	只
X-141003	20L	只



实验耗材



聚四氟乙烯小口瓶(螺口) PTFE narrow-necked bottle (screw type)

X-160001	60ml	只
X-160002	250ml	只
X-160003	500ml	只
X-160004	1000ml	只



聚四氟乙烯烧杯 PTFE beaker

X-150001	50ml	只
X-150002	100ml	只
X-150003	150ml	只
X-150004	200ml	只
X-150005	250ml	只
X-150006	300ml	只
X-150007	400ml	只
X-150008	500ml	只
X-150009	1000ml	只
X-150010	2000ml	只
X-150011	3000ml	只
X-150012	5000ml	只



聚四氟乙烯量瓶 PTFE volumetric flask

X-600001	50ml	只
X-600002	100ml	只
X-600003	250ml	只
X-600004	500ml	只
X-600005	1000ml	只
X-600006	2000ml	只
X-600007	5000ml	只



塑料尖底离心管 Plastic conical centrifuge tube

X-180001	0.2ml, 连盖, 1000只	包
X-180002	0.5ml, 连盖, 000只	包
X-180003	1.5ml, 连盖, 500只	包
X-180004	10ml, 螺盖, 100只	包
X-180005	15ml, 螺盖, 100只	包
X-180006	50ml, 螺盖, 50只	包



塑料圆底离心管 Plastic round bottom centrifuge tube

X-180007	5ml, 300只, 连盖	包
X-180008	10ml, 200只, 连盖	包
X-180010	10ml, 100只, 螺盖	包
X-180009	15ml, 100只, 螺盖	包
X-180006	50ml, 50只, 螺盖	包



尖底离心管(灭菌) Conical centrifuge tube

X-181001	15ml, 50个/架, 10架/箱	箱
X-181002	15ml, 25个/包, 20包/箱	箱
X-181003	50ml, 25个/架, 20架/箱	箱
X-181004	50ml, 25个/包, 20包/箱	箱



PCR联管 PCR tube, 8pcs

X-182001	12条/包, 125条/盒, 10盒/箱	箱
----------	----------------------	---



PCR联管盖 PCR tube lid, 8pcs

X-183001	12条/包, 125条/盒, 10盒/箱	箱
----------	----------------------	---



离心管盒 Centrifuge tube box

X-190001	0.2ml*96孔	只
X-190002	0.5ml*75孔	只
X-190003	1.5ml*75孔	只



塑料一次性滴管 Plastic disposable dropper

X-200001	3ml, 250只	包
X-200002	1ml, 500只	包
X-200003	3ml, 加长型250只	包



牛角药匙 Horn medicine spoon

X-210001	3*1	套
X-210002	22cm	只



塑料标口夹 plastic standard mouth clamp

X-220001	14#	只
X-220002	19#	只
X-220003	24#	只
X-220004	29#	只
X-220005	34#	只
X-220006	40#	只
X-220007	45#	只



钢丝标口夹 Steel wire standard mouth clamp

J-010001	14#	只
J-010002	19#	只
J-010003	24#	只
J-010004	29#	只



球形接口夹 Spherical interfaces clamp

J-210001	35#	只
----------	-----	---



有机玻璃吸管架 Organic glass pipette rack

X-230001	梯形	只
X-230002	圆盘	只

有机玻璃试管架
Organic glass test tube rack

X-240001	16mm*30孔	只
X-240002	19mm*40孔	只
X-240003	19mm*30孔	只
X-240004	23mm*40孔	只



塑料试管架
Plastic test tube rack

X-600501	13mm	只
X-600502	15mm	只
X-600503	18mm	只



铝试管架
Aluminum test tube rack

J-120001	15.5mm*30孔	只
J-120002	18.5mm*30孔	只
J-120003	18.5mm*40孔	只
J-120004	22.5mm*40孔	只



木制吸管架
Wooden pipette rack

Q-320001	梯形, 16孔	只
----------	---------	---



木比色管架
Wooden colorimetric tube rack

Q-330001	10ml*6	只
Q-330002	25ml*6	只
Q-330003	50ml*6	只
Q-330004	50ml*12	只
Q-330005	100ml*6	只
Q-330006	100ml*12	只



木制活柱型分液漏斗架
Wooden separating funnel rack

Q-331001	250ml, 4孔	只
Q-331002	500ml, 2孔	只
Q-331003	1000ml, 2孔	只



木试管夹
Wooden test tube clamp

Q-100001		只
----------	--	---



木试管架
Wooden test tube rack

Q-101001	22mm, 6孔	只
Q-101002	22mm, 8孔	只
Q-101003	22mm, 10孔	只
Q-101004	22mm, 12孔	只



双层木制移液管架
Double wooden pipette rack

Q-102001	18孔(国产)	只
Q-102002	18孔(进口)	只



木槌
Wooden hammer

Q-090001		只
----------	--	---



塑料烧杯
Plastic beaker

X-270001	50ml	只
X-270002	100ml	只
X-270003	250ml	只
X-270004	500ml	只



塑料量杯
Plastic measuring cup

X-280001	500ml	只
X-280002	1000ml	只
X-280003	2000ml	只
X-280004	5000ml	只



塑料洗瓶
Plastic wash bottle

X-290001	薄, 250ml	只
X-290002	薄, 500ml	只
X-290003	厚, 250ml	只
X-290004	厚, 500ml	只



塑料量筒
Plastic measuring cylinder

X-310001	10ml	只
X-310002	25ml	只
X-310003	50ml	只
X-310004	100ml	只
X-310005	250ml	只
X-310006	500ml	只
X-310007	1000ml	只
X-310008	2000ml	只



塑料量瓶(棕)
Plastic measuring flask(brown)

X-600901	25ml	只
X-600902	50ml	只
X-600903	100ml	只
X-600904	250ml	只
X-600905	500ml	只
X-600906	1000ml	只



塑料量瓶(白)
Plastic measuring flask

X-600901	25ml	只
X-600902	50ml	只
X-600903	100ml	只
X-600904	250ml	只
X-600905	500ml	只
X-600906	1000ml	只



塑料漏斗
Plastic funnel

X-601051	60mm	只
X-601052	75mm	只
X-601053	90mm	只
X-601054	大红色140mm	只



实验耗材



一次性注射器
Disposable syringe

X-370001	1ml, 200只/盒	只
X-370002	2ml, 100只/盒	只
X-370003	5ml, 100只/盒	只
X-370004	10ml, 100只/盒	只
X-370005	20ml, 100只/盒	只
X-370006	50ml, 50只/盒	只



手动单道可调式移液器 (进口)
Manual single channel pipette(import)

X-501001	0.1-2.5ul	只
X-501002	0.5-10ul	只
X-501003	5-50ul	只
X-501004	2-20ul	只
X-501005	20-200ul	只
X-501006	50-200ul	只
X-501007	100-1000ul	只
X-501008	200-1000ul	只
X-501009	1000-5000ul	只



一次性针筒过滤器
Disposable syringe filter

X-600601	13mm, 0.22um, 水相	盒
X-600602	13mm, 0.22um, 有机相	盒
X-600603	25mm, 0.45um, 水相	盒
X-600604	25mm, 0.45um, 有机相	盒
X-600605	13mm, 0.45um, 水相	盒
X-600606	13mm, 0.45um, 有机相	盒



手动8道可调式移液器 (进口)
Manual 8 channels pipette(import)

X-501011	0.5-10ul	只
X-501012	5-50ul	只
X-501013	50-300ul	只



冻存管盒
Freezing tube box

X-480001	1.8ml*81孔	只
X-480002	1.8ml*100孔	只
X-480003	5ml*36孔	只



有机玻璃移液器架 (Z型)
Organic glass pipette rack(Z type)

X-500014		只
----------	--	---



冻存管
Freezing tube

X-480004	1.5ml	只
X-480005	1.8ml	只
X-480006	2.5ml	只
X-480007	5ml (具刻度)	只




移液器吸头盒
Pipette tips box

X-500015	10ul*96孔	只
X-500016	200ul*96孔	只
X-500017	1000ul*60孔	只



塑料培养皿
Plastic petri dish

X-490001	60mm	只
X-490002	75mm	只
X-490003	90mm	只



移液器吸头
Pipette tips

X-500018	10ul, 1000只/包	包
X-500019	100ul, 1000只/包	包
X-500020	200ul, 1000只/包	包
X-500021	500ul, 500只/包	包
X-500022	1000ul, 500只/包	包
X-500023	5000ul, 300只/包	包



手动单道可调式移液器
Manual single channel pipette

X-500001	0.1-2.5ul	只
X-500002	0.5-10ul	只
X-500003	5-50ul	只
X-500004	2-20ul	只
X-500006	20-200ul	只
X-500007	50-200ul	只
X-500008	100-1000ul	只
X-500009	200-1000ul	只
X-500010	1000-5000ul	只




生物用枪头
Bio-gun head

X-501001	10ul 无色, 3000个/袋	袋
X-501002	200ul 黄色, 1000个/袋	袋
X-501003	300ul , 1000个/袋	袋
X-501004	1000ul , 1000个/袋	袋



手动8道可调式移液器
Manual 8 channels pipette

X-500011	0.5-10ul	只
X-500012	5-50ul	只
X-500013	50-300ul	只



样品杯
Sample cup

X-510001	30ml (PP)	只
X-510002	60ml (PP)	只
X-510003	14*25mm	只
X-510004	11.5*26.5mm	只

酶标板 (聚苯乙烯PS)
Enzyme label plate

X-520001	96孔可拆	只
----------	-------	---

培养板 (聚苯乙烯PS)

Culture plate (polystyrene PS)

X-530001	24孔	只
X-530002	96孔	只



PCR板 (聚丙烯PP)

PCR plate (polypropylene PP)

X-540001	96孔	只
----------	-----	---



血凝板

Hemagglutination plate

X-550001	24孔	只
X-550002	96孔	只



透析夹

Dialysis clamp

X-570001	5cm	只
----------	-----	---



冰盒

Ice box

X-580001		
----------	--	--



包埋盒

Embedding box

X-590001	长方格连盖淡蓝色	只
X-590002	方格连盖白色	只



自封袋 (100只/包)

Ziplock bag

X-260009	(50*70mm)	1#	包
X-260010	(60*85mm)	2#	包
X-260001	(70*100mm)	3#	包
X-260002	(80*120mm)	4#	包
X-260003	(100*140mm)	5#	包
X-260004	(120*170mm)	6#	包
X-260005	(140*200mm)	7#	包
X-260006	(170*240mm)	8#	包
X-260007	(200*280mm)	9#	包
X-260008	(240*340mm)	10#	包



气球

Balloon

X-250001	大, 100只/包	包
----------	-----------	---



橡皮筋

Rubber band

X-170001	普通	包
X-170002	优质	包



不锈钢药匙

Stainless steel spoon

J-030001	3*1	套
J-030002	22cm	只
J-030003	18cm	只



刮刀 (杆直径, 总长度)

Scraper (rod diameter, total length)

J-040001	1.5mm, 15cm	只
J-040002	2.0mm, 20cm	只
J-040003	2.5mm, 26cm	只
J-040004	3.0mm, 33cm	只
J-040005	4.0mm, 52cm	只



刮勺 (杆直径, 总长度)

Spatula (rod diameter, total length)

J-050001	1.5mm, 15cm	只
J-050002	2.0mm, 20cm	只
J-050003	2.5mm, 26cm	只
J-050004	3.0mm, 33cm	只
J-050005	4.0mm, 52cm	只



双头针 (无氧转移操作用, 总长度, 针杆直径)

Double needle

J-060001	28吋, 0.8mm	只
J-060002	28吋, 1.2mm	只
J-060003	28吋, 1.5mm	只
J-060004	四氟, 35吋	只



实验专用长针头 (9*250, 杆直径0.9mm, 长250m)

Experimental special long needle

J-070001	16*250	只
J-070002	12*250	只
J-070003	9*250	只
J-070004	7*150, 10只/盒	盒
J-070005	9*150, 10只/盒	盒
J-070006	12*150, 10只/盒	盒
J-070007	16*150, 10只/盒	盒
J-070008	6*80mm, 10只/盒	盒
J-070009	7*80mm, 10只/盒	盒
J-070010	8*80mm, 10只/盒	盒
J-070011	9*80mm, 10只/盒	盒



普通针头

Ordinary needle

J-080001	5*20, 10只/盒	盒
J-080002	5*40, 10只/盒	盒
J-080003	7*32, 10只/盒	盒
J-080004	12*38, 10只/盒	盒
J-080005	16*38, 10只/盒	盒



不锈钢升降台 (长*宽*最大高度, mm)

Stainless steel lifting platform

S-130001	200*200*250	台
S-130002	150*150*200	台



铝氧化升降台 (长*宽*最大高度, mm)

Aluminum oxide lift platform

S-130003	150*150*200	台
S-130004	200*200*250	台



实验室网架

Laboratory grid rack

Q-360001	定做各种规格	套
----------	--------	---



实验耗材



铁架台 (长*宽*杆长, cm)
Iron support stand

J-090001	中, 14*20*60	套
J-090002	大, 29.5*17.2*70	套
J-090003	大理石, 30*15*60	套



英式不锈钢方台 (长*宽*杆长, mm)
Stainless steel square support stand

J-450001	小号 (125*225*500)	只
J-450002	中号 (150*250*600)	只
J-450003	大号 (150*300*700)	只



三足台 (每足长度*杆长)
Three foot support stand

J-460001	110*500mm	只
J-460002	135*600mm	只
J-460003	175*700mm	只



A型台(铸铁) (A字边长*杆长)
Support stand(A type)

J-440001	150*600mm	只
J-440002	200*600mm	只



多向十字夹
Multi-directional cross clamp

J-470001		只
----------	--	---



万向夹
Universal clamp

J-480001		只
----------	--	---



桌边夹
Table clamp

J-490001		只
----------	--	---



德式十字夹
Cross clamp, German type

J-100001	大	只
J-100002	特大	只



中十字夹
Cross clamp

J-100003		只
----------	--	---



方十字夹 (孔径*孔径, mm)
Square cross clamp

J-100004	10*10	只
J-100005	12*12	只
J-100006	14*14	只
J-100007	16*16	只



冷凝夹
Condenser clamp

J-320001	大	只
J-320002	中	只



烧瓶夹(冷板喷塑)
Flask clamp

J-340001		只
----------	--	---



烧瓶夹(铸造合金)
Flask clamp

J-350001		只
----------	--	---



烧杯夹
Beaker clamp

J-020001		只
----------	--	---



蝴蝶夹
Double-buret clamp

J-360001		只
----------	--	---



两爪多用夹
Two-claw clamp

J-220001	大号, 双调节	只
J-220002	小号, 双调节	只
J-240001	中号	只
J-240002	小号	只
J-240003	小号, 固定顶丝	只



三爪多用夹
Three-claw clamp

J-230001	大号, 双调节	只
J-230002	小号, 双调节	只



链夹
Chain clamp

J-250001	40-145mm	只
----------	----------	---



支撑圈(带杆闭口)
Supporting ring (closed)

J-280001	60mm	只
J-280002	80mm	只
J-280003	100mm	只
J-280004	120mm	只
J-280005	140mm	只



大铁环(带顶丝)
Large iron hoop (with screw)

J-280006	60mm	只
J-280007	80mm	只
J-280008	100mm	只
J-280009	120mm	只
J-280010	140mm	只



配重圆环
Counter weight ring

J-270001	48mm	只
J-270002	56mm	只
J-270003	61mm	只
J-270004	74mm	只

坩埚钳
Crucible tongs

J-290001	大450mm	只
J-290002	中350mm	只
J-290003	小250mm	只



弹簧夹 (止水夹)
Spring tubing clamp

J-380001		只
----------	--	---



螺丝夹
Screw hufmann clamp

J-390001		只
----------	--	---



开口反应器烧瓶夹
Opening-mouth flask reactor clamp

J-400001	304钢丝, 100#	只
J-400002	304钢板, 100#	只
J-400003	304钢板, 150#	只
J-400004	304钢板, 75#	只



快开式开口反应器烧瓶夹
Quick-opening flask reactor clamp

J-401001	304钢板, 75#	只
J-401002	304钢板, 100#	只
J-401003	304钢板, 150#	只



扣盖夹 (压盖夹, 铸铝喷塑)
Cover clamp(cast aluminum spray)

J-402001	75#	只
J-402002	100#	只
J-402003	150#	只
J-402004	215#	只



三脚架 (放置厚料分液漏斗用)
Tripod stand(placing thick separatory funnel)

J-410001	2L	只
J-410002	3L	只
J-410003	5L	只



小三脚架 (放置石棉网用)
Small tripod stand(placing asbestos network)

J-411001	125mm	只
J-411002	150mm	只
J-411003	200mm	只



石棉网
Asbestos network

Q-050001	20*20cm	只
Q-050002	14*14cm	只



打孔器
Hole punch

J-110001	7*1	套
----------	-----	---



搪瓷桶 (碱缸)
Enamel barrel (alkali cylinders)

T-050001	直径40cm	套
----------	--------	---



搪瓷方盘
Enamel square plate

J-130001	20*30cm	只
J-130002	30*40cm	只
J-130003	35*50cm	只



搪瓷有盖方盘
Enamel square plate with cover

J-140001	9寸, 16*24cm	套
J-140002	11.5寸, 20*30cm	套



敷料镊
Crossing forceps

J-150001	14cm	只
J-150002	20cm	只
J-150003	25cm	只



手术剪
Surgical scissors

J-160001	16cm	只
----------	------	---



止血钳
Haemostatic forceps

J-170001	14cm(直形)	只
J-170002	14cm(弯形)	只
J-170003	16cm(弯形)	只



脱脂棉
Degreasing cotton

Q-070001	500g/包	包
----------	--------	---



医用纱布
Medical gauze

Q-080001	500g/包	包
----------	--------	---



电接点温度计
Electric contact thermometer

J-180001	0-100/120mm	只
J-180002	0-200/120mm	只



电加热圈 (拔插式, 配电源线, 直径*高度)
Electrical heating coil (plug type)

J-190001	9*9cm	只
J-190002	11*11cm	只
J-190003	14*11cm	只
J-190004	16.5*12.5cm	只
J-190005	21*23cm	只
J-190006	24.5*30cm	只
J-190007	29*35cm	只



实验耗材



玻璃刀
Glass cutter

J-200001	只
----------	---

多用组合工具箱
Multi-purpose combo kit

J-420001	套
----------	---



瓷坩埚
Porcelain crucible

T-010001	10ml	只
T-010002	15ml	只
T-010003	20ml	只
T-010004	25ml	只
T-010005	30ml	只
T-010006	40ml	只
T-010007	50ml	只
T-010008	100ml	只
T-010009	300ml	只



瓷元皿
Porcelain evaporating dishes

T-020001	50ml	只
T-020002	75ml	只
T-020003	100ml	只
T-020004	150ml	只
T-020005	200ml	只
T-020006	250ml	只
T-020007	500ml	只
T-020008	750ml	只
T-020009	1000ml	只
T-020010	2000ml	只



布氏漏斗
Buchner funnel

T-030009	40mm	只
T-030001	60mm	只
T-030002	80mm	只
T-030003	100mm	只
T-030004	120mm	只
T-030005	150mm	只
T-030006	200mm	只
T-030007	250mm	只
T-030008	300mm	只



瓷乳钵
Porcelain mortar

T-040001	60mm	套
T-040002	80mm	套
T-040003	100mm	套
T-040004	130mm	套
T-040005	160mm	套



玛瑙研钵
Agate mortar

Q-060001	8cm	只
Q-060002	10cm	只
Q-060003	12cm	只
Q-060004	9cm	只



定性滤纸(中速)
Qualitative filter paper (medium speed)

Q-010001	7cm	包
Q-010002	9cm	包
Q-010003	11cm	包
Q-010004	12.5cm	包
Q-010005	15cm	包
Q-010006	18cm	包
Q-010007	60cm, 100张/包	张



微孔滤膜
Microporous filter membrane

Q-011001	0.22/60mm	盒
Q-011002	0.45/60mm	盒



滤筒
Filter cartridge

Q-420001	19*90, 1.0-1.5	只
Q-420002	22*60, 1.5-2.0	只
Q-420003	26*60, 1.5-1.75	只
Q-420004	27*80, 1.5-2.0	只
Q-420005	30*60, 1.5-1.75	只
Q-420006	30*100, 1.5-2.0	只
Q-420007	34*80, 1.75-2.0	只
Q-420008	36*80, 1.5-2.0	只
Q-420009	36*94, 1.5-2.0	只
Q-420010	36*100, 1.5-2.0	只
Q-420011	37*130, 1.5-2.0	只
Q-420012	41*150, 2-2.5	只
Q-420013	58*170, 2-2.5	只
Q-420014	70*240, 2.5-3	只
Q-420015	80*200, 2.5-3	只
Q-420016	80*250, 2.5-3	只
Q-420017	95*250, 2.5-3	只



滤布
Filter cloth

Q-421001	多种规格	包
----------	------	---



PH试纸
PH test paper

Q-020001	1-14	本
----------	------	---



精密试纸
Precision test paper

Q-120001	0.5-5.0	本
Q-120002	3.8-5.4	本
Q-120003	5.5-9.0	本
Q-120004	6.4-8.0	本



淀粉碘化钾试纸
Starch potassium iodide test paper

Q-130001		本
----------	--	---



标签纸
Label paper

Q-140001	10*30	本
Q-140002	14*34	本
Q-140003	26*65	本
Q-140004	50*74	本
Q-140005	44*54	本

铝箔纸
Aluminum foil paper

Q-150001	25cm*8m	盒
----------	---------	---



锡箔纸
Tin foil paper

Q-151001		盒
----------	--	---



保鲜膜
Fresh-keeping film

Q-152001		盒
----------	--	---



生料带
Teflon tape

Q-160001		盒
----------	--	---



封口膜
Sealing membrane

Q-030001		进口 卷
----------	--	------



擦镜纸
Lens wiping paper

Q-110001		本
----------	--	---



称量纸
Weighing paper

Q-040001	100*100	包
Q-040002	150*150	包
Q-040003	75*75	包



试管刷(直径/毛长/总长, mm)
Tube brush

Q-170001	30*90*200, 小	只
Q-170002	35*100*230, 中	只
Q-170003	40*130*270, 大	只



滴定管刷
Burette brush

Q-180001	15*145*620, 小	只
Q-180002	20*170*650, 中	只
Q-180003	30*210*700, 大	只



烧瓶刷
Flask brush

Q-190001	75*150*260, 小	只
Q-190002	90*180*310, 中	只
Q-190003	100*200*360, 大	只



吸管刷
Pipette brush

Q-200001	5*120*330, 小	只
Q-200002	15*170*390, 中	只
Q-200003	18*190*450, 大	只



三角烧瓶刷
Conical flask brush

Q-210001	80*130*240, 小	只
Q-210002	85*165*300, 中	只
Q-210003	90*190*330, 大	只



量瓶刷
Measuring flask brush

Q-220001	60*140*260, 小	只
Q-220002	70*180*350, 中	只
Q-220003	90*210*390, 大	只



试剂瓶刷
Reagent bottle brush

Q-230001	55*130*280, 小	只
Q-230002	65*185*340, 中	只
Q-230003	90*200*365, 大	只



烧杯刷
Beaker brush

Q-240001	65*85*170, 小	只
Q-240002	70*95*185, 中	只
Q-240003	80*105*225, 大	只



量筒刷
Measuring cylinder brush

Q-250001	55*150*330, 小	只
Q-250002	65*180*390, 中	只
Q-250003	70*190*440, 大	只



白大褂
Lab coat

Q-260001	厚, 160cm	件
Q-260002	厚, 175cm	件
Q-260003	厚, 185cm	件
Q-260004	薄, 160cm	件
Q-260005	薄, 175cm	件
Q-260006	薄, 185cm	件



丁腈手套
Nitrile gloves

X-320001	薄, 大, 100只/包	合
X-320002	薄, 中, 100只/包	合
X-320003	薄, 小, 100只/包	合
X-320004	厚, 大, 100只/包	合
X-320005	厚, 中, 100只/包	合
X-320006	厚, 小, 100只/包	合



实验耗材



乳胶手套
Latex gloves

X-321001	大, 100只/包	合
X-321002	中, 100只/包	合
X-321003	小, 100只/包	合



隔热手套
Heat insulating gloves

X-322001		付
----------	--	---



防水袖套
Waterproof sleeve

X-323001		付
----------	--	---



袖套
Sleeve

X-324001		付
----------	--	---



一次性塑料手套
Disposable plastic gloves

X-330001	100只/包	包
----------	--------	---



线手套
Cotton gloves

X-340001		付
----------	--	---



耐酸长袖手套
Acid-resistant long-sleeved gloves

X-350001		付
----------	--	---



超长耐酸手套
Extra long acid-resistant gloves

X-360001		付
----------	--	---



防护眼镜
Protective glasses

X-010001	白色	付
X-010002	蓝色可调	付



防化面罩
Chemical protective masks

X-400001		付
----------	--	---



一次性口罩
Disposable masks

Q-270001	50只/包	包
----------	-------	---



脱脂棉布口罩
Degreased cotton masks

Q-280001	12层	只
----------	-----	---



过滤式3#防毒口罩
Filter type 3 # gas mask

Q-290001	地球, 国产	套
Q-290002	3M, 3100	只
Q-290003	M3001, 滤盒	只



活性炭一次性口罩
Activated carbon disposable masks

Q-300001	50只/包	包
----------	-------	---



3M口罩
3M masks

Q-340001	8210, 颗粒物防护口罩	只
Q-340002	33, 高效能颗粒物防护口罩	只
Q-340003	8246, 酸性气体一味及颗粒物防护口罩	只
Q-340004	8576, 酸性气体一味及颗粒物防护口罩, 配冷流呼气阀	只
Q-340005	8577, 有机蒸气异味及颗粒物防护口罩, 配冷流呼气阀	只



3M半面型防护面罩(过滤盒另选配)
3M half face masks (filter box optional)

Q-340006	6200型	只
----------	-------	---



3M全面型防护面罩(过滤盒另选配)
3M holistic protective masks (filter box optional)

Q-340007	6800型	只
----------	-------	---



3M多用气体滤毒盒
3M gas filter box

Q-340008	M6002, 酸性气体, Cl ₂ , ClO ₂ , HCl, SO ₂ , H ₂ S	对
Q-340009	M6006, 有机蒸汽, Cl ₂ , ClO ₂ , HCl, SO ₂ , H ₂ S, HF, NH ₃ , CH ₃ NH ₂ , HCHO	对



电吹风
Hair dryer

Q-310001	1500W	台
----------	-------	---



电热枪
Electric heat gun

Q-311001		台
----------	--	---



铝锅
Aluminum pan

Q-350001	24cm	只
Q-350002	30cm	只
Q-350003	36cm	只
Q-350004	40cm	只

消毒筒(不锈钢)
Disinfection tube (stainless steel)

Q-390001	长吸管350mm	只
Q-390002	短吸管280mm	只
Q-390003	培养皿10只	只



进口计时器
Import timer

Q-380001	单道	只
Q-380002	双道	只
Q-380003	三道	只



数显式温度计
Digital display thermometer

Q-440001	-50+200度, 精度1度	只
----------	----------------	---



秒表
Stopwatch

Q-470001		只
----------	--	---



油抽(塑料)
Oil pump (plastic)

X-490001	大号(200L)	只
X-490002	小号(25L)	只



橡胶O形圈
Rubber O-rings

Q-490103	大, 14.3*1.9, 15只/包	包
Q-490104	小, 11*1.9, 15只/包	包



氟化的O型圈
Fluorinated O-ring

Q-490105	15*2.5, 耐压瓶用	只
Q-490106	22*2.4, 2L旋蒸用	只
Q-490107	45*3.1, 5L旋蒸用	只
Q-490108	105*2.5, 20L旋蒸用	只
Q-490109	55*2.5, 20L旋蒸用	只



杜邦洁净擦拭布
Dupont clean wiping cloth

Q-490205	MP-SL, 80片/包	包
Q-490206	JW-5, 300片/盒	盒
Q-490207	LD-2, 300片/包	包



载玻片盒
Slide box

X-600401	12片	只
X-600402	25片	只
X-600403	50片	只
X-600404	100片	只



细胞趋化小室
Leukocyte chemotaxis chamber

X-600701	改良型	只
----------	-----	---



细胞趋化小室滤膜
Leukocyte chemotaxis chamber filter membrane

X-600801		盒
----------	--	---



手术刀片
Scalpel blades

Q-490101		包
----------	--	---



小砂轮
Small grinding wheel

Q-490102	10片/盒	盒
----------	-------	---



取液体器
Liquid collector

X-601091		只
----------	--	---



紫外灯管 (规格参数/长度*直径)
UV lamp

Q-370001	手提(暗箱)式, 254/210*12mm	只
Q-370002	手提(暗箱)式, 365/210*12mm	只
Q-370003	台灯式, 254/235*12mm	只
Q-370004	台灯式, 365/235*12mm	只



有机玻璃防护挡板
Plexiglass guard

X-610001		只
----------	--	---



不锈钢消毒筐
Stainless steel disinfection baskets

J-500001		只
----------	--	---




办公用品等

笔记本	记号笔	中性笔
A4纸	裁纸机	装订机
固体胶	计算器	订书针
回形针	大头针	彩色长尾夹
文件夹	文件袋	文件架
卷尺	直尺	扎带
胶带(宽)	胶带(窄)	封箱器
插排	洗手液	卫生纸 草纸

四氟磁力搅拌

本系列四氟磁力搅拌子，广泛适用于科研、高校、医疗、工农业等部门的化验室与实验室搅拌溶液之用，该搅拌子规格齐全，可用于各种类型的磁力搅拌器中，效果良好。本品参考国外先进工艺，采用聚四氟乙烯和优质磁钢精制而成，具有耐磨，耐高温，耐化学腐蚀，旋转力矩大，运转稳定，式样科学新颖等优点，经中科院上海分院各研究所、大学、化工、石油、环保等部门使用，一致认为质量完全达到国外同类产品水平。

LNG40磁性标准：Br1.25wb/m² HCB48kA/m HCB48kj/m³



四氟磁力搅拌子型号、参数、形状、尺寸如上图所示，图纸比例1:1。

规格参数：形状·长度·直径（mm）

如A105，指形状为橄榄型，长度10mm，直径5mm；B6514，指形状为棒型，长度65mm，直径14mm。

高效硅胶板 Efficient silica gel plate

货号 Item No.	规格 (宽*长, cm) Size (Width*Length)	生产商 Manufacturer	包装 (片/盒, 盒/箱) Package (PCS/BOX, BOX/CTN)
G-102020	20*20	烟台黄海	20, 5
G-101020	10*20	烟台黄海	40, 5
G-101010	10*10	烟台黄海	80, 5
G-100520	5*20	烟台黄海	80, 5
G-100510	5*10	烟台黄海	160, 5
G-102508	2.5* 8	烟台黄海	320, 5
G-102510	2.5*10	烟台黄海	320, 5
G-112020	20*20	烟台德信	20, 5
G-110520	5*20	烟台德信	80, 5
G-112505	2.5* 5	烟台德信	640, 5
G-122020	20*20	烟台新诺	20, 5
G-120520	5*20	烟台新诺	80, 5
G-122505	2.5* 5	烟台新诺	640, 5

高效制备板 Efficient preparation plate

货号 Item No.	规格 (宽*长, cm, 硅胶层厚) Model (Width*Length, Paintcoat thickness)	生产商 Manufacturer	包装 (片/盒, 盒/箱) Package (PCS/BOX, BOX/CTN)
G-200304	20*20, 0.3-0.4mm	烟台黄海	20, 5
G-200405	20*20, 0.4-0.5mm	烟台黄海	20, 5
G-200910	20*20, 0.9-1.0mm	烟台黄海	20, 5
G-210405	20*20, 0.4-0.5mm	烟台德信	20, 5
G-210910	20*20, 0.9-1.0mm	烟台德信	20, 4
G-220405	20*20, 0.4-0.5mm	烟台新诺	20, 5
G-220910	20*20, 1.0mm	烟台新诺	20, 4

柱层析硅胶 (试剂级) Column chromatography silica gel (reagent grade)

货号 Item No.	规格 (硅胶颗粒大小, 目) Model (Silica gel particle size, Mesh)	生产商 Manufacturer	包装 Package
G-301020	100-200	烟台黄海	0.5kg/瓶, 6kg/箱
G-302030	200-300	烟台黄海	0.5kg/瓶, 6kg/箱
G-303040	300-400	烟台黄海	0.5kg/瓶, 6kg/箱
G-311020	100-200	青岛海洋	1kg/袋, 10kg/箱
G-312030	200-300	青岛海洋	1kg/袋, 10kg/箱
G-313040	300-400	青岛海洋	1kg/袋, 10kg/箱
G-321020	100-200	乳山太阳	1kg/袋, 10kg/箱
G-322030	200-300	乳山太阳	1kg/袋, 10kg/箱
G-323040	300-400	乳山太阳	1kg/袋, 10kg/箱

柱层析硅胶 (工业级) Column chromatography silica gel (industrial grade)

货号 Item No.	规格 (硅胶颗粒大小, 目) Model (Silica gel particle size, Mesh)	生产商 Manufacturer	包装 Package
G-411020	100-200	青岛海洋	1kg/袋, 10kg/箱
G-412030	200-300	青岛海洋	1kg/袋, 10kg/箱
G-413040	300-400	青岛海洋	1kg/袋, 10kg/箱
G-421020	100-200	乳山太阳	1kg/袋, 10kg/箱
G-422030	200-300	乳山太阳	1kg/袋, 10kg/箱
G-423040	300-400	乳山太阳	1kg/袋, 10kg/箱

薄层层析硅胶 Thin-layer chromatography silica gel

货号 Item No.	规格 Model	生产商 Manufacturer	包装 Package
G-510001	硅胶G	青岛海洋	0.5kg/瓶, 5kg/箱
G-510002	硅胶H	青岛海洋	0.5kg/瓶, 5kg/箱
G-510003	硅胶GF254	青岛海洋	0.5kg/瓶, 5kg/箱

变色硅胶 Allochroic silica gel

货号 Item No.	规格 Model	生产商 Manufacturer	包装 Package
G-610001	CP	青岛海洋	0.5kg/瓶, 12kg/箱

真空泵油 Vacuum pump oil

货号 Item No.	规格 Spec	生产商 Manufacturer	包装 Package
Y-100001	普通, 黄色	上海	5KG/桶
Y-100002	优质, 白色	进口	5KG/桶

甲基硅油 Methyl silicone oil

货号 Item No.	规格 Spec	生产商 Manufacturer	包装 Package
Y-200001	280度以下	国产	2.5KG/桶

导热油 Conduction oil

货号 Item No.	规格 Spec	生产商 Manufacturer	包装 Package
Y-300001	普通, 黄色	进口	16L/桶
Y-300002	优质, 透明, -30+250	国产	25KG/桶
Y-300003	优质, 透明, -80+200	进口	20L/桶



上海禾汽玻璃仪器有限公司（新津）分公司是上海禾汽于2008年6月在四川成都建成的上海禾汽常规玻璃仪器的加工基地。该基地占地10亩，现有员工60多名，生产所用玻璃管全部选用3.3高硼硅玻璃，1000ml以下球瓶全部用玻管手工吹制，2000ml以上采用北玻、蜀玻精选毛坯，采用国际生产标准，是中国西部最大、最先进的灯工生产基地。该基地的建成，改变了上海禾汽以往大量收购其他玻璃厂玻璃配件的传统，实现所有玻璃仪器全部自己生产的目标，从而保证了产品质量的高稳定性和生产供应的高效性。

Shanghai Heqi Glassware Co.,Ltd.(Xinjin)branch was established in June 2008 in Chengdu, Sichuan,which is the processing factory of ordinary glassware for Shanghai Heqi.The factory covers an area of 10 acres and has more than 60 employees.The test tubes are all high borosilicate glass 3.3.Plask under 1000ml are all hand blown.Above 2000ml is using blank of Beibo and Shubo.The products are produced according to international production standards.The factory is the biggest and the most advanced proceesing place in west China.The establish of the factory changed the tradition of buying a lot of glass accessories from other factories.Achieve the goal of all glassware all their production, so as to ensure the high stability of the product quality and efficiency of supply.



上海禾汽科学仪器大卖场于2009. 10. 7开业，占地3500多平方米，上架产品包括实验设备、玻璃仪器、实验耗材、化学试剂等。产品组成除上海禾汽自产的外，还包括IKA、EYELA、赛多利斯、梅特勒、四川蜀玻、北玻、天玻、盐城华欧、北京欣维尔、上海司乐、上海申生、上海精宏、上海恒平、上海志威、上海康嘉等企业的产品。这里是国内各名企的直销市场。同时该大卖场与国际玻璃仪器商城密切合作，外埠客户可在线享受大卖场的各项服务。如果你还为买一些实验仪器东奔西波，你可以来“上海禾汽科学仪器大卖场”，在这里你可以享受实验室仪器的“沃尔玛”、“家乐福”的服务，自行挑选、价格低廉，货比三家！

Shanghai Heqi scientific instrument market was opened in October 2009.It covers an area of over 3500 square meters selling lab equipment, glassware,lab supplies and consumables and other products.In addition to the self-produce product,the market also sells the products produced by other companies such as IKA,EYELA,Sartorius,Mettler,Shanghai Jinghong.It is the direct marketing of domestic companies. Meanwhile the market cooperates with international glassware market, nonlocal customers can enjoy online shopping services.If you are still bothered buying some lab instrument,you can choose Shanghai Heqi scientific instrument market.Here you can enjoy a laboratory instrument, "Wal-Mart", "Carrefour" service, self-selection, low prices, shop around!



上海禾汽玻璃仪器有限公司（潍坊）分公司是2011年2月由上海禾汽仪器有限公司和上海沙里宝玻璃仪器有限公司在山东潍坊合并组建的新公司，是上海禾汽实验设备的生产企业，下辖玻璃、金工和装配三个车间。主要研发和生产旋转蒸发器、玻璃反应釜、精馏装置、稳速搅拌器、磁力搅拌器、紫外分析仪、真空泵等实验室常用仪器设备。这个企业的建立，改变了上海禾汽设备以往代理或贴牌生产的历史，也开了国内旋蒸、反应釜生产企业自己做玻璃配件的先河。

Shanghai Heqi Glassware Co.,Ltd.(Weifang)branch is a new company established in Weifang,Shangdong in February 2011 by Shanghai Heqi Glassware Co.,Ltd. and Shanghai Shalibao glassware Co.,Ltd.It is the processing factory of lab equipments for Shanghai Heqi.It has three workshops of glass, metalwork and assembly mainly R&D and produce rotary evaporator, glass reactor,distillation unit,steady speed stirrer,magnetic stirrer,UV analyzers,pumps and other commonly used laboratory equipments. The establish of the company changed the history of the agent or OEM production, also opened a domestic rotary evaporation, reactor manufacturers make their own glass accessories precedent.



您一个电话，

剩下的由我们来负责！

——上海禾汽

上海禾汽玻璃仪器有限公司

上海禾汽化工科技有限公司

公司地址：上海市松江区新桥镇闵申路688弄9号

邮 编：201612

总机号码：86-21-51699196

销售分机：8014 8015 8016

传 真：86-21-57680948

公司网站：www.heqionline.com

www.interglassware.com

www.glasswareofchina.com

公司电邮：labmaid@heqionline.com

开户银行：中国民生银行上海分行闵行支行（上海禾汽玻璃仪器有限公司）

账 号：0213014 170008506

开户银行：中国民生银行上海分行闵行支行（上海禾汽化工科技有限公司）

账 号：0213014 210011653